



**IT** ISTRUZIONI PER L'USO

**EN** INSTRUCTIONS FOR USE

**DE** GEBRAUCHSANWEISUNG

**ES** INSTRUCCIONES DE USO

**FR** MODE D'EMPLOI

**IT** POSIZIONARE LA MASCHERINA SUL VISO IN MODO DA AVERE IL FERMAGLIO PER IL NASO NELLA PARTE ALTA; IL LATO SENZA FERMAGLIO RIVOLTO CONTRO IL VISO E LE FASCE ELASTICHE DA APPLICARE SULLE ORECCHIE

**EN** THE NOSE CLIP PART IS FACING UP, THE SIDE WITHOUT NOSE CLIP IS FACING THE FACE, AND THE EAR STRAPS ARE PULLED ON EACH HAND

**DE** MASKE AN BEIDEN SEITEN LEICHT ZUSAMMENDRÜCKEN. DIE ÖHRRIEMEN HINTER DEM ÖHR ANBRINGEN

**ES** LA PARTE DEL CLIP DE LA NARIZ ESTÁ HACIA ARRIBA, EL LADO SIN EL CLIP DE LA NARIZ ESTÁ MIRANDO HACIA LA CARA Y LAS CORREAS DE LAS OREJAS SE TIRAN DE CADA MANO

**FR** LA PARTIE DU PINCE-NEZ EST TOURNÉE VERS LE HAUT, LE CÔTÉ SANS PINCE-NEZ EST FACE AU VISAGE ET LES SANGLES D'OREILLE SONT TIRÉES DE CHAQUE MAIN

**IT** POGGIARE LA MASCHERINA CONTRO IL MENTO, TIRARE LE FASCE ELASTICHE AFFINCHÉ LA TENUTA SIA CONFORTEVOLE

**EN** FACE THE MASK AGAINST THE CHIN FIRST, AND PULL THE EARBAND BACK TO THE EAR AND HANG IT ON EAR UNTIL IT FEELS COMFORTABLE

**DE** STELLEN SIE DIE MASKE ZUERST GEGEN DAS KINN, ZIEHEN SIE DAS ÖHRBAND ZURÜCK ZUM ÖHR UND HÄNGEN SIE ES AN DAS ÖHR, BIS ES SICH ANGENEHM ANFÜHLT

**ES** PRIMERO, COLOQUE LA MASCARILLA CONTRA LA BARBILLA, TIRE DE LA DIADEMA HACIA LA OREJA Y CUÉLGUELA HASTA QUE SE SIENTA CÓMODA.

**FR** PLACEZ D'ABORD LE MASQUE CONTRE LE MENTON, PUIS TIREZ LE SERRE-TÊTE VERS L'OREILLE ET ACCROCHEZ-LE À L'OREILLE JUSQU'À CE QU'IL SOIT CONFORTEBLE

**IT** POGGIARE LE DITA DI ENTRAMBE LE MANI AL CENTRO DEL FERMAGLIO PER IL NASO E SPINGERE VERSO L'INTERNO AFFINCHÉ SI CONFOMI ALLA FORMA DEL PROPRIO PONTE NASALE

**EN** PLACE THE FINGERS OF BOTH HANDS IN THE CENTER OF THE NOSE CLIP AND PUSH INWARDS SO THAT IT CONFORMS TO THE SHAPE OF YOUR NOSE BRIDGE

**DE** LEGEN SIE DIE FINGER BEIDER HÄNDE IN DIE MITTE DES NASENCLIPS UND DRÜCKEN SIE SIE NACH INNEN, DAMIT SIE DER FORM IHRES NASENRÜCKENS ENTSPRECHEN

**ES** COLOQUE LOS DEDOS DE AMBAS MANOS EN EL CENTRO DE LA PINZA NASAL Y PRESIONE HACIA ADENTRO PARA QUE SE ADAPTE A LA FORMA DE SU PUENTE NASAL.

**FR** PLACEZ LES DOIGTS DES DEUX MAINS AU CENTRE DU CLIP NASAL ET PUSSEZ VERS L'INTÉRIEUR POUR QU'IL ÉPOUSE LA FORME DE VOTRE PONT NASAL

**IT** METTERE LE MANI SULLA MASCHERINA POSIZIONATA SUL VISO E CONTROLLARNE LA TENUTA

**EN** PLACE YOUR HANDS ON THE MASK POSITIONED ON THE FACE AND CHECK ITS TIGHTNESS

**DE** ÜBERPRÜFEN SIE DIE DICHTKEIT WIE FOLGT: -LEGEN SIE BEIDE HÄNDE AUF DIE MASKE UND - ATMEN SIE AUS  
-TRITT AN DEN RÄNDERN LUFT AUS, PASSEN SIE DIE MASKE DURCH ZUSAMMENDRÜCKEN DES NASENBÜGELS UND / ODER DURCH STRAFFEN DER KOPFBÄNDER (DURCH EINEN KNOTEN)  
-DEM GESICHT ENGER ANWIEGERHOLEN SIE DIES, BIS EIN BEFRIEDIGENDES ERGEBNIS ERZIELT WIRD.

**ES** COLOQUE SUS MANOS SOBRE LA MASCARILLA COLOCADA EN EL ROSTRO Y VERIFIQUE SU ESTANQUEIDAD

**FR** PLACEZ VOS MAINS SUR LE MASQUE POSITIONNÉ SUR LE VISAGE ET VÉRIFIEZ SON ÉTANCHEITÉ

**IT** I SOGGETTI AFFETTI DA ASMA O PROBLEMI RESPIRATORI VARI, POSSONO USARE IL DISPOSITIVO ESCLUSIVAMENTE IN SEGUITO AL CONSIGLIO DEL PROPRIO MEDICO

**EN** PEOPLE WITH ASTHMA OR VARIOUS BREATHING PROBLEMS CAN USE THE DEVICE ONLY FOLLOWING THE ADVICE OF THEIR DOCTOR

**DE** MENSCHEN MIT ASTHMA ODER VERSCHIEDENEN ATEMPROBLEMEN KÖNNEN DAS GERÄT NUR AUF ANWEISUNG IHRES ARZTES VERWENDEN

**ES** LAS PERSONAS CON ASMA O DIVERSOS PROBLEMAS RESPIRATORIOS PUEDEN UTILIZAR EL DISPOSITIVO ÚNICAMENTE SIGUIENDO LOS CONSEJOS DE SU MÉDICO

**FR** LES PERSONNES SOUFFRANT D'ASTHME OU DE PROBLÈMES RESPIRATOIRES DIVERS NE PEUVENT UTILISER L'APPAREIL QUE SUR L'AVIS DE LEUR MÉDECIN