

GB	DE	FR	PL	IT	SI	NL	CZ	
45101	Heftpfaster Verwendungs zweck: Zur Fixierung von Verbänden, Kompressen, Wattebäuschen oder anderen kleinen medizinischen Auflagen. Gebrauchsanweisung: Den Verband/die Komresse auf sauberer und trockener Haut mithilfe des Klebebandes anlegen, um ihn/sie zu fixieren. Nach Verwendung gemäß den Vorschriften für medizinischen Abfall entsorgen. Das Klebeband nicht zu eng anbringen, da dies die Durchblutung beeinflussen und ein unangenehmes Gefühl entstehen lassen würde. Warnhinweis: Das Klebeband nicht direkt auf der Wunde anbringen. Nur zur äußeren Anwendung; von Kindern fernhalten. Bei übermäßiger Wundblutung, Hautreizung oder Infektion das Klebeband entfernen und einen Arzt aufsuchen.	Heftpfaster Verwendungs zweck: Zur Fixierung von Verbänden, Kompressen, Wattebäuschen oder anderen kleinen medizinischen Auflagen. Gebrauchsanweisung: Den Verband/die Komresse auf sauberer und trockener Haut mithilfe des Klebebandes anlegen, um ihn/sie zu fixieren. Nach Verwendung gemäß den Vorschriften für medizinischen Abfall entsorgen. Das Klebeband nicht zu eng anbringen, da dies die Durchblutung beeinflussen und ein unangenehmes Gefühl entstehen lassen würde. Warnhinweis: Das Klebeband nicht direkt auf der Wunde anbringen. Nur zur äußeren Anwendung; von Kindern fernhalten. Bei übermäßiger Wundblutung, Hautreizung oder Infektion das Klebeband entfernen und einen Arzt aufsuchen.	Ruban adhésif Usage prévu : Pour la fixation de pansements, compresses, de boules de coton ou autres petits tampons médicaux. Mode d'emploi : Appliquer le pansement/les compresses sur une peau propre et sèche en utilisant le ruban pour le maintenir en place. Après utilisation, jeter avec les déchets médicaux. Ne pas trop serrer le ruban. Cela aurait pour effet de couper la circulation et la sensation serait désagréable. Avertissement : Ne pas appliquer directement sur la blessure. Usage externe uniquement. Tenir hors de la portée des enfants. Si la plaie saigne beaucoup ou si une irritation ou une infection de la peau se produit, retirer le ruban et consulter un médecin.	Przylepic Przeznaczenie: Do mocowania opatrunków, kompresów, waczków i innych niewielkich opatrunków. Sposób użycia: Opatrunek/kompres umieścić na czystej i suchej skórze, a następnie przymocować plasterem. Po użyciu traktować jako odpady medyczne. Nie owijać plasterem zbyt silnie, ponieważ wpływa to negatywnie na krążenie krwi i powoduje uczucie dyskomfortu. Ostrzeżenie: Nie stosować plastra bezpośrednio na rany. Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku nadmiernego krwawienia z rany lub podrażnienia bądź zakażenia skóry plaster należy usunąć i skonsultować się z lekarzem.	Nastro adesivo Uso previsto: per il fissaggio di fasciature, compresse, batuffoli di cotone o altri tamponi medici di piccole dimensioni. Istruzioni per l'uso: applicare la fasciatura/compressa sulla cute asciutta e pulita utilizzando il nastro per fissarla. Smaltere dopo l'uso come rifiuto sanitario. Non stringere eccessivamente il nastro per evitare disturbi circolatori e sensazione di fastidio. Avvertenza: non applicare il nastro direttamente sulla ferita. Solo per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se la ferita sanguina eccessivamente o la cute si irrita o si infetta, rimuovere il nastro e consultare un medico.	Lepilni trak Previdena uporaba: Za pritrditev povez, kompresijskih obvez, bombažnih zavojav ali drugih manjših medicinskih dimenzion. Navodila za uporabo: Povezo oz. obvezo nastavite na čisto in suho kožo in jo z lepilnim trakom prilepite na mesto. Po uporabi l'uso come rifiuto sanitario. Non stringere eccessivamente il nastro per evitare disturbi circolatori e sensazione di fastidio. Opozorilo: Non applicare il nastro direttamente sulla ferita. Solo per uso esterno. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Se la ferita sanguina eccessivamente o la cute si irrita o si infetta, rimuovere il nastro e consultare un medico.	Zelfklevende tape Bedoeld gebruik: Voor bevestiging van verbanden, kompressen, watten of andere kleine medische pads (kussentjes). Gebraiksaanwijzing: Breng met de tape het verband/kompres aan op een schone en droge huid zodat alles goed op de plaats blijft zitten. Na gebruik verwijderen als medisch afval. Breng de tape niet te strak aan, dit zal de bloedsomloop beïnvloeden en ongemakkelijk aanvoelen. Waarschuwing: Breng de tape niet rechtstreeks aan op de wond. Uitsluitend voor uitwendig gebruik, weghouden van kinderen. Als de wond overmatig bloedt of de huid geïrriteerd of geïnfecteerd is, moet de tape worden verwijderd. Raadpleeg een arts.	Lepicí páska Účel použití: Pro upevnění kompres, obvazů, bavlněných polštářků nebo jiných zdravotních malých podložek. Návod k použití: Na čistou a suchou pokožku přiložte obvod/kompresu a pomocí pásky ji upevněte na místě. Po použití s výrobku nakládejte jako se zdravotnickým odpadem. Pásku přilís neutehujte. mělo by to následek negativní vliv na krevní oběh a nepohodlí. Upozornění: Pásku nepoužívejte přímo na ránu. Pouze pro externí použití, uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud rána nadměrně krvácí nebo je pokožka podrážděna nebo infikována, odstraňte pásku a poraďte se s lékařem.
45232	Butterfly finger adhesive plaster Intended use: For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Read instructions prior to use; retain for future reference. Instruction for use: Clean wound and surrounding area and dry skin before applying the adhesive bandage/plaster. Remove adhesive bandage/plaster from protective wrapper. Position pad over wound and press firmly on adhesive area to ensure adhesion. Change dressing every 24 hours or if it is wet. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25 °C. Warning: Use immediately after opening protective wrapper. Wrapper is sealed with natural rubber latex. Do not use on major wounds. If wound bleeds excessively or skin becomes irritated or infected remove adhesive bandage/plaster. Not suitable for children under 2 years old. In rare cases, a reaction to the adhesive bandage/plaster may occur in small children with exceptionally sensitive skin. This may be due to heat, moisture and other factors when plaster is used especially in the face. In both cases consult a doctor immediately. If you are diabetic consult your doctor before use.	Butterfly-Pflaster für Finger Verwendungs zweck: Zur Anwendung auf kleinen Schnitten und Abschürfungen. Schützt kleine Wunden. Vor Gebrauch Anweisungen lesen; zur zukünftigen Referenz aufbewahren. Gebrauchsanweisung: Wunde und Wundumgebung vor dem Anbringen des Pflasters säubern und trocknen. Pflaster von der Schutzfolie lösen. Wundfläche des Pflasters über der Wunde platzieren und Klebeflächen fest andrücken. Alle 24 Stunden oder bei Durchnässen Pflaster wechseln. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Warnhinweis: Unmittelbar nach dem Öffnen der Schutzfolie verwenden. Die Verpackung ist mit latex versiegelt. Nicht auf größere Wunden auftragen. Pflaster entfernen, falls die Wunde stark blutet oder die Haut gereizt wird oder sich infiziert. Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren. In seltenen Fällen kann es bei Kleinkindern mit besonders empfindlicher Haut zu einer Reaktion mit dem Produkt kommen. Dies kann auf Hitze, Feuchtigkeit und andere Faktoren zurückzuführen sein, vor allem wenn das Produkt im Gesicht verwendet wird. In solchen Fällen umgehend einen Arzt aufsuchen! Diabetiker lassen sich bitte vor dem Gebrauch vom Arzt beraten.	Pansement papillon pour les doigts Usage prévu : Pour une utilisation sur des petites coupures et éraflures. Protège les petites blessures. Lire les instructions avant l'utilisation ; à conserver pour référence future. Mode d'emploi : Nettoyer la plaie et le pourtour, puis sécher la peau avant d'appliquer le pansement. Retirer le pansement de l'emballage de protection. Placer le tampon sur la plaie et appuyer fermement pour bien le coller. Changer toutes les 24 heures ou quand il est humide. Conserver au sec à l'abri de la lumière directe du soleil. À conserver à une température n'excédant pas 25 °C. Avertissement : Utiliser immédiatement après avoir ouvert l'emballage de protection. L'emballage est scellé avec du latex de caoutchouc naturel. Ne pas utiliser sur des plaies de gravité majeure. Si la plaie saigne excessivement ou si la peau devient irritée voire même infectée, enlevez le pansement. Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans. Dans de rares cas, une réaction au pansement peut survenir chez les petits enfants ayant une peau exceptionnellement sensible. Cela peut être dû à la chaleur, à l'humidité et à d'autres facteurs lorsque le pansement est utilisé, en particulier sur le visage. Dans les deux cas, consultez immédiatement un médecin. Si vous êtes diabétique, consultez votre médecin avant toute utilisation.	Plaster motylek na palec Przeznaczenie: Do stosowania na mniejsze skaleczenia i otarcia. Chroni mniejsze rany. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją do wglądu w przyszłości. Sposób użycia: Przed nałożeniem plastra oczyścić ranę i powierzchnię wokół, a następnie osuszyć skórę. Wyjąć plaster z opakowania ochronnego. Nalożyć na ranę i silnie docisnąć część przylepną, aby zapewnić odpowiednie przyleganie. Plaster należy wymieniać co 24 godziny lub w razie przesiąknięcia. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Ostrzeżenie: Zastosuj natychmiast po otwarciu opakowania ochronnego. Owijka jest uszczelniona lateksem z naturalnej gumy. Nie używaj w przypadku dużych ran. Jeśli rana nadmiernie krwawi lub skóra ulegnie podrażnieniu czy infekcji, usuń plaster. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 2 roku życia. W rzadkich przypadkach reakcja na plaster może wystąpić w sposób dowiecowy wyjątkowo wrażliwej skórze. Może to być spowodowane wysoką temperaturą, wilgocią i innymi czynnikami, kiedy plaster jest stosowany szczególnie na twarzy. W obu przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli masz cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.	Cerotto a farfalla per dita Uso previsto: utilizzare su piccoli tagli e abrasioni. Protegge le ferite minori. Leggere le istruzioni prima dell'uso. Conservare per consultazione futura. Istruzioni per l'uso: pulire la ferita e l'area circostante e asciugare la cute prima di applicare il cerotto. Rimuovere il cerotto dall'involucro protettivo. Posizionare il tampone sulla ferita e premere con decisione sull'area adesiva per assicurare l'adesione. Cambiare la medicazione ogni 24 ore o se è bagnata. Conservare in luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Conservare a temperature inferiori a 25 °C. Avvertenza: Utilizzare subito dopo aver aperto l'involucro protettivo. L'involucro è sigillato con lattice di gomma naturale. Non usare su ferite gravi. Rimuovere il cerotto se la ferita dovesse sanguinare eccessivamente o se la pelle dovesse irritarsi o infettarsi. Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni. In rari casi, può verificarsi una reazione al cerotto nei bambini piccoli con pelle eccezionalmente sensibile. Ciò può essere dovuto al calore, all'umidità e ad altri fattori soprattutto quando si applica il cerotto sul viso. In entrambi i casi consultare immediatamente un medico. Le persone diabetiche devono consultare il proprio medico prima dell'uso.	Obliž (metulj) za prste Previdena uporaba: Za uporabo pri manjših vrezinah in odrgninah. Ščiti manjše rane. Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za prihodnj uporabo. Navodila za uporabo: Očistite rano in območje okrog nje ter pred namestitvijo obliža osušite kožo. Obliž vzemite iz zaščitnega ovoja. Blazinico namestite preko rane in močno pritisnite čez lepilni del, da se obliž prilepi. Obvezo zamenjajte vsakih 24 ur ali če se zmocni. Pazite, da ostane suh in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Hranite pri temperaturi, nižji od 25 °C. Opozorilo: Uporabite takoj po odprtju zaščitnega ovoja. Ovojnica je zatesnjena z lateksom iz naravne gume. Ne uporabljajte z večjimi ranami. Če rana prekomerno krvavi ali se koža razdrži ali okuži, odstranite obliž. Ni primerno za otroke, mlajše od 2 let. V redkih primerih se pri majhnih otrocih z izjemno občutljivo kožo lahko pojavi reakcija na obliž. To je lahko posledica vročine, vlage in drugih dejavnikov, kadar se obliž uporablja zlasti na obrazu. V obeh primerih se takoj posvetujte z zdravnikom. Če ste diabetik, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.	Zwaluustaartjes Beoogd gebruik: Voor gebruik op kleine snijwonden en schaafwonden. Bescherm kleine wonden. Lees de instructies voor gebruik; bewaar voor toekomstig gebruik. Gebraiksaanwijzing: Reinig de wond en het omliggende gebied, droog de huid voordat de pleister wordt aangebracht. Verwijder de pleister uit de beschermende verpakking. Plaats de pleister over de wond en druk stevig op het kleefgebied om een goede hechting te verzekeren. Vervang de pleister elke 24 uur of als deze nat is. Houd droog en uit direct zonlicht. Bewaren beneden 25 °C. Waarschuwing: Gebruik onmiddellijk na het openen van de beschermende verpakking. De wikkel is verzegeld met natuurrubberlatex. Niet gebruiken bij grote wonden. Verwijder de pleister indien de wond overmatig bloedt of de huid geïrriteerd of geïnfecteerd raakt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar oud. In zeldzame gevallen kan er bij kleine kinderen met een uitzonderlijk gevoelige huid een reactie op de pleister optreden. Dit kan het gevolg zijn van hitte, vocht en andere factoren, vooral wanneer de pleister in het gezicht wordt gebruikt. In beide gevallen moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Als u diabetisch bent, raadpleeg dan voor gebruik een arts.	Motýlkovitá náplast na prsty na rukou Účel použití: K použití na drobnější řezné rány a odřeniny. Chrání drobné rány. Před použitím si přečtěte návod a ponechejte si jej pro pozdější použití. Návod k použití: Před aplikováním náplasti vyčistěte ránu a okolní oblast a očistěte kůži. Vyjměte náplast z ochranného obalu. Umístěte polštářek na ránu a pevně přitiskněte lepící oblast, aby bylo zajištěno přilepení. Náplast měňte každých 24 hodin nebo pokud je vlhká. Uchovávejte v suchém prostředí a z dosahu přímého slunečního svitu. Uchovávejte při teplotě nižší než 25 °C. Varování: Používejte ihned po otevření ochranného obalu. Obal je uzavřen latexem z přírodního kaučuku. Nepoužívejte pokud máte velká zranění. Pokud rána hodně krvácí nebo máte podrážděnou, či infikovanou kůži, náplast neproděně odstraňte. Nevhodné pro děti do 2 let. Ve vzácných případech může u malých dětí s mimořádně citlivou pokožkou dojít k reakci na náplast. To může být způsobeno teplem, vlhkostí a dalšími faktory, když se náplast používá zejména v obličejí. V obou případech ihned konzultujte lékaře. Pokud jste diabetik, poraďte se před použitím s lékařem.
45125	Waterproof plaster Intended use: For use on minor cuts and abrasions. Protects minor wounds. Read instructions prior to use; retain for future reference. Instruction for use: Clean wound and surrounding area and dry skin before applying the adhesive bandage/plaster. Remove adhesive bandage/plaster from protective wrapper. Position pad over wound and press firmly on adhesive area to ensure adhesion. Change dressing every 24 hours or if it is wet. Keep dry and out of direct sunlight. Store below 25 °C. Warning: Use immediately after opening protective wrapper. Wrapper is sealed with natural rubber latex. Do not use on major wounds. If wound bleeds excessively or skin becomes irritated or infected remove adhesive bandage/plaster. Not suitable for children under 2 years old. In rare cases, a reaction to the adhesive bandage/plaster may occur in small children with exceptionally sensitive skin. This may be due to heat, moisture and other factors when plaster is used especially in the face. In both cases consult a doctor immediately. If you are diabetic consult your doctor before use.	Wasserfestes Pflaster Verwendungs zweck: Zur Anwendung auf kleinen Schnitten und Abschürfungen. Schützt kleine Wunden. Vor Gebrauch Anweisungen lesen; zur zukünftigen Referenz aufbewahren. Gebrauchsanweisung: Wunde und Wundumgebung vor dem Anbringen des Pflasters säubern und trocknen. Pflaster von der Schutzfolie lösen. Wundfläche des Pflasters über der Wunde platzieren und Klebeflächen fest andrücken. Alle 24 Stunden oder bei Durchnässen Pflaster wechseln. Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren. Nicht über 25 °C lagern. Warnhinweis: Unmittelbar nach dem Öffnen der Schutzfolie verwenden. Die Verpackung ist mit latex versiegelt. Nicht auf größere Wunden auftragen. Pflaster entfernen, falls die Wunde stark blutet oder die Haut gereizt wird oder sich infiziert. Nicht geeignet für Kinder unter 2 Jahren. In seltenen Fällen kann es bei Kleinkindern mit besonders empfindlicher Haut zu einer Reaktion mit dem Produkt kommen. Dies kann auf Hitze, Feuchtigkeit und andere Faktoren zurückzuführen sein, vor allem wenn das Produkt im Gesicht verwendet wird. In solchen Fällen umgehend einen Arzt aufsuchen! Diabetiker lassen sich bitte vor dem Gebrauch vom Arzt beraten.	Pansement résistant à l'eau Usage prévu : Pour une utilisation sur des petites coupures et éraflures. Protège les petites blessures. Lire les instructions avant l'utilisation ; à conserver pour référence future. Mode d'emploi : Nettoyer la plaie et le pourtour, puis sécher la peau avant d'appliquer le pansement. Retirer le pansement de l'emballage de protection. Placer le tampon sur la plaie et appuyer fermement pour bien le coller. Changer toutes les 24 heures ou quand il est humide. Conserver au sec à l'abri de la lumière directe du soleil. À conserver à une température n'excédant pas 25 °C. Avertissement : Utiliser immédiatement après avoir ouvert l'emballage de protection. L'emballage est scellé avec du latex de caoutchouc naturel. Ne pas utiliser sur des plaies de gravité majeure. Si la plaie saigne excessivement ou si la peau devient irritée voire même infectée, enlevez le pansement. Ne convient pas aux enfants de moins de 2 ans. Dans de rares cas, une réaction au pansement peut survenir chez les petits enfants ayant une peau exceptionnellement sensible. Cela peut être dû à la chaleur, à l'humidité et à d'autres facteurs lorsque le pansement est utilisé, en particulier sur le visage. Dans les deux cas, consultez immédiatement un médecin. Si vous êtes diabétique, consultez votre médecin avant toute utilisation.	Plaster nieprzemakalny Przeznaczenie: Do stosowania na mniejsze skaleczenia i otarcia. Chroni mniejsze rany. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z instrukcją i zachować ją do wglądu w przyszłości. Sposób użycia: Przed nałożeniem plastra oczyścić ranę i powierzchnię wokół, a następnie osuszyć skórę. Wyjąć plaster z opakowania ochronnego. Nalożyć na ranę i silnie docisnąć część przylepną, aby zapewnić odpowiednie przyleganie. Plaster należy wymieniać co 24 godziny lub w razie przesiąknięcia. Chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Ostrzeżenie: Zastosuj natychmiast po otwarciu opakowania ochronnego. Owijka jest uszczelniona lateksem z naturalnej gumy. Nie używaj w przypadku dużych ran. Jeśli rana nadmiernie krwawi lub skóra ulegnie podrażnieniu czy infekcji, usuń plaster. Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 2 roku życia. W rzadkich przypadkach reakcja na plaster może wystąpić w sposób dowiecowy wyjątkowo wrażliwej skórze. Może to być spowodowane wysoką temperaturą, wilgocią i innymi czynnikami, kiedy plaster jest stosowany szczególnie na twarzy. W obu przypadkach należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Jeśli masz cukrzycę, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem.	Cerotto impermeabile Uso previsto: utilizzare su piccoli tagli e abrasioni. Protegge le ferite minori. Leggere le istruzioni prima dell'uso. Conservare per consultazione futura. Istruzioni per l'uso: pulire la ferita e l'area circostante e asciugare la cute prima di applicare il cerotto. Rimuovere il cerotto dall'involucro protettivo. Posizionare il tampone sulla ferita e premere con decisione sull'area adesiva per assicurare l'adesione. Cambiare la medicazione ogni 24 ore o se è bagnata. Conservare in luogo asciutto e lontano dalla luce solare diretta. Conservare a temperature inferiori a 25 °C. Avvertenza: Utilizzare subito dopo aver aperto l'involucro protettivo. L'involucro è sigillato con lattice di gomma naturale. Non usare su ferite gravi. Rimuovere il cerotto se la ferita dovesse sanguinare eccessivamente o se la pelle dovesse irritarsi o infettarsi. Non adatto a bambini di età inferiore a 2 anni. In rari casi, può verificarsi una reazione al cerotto nei bambini piccoli con pelle eccezionalmente sensibile. Ciò può essere dovuto al calore, all'umidità e ad altri fattori soprattutto quando si applica il cerotto sul viso. In entrambi i casi consultare immediatamente un medico. Le persone diabetiche devono consultare il proprio medico prima dell'uso.	Vodoodporni obliž Previdena uporaba: Za uporabo pri manjših vrezinah in odrgninah. Ščiti manjše rane. Pred uporabo preberite navodila in jih shranite za prihodnj uporabo. Navodila za uporabo: Očistite rano in območje okrog nje ter pred namestitvijo obliža osušite kožo. Obliž vzemite iz zaščitnega ovoja. Blazinico namestite preko rane in močno pritisnite čez lepilni del, da se obliž prilepi. Obvezo zamenjajte vsakih 24 ur ali če se zmocni. Pazite, da ostane suh in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi. Hranite pri temperaturi, nižji od 25 °C. Opozorilo: Uporabite takoj po odprtju zaščitnega ovoja. Ovojnica je zatesnjena z lateksom iz naravne gume. Ne uporabljajte z večjimi ranami. Če rana prekomerno krvavi ali se koža razdrži ali okuži, odstranite obliž. Ni primerno za otroke, mlajše od 2 let. V redkih primerih se pri majhnih otrocih z izjemno občutljivo kožo lahko pojavi reakcija na obliž. To je lahko posledica vročine, vlage in drugih dejavnikov, kadar se obliž uporablja zlasti na obrazu. V obeh primerih se takoj posvetujte z zdravnikom. Če ste diabetik, se pred uporabo posvetujte s svojim zdravnikom.	Waterbestendige pleister Beoogd gebruik: Voor gebruik op kleine snijwonden en schaafwonden. Bescherm kleine wonden. Lees de instructies voor gebruik; bewaar voor toekomstig gebruik. Gebraiksaanwijzing: Reinig de wond en het omliggende gebied, droog de huid voordat de pleister wordt aangebracht. Verwijder de pleister uit de beschermende verpakking. Plaats de pleister over de wond en druk stevig op het kleefgebied om een goede hechting te verzekeren. Vervang de pleister elke 24 uur of als deze nat is. Houd droog en uit direct zonlicht. Bewaren beneden 25 °C. Waarschuwing: Gebruik onmiddellijk na het openen van de beschermende verpakking. De wikkel is verzegeld met natuurrubberlatex. Niet gebruiken bij grote wonden. Verwijder de pleister indien de wond overmatig bloedt of de huid geïrriteerd of geïnfecteerd raakt. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar oud. In zeldzame gevallen kan er bij kleine kinderen met een uitzonderlijk gevoelige huid een reactie op de pleister optreden. Dit kan het gevolg zijn van hitte, vocht en andere factoren, vooral wanneer de pleister in het gezicht wordt gebruikt. In beide gevallen moet er onmiddellijk een arts worden geraadpleegd. Als u diabetisch bent, raadpleeg dan voor gebruik een arts.	Náplast odolná proti vodě Účel použití: K použití na drobnější řezné rány a odřeniny. Chrání drobné rány. Před použitím si přečtěte návod a ponechejte si jej pro pozdější použití. Návod k použití: Před aplikováním náplasti vyčistěte ránu a okolní oblast a očistěte kůži. Vyjměte náplast z ochranného obalu. Umístěte polštářek na ránu a pevně přitiskněte lepící oblast, aby bylo zajištěno přilepení. Náplast měňte každých 24 hodin nebo pokud je vlhká. Uchovávejte v suchém prostředí a z dosahu přímého slunečního svitu. Uchovávejte při teplotě nižší než 25 °C. Varování: Používejte ihned po otevření ochranného obalu. Obal je uzavřen latexem z přírodního kaučuku. Nepoužívejte pokud máte velká zranění. Pokud rána hodně krvácí nebo máte podrážděnou, či infikovanou kůži, náplast neproděně odstraňte. Nevhodné pro děti do 2 let. Ve vzácných případech může u malých dětí s mimořádně citlivou pokožkou dojít k reakci na náplast. To může být způsobeno teplem, vlhkostí a dalšími faktory, když se náplast používá zejména v obličejí. V obou případech ihned konzultujte lékaře. Pokud jste diabetik, poraďte se před použitím s lékařem.
45140N	Disposable gloves Intended use: To protect against infections. Disposable. Latex-free. Warning: Non sterile. Avoid direct contact with the wound.	Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch Verwendungs zweck: Zum Schutz vor Infektionen. Einwegprodukt. Latexfrei. Warnhinweis: Nicht steril. Direkten Kontakt mit der Wunde vermeiden.	Gants jetables Usage prévu : Pour protéger contre les infections. Jetables. Sans latex. Avertissement : Non stérile. Éviter le contact direct avec la blessure.	Rękawiczki jednorazowe Przeznaczenie: Do ochrony przed zakażeniami. Produkt jednorazowy. Nie zawiera lateksu. Ostrzeżenie: Produkt niejarty. Unikaj bezpośredniego kontaktu z raną.	Guanti monouso Uso previsto: proteggere dalle infezioni. Monouso. Privi di lattice. Avvertenza: non sterile. Evitare il contatto con le ferite.	Rokavice za enkratno uporabo Previdena uporaba: Za zaščito pred okužbami. Za enkratno uporabo. Brez lateksa. Opozorilo: Niso sterilne. Izogibajte se neposrednemu stiku z rano.	Wegwerphandschoenen Bedoeld gebruik: Bescherming tegen infecties. Wegwerpbaar. Latexvrij. Waarschuwing: Niet steriel. Vermijd direct contact met de wond.	Jednorázové rukavice Účel použití: Ochrana před infekci. Jednorázové. Bez latexu. Varování: Nesterilní. Zabraňte přímému styku s ránou.



