

Silk'n™

Beautiful Technology

Motion

H3220

- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- FR INSTRUCTIONS D'UTILISATION
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
- CS NÁVOD K POUŽITÍ
- SL NAVODILA ZA UPORABO
- PL INSTRUKCJA OBSŁUGI
- RU ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Rechtlicher Hinweis

Home Skinovations Ltd behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen zur Verbesserung von Leistung, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit vorzunehmen. Durch Home Skinovations Ltd bereitgestellte Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als korrekt und verlässlich angesehen. Die Home Skinovations Ltd übernimmt allerdings keine Verantwortung für deren Verwendung. Es wird weder stillschweigend noch unter einem Patent oder unter Patentrechten der Home Skinovations Ltd eine Lizenz eingeräumt.

Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form oder mit elektronischen oder mechanischen Mitteln für irgendwelche Zwecke ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Home Skinovations Ltd reproduziert oder übertragen werden. Änderungen der Daten ohne Vorankündigung sind vorbehalten.

Die Home Skinovations Ltd verfügt über Patente sowie anhängige Patentanmeldungen, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstige Rechte geistigen Eigentums, welche Gegenstand dieses Dokumentes sind. Die Bereitstellung dieses Dokumentes gibt Ihnen keinerlei Lizenz für diese Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder sonstigen Rechte geistigen Eigentums, sofern dies nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd geregelt ist. Änderung der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

SILK'N und das SILK'N-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkkn.eu oder www.silkkn.com, info@silkkn.com.

Inhaltsverzeichnis

1.	Lernen Sie Ihr Silk'n Motion kennen	3
2.	Sicherheit mit Silk'n Motion	4
3.	Gegenanzeigen und Warnungen	4
4.	Verwenden Sie Silk'n Motion nicht, wenn:.....	7
5.	Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:.....	7
6.	Sicherheitshinweise.....	8
7.	Mögliche Nebenwirkungen.....	9
8.	Langfristige Haarentfernung nach Silk'n.....	10
9.	Legen Sie los!.....	15
10.	Nach der Behandlung	17
11.	Wartung	17
12.	Fehlerbehebung	18
13.	Kundenservice.....	19
14.	Garantie	19
15.	Entsorgung	19
16.	Technische Daten	20
17.	Zeichenerklärung	21

1. Lernen Sie Ihr Silk'n Motion kennen

Silk'n Motion ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langfristige Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde. Es handelt sich um ein leistungsstarkes Elektrogerät, bei dessen Verwendung besonderes Augenmerk auf die Sicherheit gelegt werden sollte. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Anwendung alle Warnungen, Gegenanzeigen und Sicherheitsvorkehrungen lesen und sich streng danach richten. Wir empfehlen Ihnen, sich vor jeder Behandlung noch einmal mit der Gebrauchsanweisung vertraut zu machen.

1.1. Packungsinhalt

- Haarentfernungsggerät
- Netzadapter mit Kabel
- Aufbewahrungsbox
- Reinigungstuch
- Garantiekarte
- Bedienungsanleitung

1.2. Gerätebeschreibung

Sehen Sie sich das Schaubild auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung an, um die Position sämtlicher Bestandteile Ihres Silk'n Motion zu sehen.

1. Anzeige der Energiestufe (1-5)
2. Hautfarben-Sensorlicht
3. Bereitschaftsanzeige
4. Kontrolltaste
5. Hautfarben-Sensor
6. Behandlungsoberfläche
7. Netzadaptersockel

1.3. Anwendungszweck

Silk'n Motion dient der Entfernung unerwünschter Haare und sorgt für eine langfristige oder dauerhafte Haarreduktion. Dauerhafte Haarreduktion ist als langfristige, stabile Reduktion der nach einem Behandlungsregime nachwachsenden Anzahl an Haaren definiert. Sie können Silk'n Motion zur Entfernung unerwünschter Körperbehaarung verwenden. Für die Verwendung stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht (unterhalb der Wangenknochen), Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar. Jede andere Verwendung des Geräts als die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene ist nicht zulässig.

2. Sicherheit mit Silk'n Motion


Bei Silk'n Motion steht die Sicherheit an erster Stelle










Die Home Pulsed Light™ (HPL)-Technologie von Silk'n Motion sorgt für optimale Sicherheit bei niedrigeren Energiestufen. HPL erzielt langfristige Ergebnisse bei der Haarentfernung bei einem Bruchteil der Energiestufe, die bei anderer auf Licht basierender Ausrüstung zur Haarentfernung zum Einsatz kommt. Die niedrige Energie senkt das Risiko von Schäden und Komplikationen und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

3. Gegenanzeigen und Warnungen

Silk'n Motion ist nicht zur Anwendung durch alle Personengruppen geeignet.

Die Haarentfernung durch Laser- oder intensive Impulslichtquellen kann bei manchen Personen zu verstärktem Haarwuchs führen. Den momentan zur Verfügung stehenden Daten zufolge stellen Frauen aus dem Mittelmeerraum und aus Ost- und Südasiens die Gruppe mit dem höchsten Risiko für eine solche Reaktion dar, wenn sie Behandlungen im Gesicht und am Hals durchführen. Auf www.silkn.eu oder Ihrer lokalen Silk'n-Homepage finden Sie weitere Informationen.

 Die folgenden Personengruppen dürfen das Gerät nicht verwenden: Kinder, Erwachsene mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten und Personen, die über keine ausreichende Erfahrung im Umgang mit dem Gerät verfügen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

-  Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus und verwenden Sie die Energiestufen 2-5 nicht auf gebräunter Haut oder direkt nach dem Sonnenbad (auch bei Sonnenbänken und Sonnenstudios). Bitte sehen Sie sich Abschnitt "6.1. Sonnenbestrahlung" an.
-  Nur unterhalb der Wangenknochen und nicht im Augenbereich verwenden.
 -  Verwenden Sie es nicht auf Bereichen mit Injektionsfüllungen oder Injektionstoxinen.
 -  Tätowierungen oder ein permanentes Make-Up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Leberflecken oder Warzen), Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.
 -  Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen) und krankhafte Hautzustände durch systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden.
 -  Krankhafte Hautzustände durch Diabetes, systemische Erkrankungen oder Stoffwechselerkrankungen.
 -  Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen mit einer Vorgeschichte von Herpesausbrüchen.
 -  Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.
 -  Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden. Die Ergebnisse sind dauerhaft.

- ❗ Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ❗ Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut sehr rot ist, Bläschen bildet oder brennt.
- ❗ Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.
- ❗ Reinigen Sie die Haut vor der Anwendung nie mit entflammenden Flüssigkeiten wie Alkohol (einschließlich Parfüms, Reinigungsmittel oder andere, alkoholhaltige Substanzen).
- 🚫 Halten Sie Ihr Gerät fern von Wasser oder Flüssigkeiten. Verwenden Sie es nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Wasserbehältern. Stellen bzw. bewahren Sie das Gerät nicht an Orten auf, an denen es ins Wasser fallen, gestoßen werden oder in Wassernähe gelangen kann. An diesen Stellen besteht Stromschlagrisiko. Ziehen Sie sofort den Netzstecker, wenn das Gerät mit Flüssigkeiten in Berührung kommt und kontaktieren Sie den Kundenservice.
- ❗ Vor der Anwendung jeglichen Schmuck entfernen.
- ❗ Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist. Der Netzadapter muss jederzeit zugänglich sein, so dass er im Notfall schnell und einfach aus der Steckdose gezogen werden kann.
- ❗ Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Motion zu modifizieren, zu öffnen oder zu reparieren. Sie können sich der Gefahr durch elektrische Einzelteile oder Impulslichtenergie aussetzen. Sie können sich ernsthafte Schäden zufügen und verlieren dabei jegliche Garantieansprüche.

4. Verwenden Sie Silk'n Motion nicht, wenn:

- Die Stecker, Anschlüsse oder Zubehöerteile für dieses Gerät werden nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen.
- Ein Kabel oder Stecker beschädigt ist. Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Es im Gebrauch zu Rauchentwicklung kommt oder falls Sie Rauch riechen.
- Der *Hautfarben-Sensor*, der *Applikator* oder das *Außengehäuse* sind rissig oder fallen auseinander.
- Das Gerät nicht funktioniert oder auf andere Art beschädigt zu sein scheint.

Nehmen Sie in diesen Fällen Kontakt zum Silk'n-Kundenservice auf.

5. Nehmen Sie bei Vorliegen der folgenden Fälle vor der Verwendung Kontakt zu Ihrem Hausarzt auf:

- Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.
- Epilepsie.
- Erkrankung, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Porphyrie, polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.
- Vorgeschichte von Hautkrebs oder Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.
- Durchführung einer Strahlen- oder Chemotherapie in den letzten drei Monaten.
- Anwendung von ärztlich verschriebenen Arzneimitteln auf der Haut in den letzten sechs Monaten.
- Sonstige Erkrankung, welche die Behandlung für Sie aus Sicht Ihres Arztes unsicher machen würde.

6. Sicherheitshinweise

Dieser Abschnitt enthält Informationen, die Ihnen eine sichere Verwendung Ihres Geräts ermöglichen sollen.

6.1. Sonnenbestrahlung

- Die niedrigste Energiestufe (1) wurde für eine sichere Verwendung selbst nach einem Sonnenbad entwickelt.
- Falls Sie die Energiestufen 2-5 verwenden, sollten Sie über einen Zeitraum von 4 Wochen vor und 2 Wochen nach Ihrer Behandlung auf weitere Sonnenbäder verzichten. Dies ist darauf zurückzuführen, dass größere Menge an Melanin die Haut einem höheren Risiko aussetzen, wenn Sie eine auf Licht basierende Haarentfernungsmethode verwenden. Dies gilt für sämtliche Hauttypen, auch für diejenigen, die anscheinend nicht schnell braun werden.
- Wir empfehlen nach der Anwendung kein Sonnenbad. Sollten Sie nach der Anwendung dennoch in die Sonne gehen, sollten Sie einen Sonnenschutz SPF30 oder höher auf den behandelten Bereich auftragen. Schützen Sie den behandelten Bereich 2 Wochen lang durch einen hohen Sonnenschutz.

6.2. Bestrahlung der Augen mit Impulslicht

- Auch wenn das Gerät zur Behandlung von Gesichtshaar verwendet werden kann, sollten Sie besonders vorsichtig vorgehen, um Augenkontakt zu vermeiden und das Gerät nur unterhalb der Wangenknochen verwenden.

6.3. Wunden oder Infektionen

- Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie das Gerät wieder verwenden.

7. Mögliche Nebenwirkungen

Wenn Sie sich durchgehend an die Beschreibung in dieser Anleitung halten und alle Sicherheitshinweise beachten, dann sind Komplikationen und Nebenwirkungen sehr unwahrscheinlich. Jedoch stellt jede kosmetische Behandlung, einschließlich derjenigen für den Einsatz zu Hause, ein gewisses Risiko dar. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die Risiken und Komplikationen verstehen und akzeptieren, die bei Haarentfernungssystemen auf Impulslichtbasis, die für den häuslichen Gebrauch entwickelt wurden, auftreten können.

Leichte Hautbeschwerden

Die Haarentfernung durch Impulslicht ist allgemein gut verträglich. Dennoch können bei manchen Nutzern während der Verwendung leichtere Beschwerden auftreten. Diese lassen sich am ehesten als leicht brennendes Gefühl auf den behandelten Hautstellen beschreiben. Das brennende Gefühl kann während oder nach der Behandlung auftreten.

Das heißt, Sie sollten Silk'n Motion auf einer niedrigeren Energiestufe verwenden. Wenn auch das nicht hilft, stellen Sie die Verwendung des Geräts ein.

Rötung der Haut

Direkt nach Verwendung des Geräts oder innerhalb von 24 Stunden können Hautrötungen auftreten. Normalerweise klingen die Rötungen innerhalb von 24 Stunden wieder ab.

Gehen Sie zu Ihrem Hausarzt, falls die Rötungen nicht innerhalb von 2 bis 3 Tagen abklingen sollten.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Energiestufe verwenden, bei der Sie sich wohl fühlen und die für Ihre Hautfarbe geeignet ist.

Erhöhte Hautempfindlichkeit

Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, sodass eine Trocknung oder Abblätterung der Haut auftreten können.

Pigmentänderungen

Silk'n Motion zielt auf den Haarschaft ab, insb. auf die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und auf den Haarfollikel selbst. Dennoch besteht das Risiko einer zeitweisen Hyperpigmentierung (vergrößerte Pigmente oder braune Verfärbung) oder Hypopigmentierung (Aufhellung) der umgebenden Hautareale. Bei Personen mit dunklerem Hauttyp oder stark gebräunter Haut besteht ein erhöhtes Risiko für Änderungen der Hautpigmentierung. Normalerweise treten Verfärbungen oder Änderungen der Hautpigmentierung nur temporär auf, dauerhafte Hyper- oder Hypopigmentierung kommt selten vor.

Übermäßige Rötung und Schwellung

In seltenen Fällen kann es zu sehr starken Hautrötungen und Schwellungen kommen. Dies kommt eher an empfindlichen Körperstellen vor. Die Rötung und die Schwellungen sollten innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen und mit häufigen Eisanwendungen behandelt werden. Eine schonende Reinigung ist ok, verzichten Sie jedoch auf Sonnenbäder.

Bläschen oder Verbrennungen

Kühlen Sie die betroffene Stelle und verwenden Sie Sonnenmilch. Warten Sie vor einer weiteren Verwendung, bis die Haut komplett verheilt ist, und verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe. **Wenden Sie sich an Ihren Hausarzt, wenn der Normalzustand der Haut nach 3 Tagen noch nicht wiederhergestellt ist.**

8. Langfristige Haarentfernung nach Silk'n

Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch je nach Körperfläche, Haarfarbe und Verwendungsart von Silk'n Motion. Ein normaler vollständiger Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Währenddessen sind mehrfache Behandlungseinheiten erforderlich, um eine dauerhafte Haarentfernung zu erreichen.

Zu einem normalen Haarentfernungsplan mit Silk'n Motion während eines vollständigen Haarwuchszyklus gehören:

- Behandlungen 1-4: Planen Sie zwei Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.
- Behandlungen 5-7: Planen Sie vier Wochen Pause zwischen den Behandlungen ein.

- Behandlungen 8+: Führen Sie die Behandlung wie erforderlich durch, bis die gewünschten Resultate erreicht werden.

8.1. Zu erwartende Behandlungsergebnisse

Die individuellen Resultate hängen vom Haartyp und von biologischen Faktoren ab, die evtl. Einfluss auf den Haarwuchs haben. Einige Anwender sprechen evtl. schneller oder langsamer als nach der im Durchschnitt notwendigen Anzahl an Behandlungen auf die Behandlung an.

DE

Hauttyp ¹	Körperhaar ²	Lichtfluss [J/cm ²]	Körperteil	Durchschnittliche Behandlungsdauer	Effektivität des Haarrückgangs
1-5	Dunkelblond und Braun	2,5-4	Ober- oder Unterbeine	Die Sitzungen 10-12 sollten zeitlich ungefähr 4 Wochen auseinanderliegen.	60%
			Arme		50%
			Bikinizone		60%
			Unterarme		55%
1-5	Braun bis schwarz	2,5-4	Ober- oder Unterbeine	Die Sitzungen 8-10 sollten zeitlich ungefähr 4 Wochen auseinanderliegen.	70%
			Arme		60%
			Bikinizone		70%
			Unterarme		65%

¹Die Hauttypen basieren auf der Einteilung der Hauttypen nach Fitzpatrick. Sehen Sie auf dem Hautfarbendiagramm auf der Vorderseite der Bedienungsanleitung nach.

² Nicht wirksam auf weißen Körperhaaren.

8.2. Energiestufen


Die Energiestufe bestimmt die Intensität des auf Ihre Haut abgegebenen Lichtimpulses. Mit einer höheren Energiestufe werden auch die Ergebnisse der Haarentfernung besser, es steigt jedoch auch die Gefahr möglicher Nebenwirkungen und Komplikationen.

- Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe), die durch 5 *Anzeigeleuchten für die Energiestufe dargestellt* werden:
- Wird das Gerät eingeschaltet, so ist automatisch die Energiestufe 1 eingestellt. Nur eine Energiestufenanzeige leuchtet auf.
- Um die Energiestufe zu wechseln, drücken Sie mehrmals hintereinander die *Kontrolltaste*. Dadurch erhöht sich die Energiestufe von 1 auf 5. Sobald Sie Stufe 5 erreicht haben, drücken Sie erneut die *Kontrolltaste*, um die Energiestufe von 5 auf 1 zu reduzieren.



Sehen Sie in Abschnitt "9.1. Vor Ihrer ersten Behandlung" nach, um die richtige Energiestufe für Ihren zu behandelnden Bereich zu bestimmen.

8.3. Pulsen und Gleiten



Pulsen ist die beste Technik bei höheren Energiestufen.

- Drücken Sie die *Behandlungsfläche* an Ihre Haut. Bearbeiten Sie eine Reihe nach der anderen (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Beginnen Sie an einem Ende einer Reihe und machen Sie bis zum anderen Ende weiter.

- Die *Behandlungsfläche* erzeugt temporäre Druckstellen auf behandelten Stellen. Dadurch können Sie die Stellen sehen, die Sie bereits behandelt haben.
- Nach jedem Impuls den *Applikator* an die nächste Stelle verschieben. Fahren Sie mit dem Pulsen in dem Bereich, den Sie gerade behandeln, fort.
- Vermeiden Sie Lücken oder Überschneidungen bei der Anwendung des Geräts.

Gleiten ist die beste Technik bei niedrigeren Energiestufen.

- Drücken Sie den *Applikator* fest an Ihre Haut und gleiten Sie langsam über Ihre Haut (entweder waagrecht oder senkrecht wie im Bild gezeigt). Achten Sie darauf, dass der *Applikator* gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird.
 - Bei niedrigeren Energiestufen benötigt das Gerät nur 1-1,5 Sekunden, um sich zwischen zwei Impulsen wieder aufzuladen. Dies erzeugt ein pausenloses Aufleuchten.
 - Führen Sie den Gleitvorgang bei einer Geschwindigkeit durch, die es Ihnen erlaubt, Lücken und Überschneidungen zu vermeiden.
- ! Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung.
- ! Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Sie ein Unbehagen erkennen.

8.4. Gerätesensoren

Der Silk'n Motion verfügt über drei Sensoren für die Berührung, die Bewegung und die Farbe.

- **Berührung und Bewegung:** Das Gerät gibt nur wiederholte Impulse aus, wenn es engen Hautkontakt hat und Sie das Gerät über die Haut bewegen.

- **Farbe:** Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentation) führen. Ihr Silk'n Motion verfügt über einen *Hautfarbensensor*, der Ihre Hautfarbe automatisch erkennt. Der *Hautfarben-Sensor* prüft Ihre Hautfarbe zu Beginn und gelegentlich auch während der Behandlung.



Wenn Silk'n Motion einen dunklen Hautton erkennt und die Energiestufe auf 3 oder höher eingestellt ist, setzt das Gerät die Energiestufe automatisch auf 2 zurück.

8.5. Was kann ich von der Behandlung mit Silk'n erwarten?

Für viele Menschen stellt die Verwendung des Silk'n Motion evtl. die erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät dar. Folgende Punkte sind normal und können während der Behandlung auftreten:

- **Lärm:** Das Kühlgebläse erzeugt ein lautes Geräusch, das dem eines Haartrockners ähnelt. Dies ist normal.
 - **Knallgeräusch:** Bei jedem Aufblitzen des HPL™-Lichts.
 - **Wärmegefühl und Kribbeln:** Während jedes Lichtimpulses.
 - **Leichte Rötung:** Es ist nicht ungewöhnlich, eine sehr leichte rosaähnliche Hautfärbung während oder direkt nach der Behandlung zu sehen. Dies ist für gewöhnlich in der direkten Umgebung der Haare auffällig.
- ! Brechen Sie die Anwendung sofort ab, falls Ihre Haut sehr rot wird.
- ! Kontaktieren Sie bei jeglichen Komplikationen sofort Ihren Arzt.

9. Legen Sie los!

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihr Silk'n Motion zu verwenden:

1. Entnehmen Sie das Gerät und die anderen Komponenten der Verpackung.
2. Stecken Sie den *Anschlussstecker des Netzadapters* in den Gerätesockel und stecken dann den *Netzadapter* in eine gut erreichbare Steckdose. Alle *Anzeigen der Energiestufe* leuchten auf und gehen dann wieder aus.

DE

9.1. Vor Ihrer ersten Behandlung



Nehmen Sie vor der Behandlung jeglichen Schmuck ab.

Sie müssen entscheiden, welche Energiestufe für Ihre Haut und die Stelle, die Sie behandeln möchten, die richtige ist. Das Gerät bietet 5 Energiestufen von 1 (niedrigste Energiestufe) bis 5 (höchste Energiestufe). Sie können zum Beispiel einen Bereich mit Energiestufe 1 und einen anderen mit Stufe 4 behandeln. Informationen zu den Energiestufen finden Sie im Abschnitt "8.2. Energiestufen".

Testen Sie jeden Behandlungsbereich getrennt voneinander, um die richtige Energiestufe zu bestimmen (sehen Sie auf dem Hautfarbendiagramm auf der Vorderseite dieser Bedienungsanleitung nach).

1. Drücken Sie die *Kontrolltaste*, um das Gerät einzuschalten. Die *Anzeige der Energiestufe 1* leuchtet auf.
2. Stellen Sie die *Behandlungsfläche* auf Ihrer Haut ab, um den Impuls zu übertragen. Wenn Sie keine abnormalen Beschwerden feststellen, dann drücken Sie erneut die *Kontrolltaste*. Hierdurch wird die Energiestufe erhöht. Geben Sie an einer anderen Stelle einen Impuls mit der Energiestufe 2 ab.
3. Fahren Sie mit dem Testen bei erhöhten Energiestufen fort. Verwenden Sie die auf dem Hautfarbendiagramm angegebenen Energiestufen. Sobald Sie die höchste, angenehme Energiestufe für den zu behandelnden Bereich herausgefunden haben, können Sie mit der Anwendung beginnen.



Verwenden Sie eine niedrigere Energiestufe, falls irgendwelche Beschwerden auftreten.

Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.

Nun können Sie Ihr Silk'n Motion verwenden.

1. Bevor Sie einen bestimmten Bereich behandeln, sollte die Haut rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Pulvern, Antiperspirantien oder Deodorants sein. **Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette herausgezupft werden.**



Decken Sie Muttermale, Warzen oder andere Flecken auf der Haut ab, die nicht behandelt werden sollten.

2. Betätigen Sie die *Kontrolltaste*. Das Gerät schaltet sich ein, die *Energieanzeige* für die Energiestufe 1 leuchtet auf und ein Gebläseton ertönt.
3. Ungefähr 1 Sekunde nach dem Drücken der *Kontrolltaste* leuchtet die *Bereitschaftsanzeige*. Das Gerät ist dann auf der niedrigsten Energiestufe betriebsbereit.
4. **Stellen Sie die Energiestufe ein.** Drücken Sie mehrmals hintereinander die *Kontrolltaste*, um die Energiestufe so lange zu erhöhen, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben. Die *Anzeigeleuchten für die Energiestufe* zeigen die Einstellung der Energiestufe an (sehen Sie in Abschnitt "8.2. Energiestufen" nach).
5. Treffen Sie die Wahl, ob Sie den zu behandelnden Bereich durch **Gleiten** oder durch **Pulsen** behandeln möchten (sehen Sie in Abschnitt "8.3. Pulsen und Gleiten" nach).
6. Wenden Sie die *Behandlungsoberfläche* auf der Haut an. Stellen Sie sicher, dass die Haut eben und gleichmäßig gedehnt ist. Wenn sich die *Behandlungsoberfläche* in vollständigem Kontakt mit der Haut befindet, beginnt die *Bereitschaftsanzeige* langsam zu blinken.

7. Das Gerät bestimmt zunächst automatisch Ihre Hautfarbe und bestrahlt Ihre Haut mit einem Lichtimpuls. Sie werden eine sanfte Wärme und ein leichtes Kribbeln fühlen. Zudem hören Sie evtl. ein Knallgeräusch.
8. Entfernen Sie das Gerät von Ihrer Haut, wenn Sie Impulse aussenden. Das Gerät lädt sich für den nächsten Impuls sofort selbst wieder auf. Nach ein paar Sekunden (je nach eingestellter Energiestufe) schaltet sich die *Bereitschaftsanzeigewieder* ein und beginnt langsam zu blinken, wenn sie an die Haut gedrückt wird.
9. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie Impulse aussenden. Machen Sie einfach weiter, wenn Sie gleiten. Fahren Sie mit dem Pulsen oder Gleiten fort, bis Sie den gesamten Bereich behandelt haben.



Brechen Sie die Anwendung sofort ab, wenn Ihre Haut Bläschen bildet oder brennt.

10. Nach der Behandlung

Nach Beendigung Ihrer Behandlungseinheit:


1. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Kontrolltaste lange gedrückt halten. Merken Sie sich die letzte Energiestufe, die Sie verwendet haben, da diese beim Wiedereinschalten des Geräts nicht wiederhergestellt wird.
2. Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose heraus.


11. Wartung

Es ist wichtig, Ihr Silk'n Motion nach jeder Behandlung zu reinigen. Gehen Sie wie folgt vor, um das Gerät zu reinigen:



Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle.

 Zur Reinigung das Gerät, einschließlich des Applikators, mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen. Verwenden Sie niemals Azeton oder andere abrasive Flüssigkeiten, diese könnten Ihr Gerät beschädigen.

 Wir empfehlen, das Gerät nach der Reinigung in der Originalverpackung aufzubewahren.

 Tauchen Sie Ihr Silk'n Motion oder einzelne Geräteteile niemals in Wasser!

12. Fehlerbehebung

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Hierdurch können elektrische Bauteile oder gepulste Lichtquellen freigelegt werden, die eine Gefahr darstellen, und Sie schwer verletzen können. Dadurch erlischt Ihre Garantie.

Problem	Überprüfungen
Mein Gerät lässt sich nicht einschalten.	Stellen Sie sicher, dass der <i>Netzadapter</i> sachgemäß mit dem Gerät verbunden ist und dass dieses an eine Stromquelle an der Wand angeschlossen ist.
Es gibt keinen Lichtimpuls, wenn das Gerät meine Haut berührt.	Überprüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen ist und die <i>Bereitschaftsanzeige</i> leuchtet. Achten Sie darauf, dass der <i>Applikator</i> gleichmäßig und fest auf die Haut gedrückt wird und Sie das Gerät über die Haut bewegen.
Eines oder mehrere Lichter blinken.	Das Gerät hat schlecht funktioniert.
Das Gerät funktioniert nicht mehr und ist im Standby-Modus.	Betätigen Sie die <i>Kontrolltaste</i> erneut, um das Gerät zu starten.

Bitte wenden Sie sich bei Problemen oder Fragen an den Silk'n-Kundenservice.

13. Kundenservice

Auf unserer Internetseite finden Sie weitere Informationen: www.silkn.eu. Sie können diese Bedienungsanleitung auch als PDF herunterladen unter: www.silkn.eu. Kontaktieren Sie den Kundenservice um unvorhergesehenes Verhalten oder Ereignisse oder andere Probleme mit Ihrem Gerät zu berichten. Unsere Kontaktdaten:

Land	Servicenummer	E-Mail
Belgien	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Frankreich	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Deutschland	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italien		servizioclientiit@silkn.eu
Niederlande	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanien	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
GB	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Andere Länder	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Sehen Sie auf Ihrer Silk'n- Garantiekarte nach.

15. Entsorgung







Tragen Sie zum Umweltschutz bei. Entsorgen Sie den Artikel nicht mit dem Hausmüll und stellen Sie sicher, dass die Bestimmungen Ihres Landes für die Entsorgung von Elektrogeräten eingehalten werden.

16. Technische Daten

Modellnr.	H3220
Größe der Körperstelle	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Energiestufen	Max 4J/cm ²
Wellenlänge	475-1200nm
Betrieb und Sicherheit	Der Hautfarbensensor gewährleistet eine sichere Verwendung auf hierfür geeigneten Hauttypen
Packungsgröße	220x220x135 mm
Systemgewicht	275 g
Transport & Lagerung zwischen den Nutzungen und Lagerbedingungen	Temperatur: -40°C to +70°C Relative Feuchtigkeit: 10% - 90% Atmosphärischer Druck: 500 bis 1060 hPa
Betriebsbedingungen	Temperatur: 10°C bis 35°C Relative Feuchtigkeit: 30% - 75% Atmosphärischer Druck: 700 bis 1060 hPa
Zeit von Mindest-Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur Mindest-Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Zeit von maximaler Lagerungstemperatur zwischen Anwendungen bis zur maximalen Betriebstemperatur bei einer Umgebungstemperatur von 20°C.	30 Minuten
Betriebsmodus	Dauerbetrieb
Netzadaptermodelle und Rating	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120

Eingang Ausgang	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9A 12 VDC, 3.0A
Erwartete Nutzungsdauer des Geräts	5 Jahre

17. Zeichenerklärung

	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinien.
	Klasse II. Der Netzadapter ist durch eine doppelte Isolierung vor Stromschlag geschützt.
IP30	Das Gerät ist gegen das Eindringen von Gegenständen mit einem Durchmesser von mehr als 2,5 mm (wie beispielsweise Finger) geschützt, um einen Stromschlag zu verhindern.
	Nicht in feuchter Umgebung verwenden.
	Nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der in Ihrem Land geltenden gesetzlichen Vorschriften und helfen Sie mit, die Umwelt zu schützen. Entspricht der WEEE-Richtlinie.

Legal Notice

Home Skinovations Ltd reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd. Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd. Specifications are subject to change without notice.

SILK'N and the SILK'N logo are registered trademarks of Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com.

Table of contents

1. Get to know your Silk'n Motion	24
2. Safety with Silk'n Motion	25
3. Contraindications & warnings	25
4. Do not use Silk'n Motion if:	27
5. Consult your physician before use if you have:	28
6. Safety tips	28
7. Possible side effects	29
8. Long-term hair removal the Silk'n way	31
9. Get started!	34
10. After treatment	36
11. Maintenance	36
12. Troubleshooting	37
13. Customer service	38
14. Warranty	38
15. Disposal	38
16. Specifications	39
17. Signs and symbols	40

1. Get to know your Silk'n Motion

EN

Silk'n Motion is a light-based device for permanent hair reduction designed for home-use. It is a powerful electrical device and should be used with special attention to safety. Be sure to read all warnings, contraindications and safety precautions before use, and follow them strictly. We recommend you re-familiarize yourself with the instructions before each treatment.

1.1 Package contents

- Hair removal device
- Adapter with cable
- Storage case
- Cleaning cloth
- Warranty card
- User manual

1.2 Device description

Refer to the diagram at the front of this manual to see the location of each feature of your Silk'n Motion .

1. Energy level indicator lights (1-5)
2. Skin colour sensor light
3. Ready light
4. Control button
5. Skin colour sensor
6. Treatment surface
7. Adapter socket

Intended use

Silk'n Motion is intended to remove unwanted hair and effect long-term, or permanent hair reduction. Permanent hair reduction is defined as a long-term stable reduction in the number of hairs re-growing after a treatment regime. You may use Silk'n Motion to remove unwanted body hair. Ideal body areas include the underarms, bikini line, arms, legs, face (below the cheekbones), back, shoulders and chest.

Do not use this device for any purpose other than as described in this manual.

2. Safety with Silk'n Motion


With Silk'n Motion safety comes first


Home Pulsed Light™ (HPL) technology in Silk'n Motion provides superior safety with lower energy levels. HPL achieves long-term hair removal results at a fraction of the energy level used in other light-based hair removal equipment. The low energy reduces the risk of harm or complications, and contributes to your overall safety.

3. Contraindications & warnings





Silk'n Motion is not designed for everyone.

Hair removal by lasers or intense pulsed light sources can cause increased hair growth in some individuals. Based upon currently available data, the highest risk groups for this response are females of Mediterranean, Middle Eastern and South Asian heritage when used on the face and neck. For more information visit www.silkn.eu or your local Silk'n domain.

 This device must not be used by the following people: children, adults with limited physical, sensory or psychological capacities, or those lacking experience or knowledge in how to use the device. Children should be supervised to ensure that they do not play with the device.

 Do not expose treated areas to the sun, and do not use energy levels 2-5 on tanned skin or after recent sun exposure (including artificial tanning machines). Refer to section "6.1 Exposure to the sun".

- ❗ Use below the cheekbones and not around the eyes.
- ❗ Do not use on areas with injected fills or toxins.
- ❗ Do not treat on tattoos or permanent makeup, dark brown or black spots, (such as large freckles, moles, or warts), nipples, genitals, or lips.
- ❗ Do not treat on active eczema, psoriasis, lesions, open wounds or infections (cold sores), abnormal skin conditions caused by systemic or metabolic diseases (diabetes for example).
- ❗ Abnormal skin conditions caused by diabetes, systemic or other metabolic diseases.
- ❗ Do not treat on an area that has a history of herpes outbreaks.
- ❗ Do not use if you are pregnant or nursing.
- ❗ Do not treat on areas where you may want hair to grow. The results are permanent.
- ❗ Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
- ❗ Stop use immediately if your skin is very red, or if your skin blisters or burns.
- ❗ Use a lower energy level if you experience any discomfort.
- ❗ Never use flammable liquids such as alcohol (including perfumes, sanitizers, or other applications containing alcohol), or acetone to clean the skin before use.

-  Keep your device away from water or liquids! Do not use near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water. Do not place or store the device where it can fall, be pushed or placed anywhere near water. There is a risk of electrocution. Unplug immediately if the device comes into contact with any fluids, and contact Customer Service.
-  Remove all jewellery before use.
-  Never leave the device unattended when plugged into an outlet. Keep the AC/DC adapter accessible at all times, so it can be removed from the socket easily in case of emergency.
-  Do not attempt to modify, open or repair your device. You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy. You may cause serious harm to yourself, and you will void your warranty.

4. Do not use Silk'n Motion if:

- The plug, attachments or accessories for this device are not recommended by Home Skinovations Ltd.
- The device has a damaged cord or plug. Keep the power cord away from heated surfaces.
- You see or smell smoke when it is in use.
- The *skin colour sensor*, *treatment surface*, or *device casing* is cracked or coming apart.
- The device is not working or appears to be damaged in any other way.

In such cases, contact Silk'n Customer Service.

5. Consult your physician before use if you have:

- A history of keloidal scar formation.
- Epilepsy.
- A disease related to photosensitivity, such as porphyria, polymorphic light eruption, solar urticaria, lupus, etc.
- A history of skin cancer or areas of potential skin malignancies.
- Received radiation therapy or chemotherapy treatments within the past 3 months.
- Used physician-prescribed drugs on your skin within the past 6 months.
- Any other condition which, in your physician's opinion, would make it unsafe for you to be treated.

6. Safety tips

This section has information to help you use your device safely.

6.1 Exposure to the sun

- The lowest energy level (1) is designed for safe use even after sun exposure.
- If you use energy levels 2-5, avoid further exposure to the sun for 4 weeks before and 2 weeks after your treatment. This is because higher quantities of melanin expose the skin to greater risk when using any method of light-based hair removal. This applies to all skin types, even those that don't seem to tan quickly.
- We don't advise it, but if you have to go out in the sun after a treatment, be sure to apply sunscreen SPF30 or higher to the treated area. Do this for 2 weeks after a treatment.

6.2 Exposure of pulse light to the eyes

- Although you can use the device to treat facial hair, take extra care to avoid contact with the eyes, and use only below the cheekbones.

6.3 Wounds or infections

- Wait for the affected area to heal before further use.

7. Possible side effects

If you follow the instructions fully and pay attention to all warnings and contraindications, complications and side effects are uncommon. However every cosmetic procedure, including those designed for home use, involves some degree of risk. Therefore, it is important that you understand and accept the risks and complications that may occur with pulsed-light hair removal systems designed for home use.

Minor skin discomfort

Home pulsed light hair removal is generally well-tolerated. However, some users feel mild discomfort during use. This is best described as a mild stinging sensation on the treated skin areas. The stinging sensation may last during or after treatment.

This means that you should use Silk'n Motion at a lower energy level, and if that doesn't help, you should stop using the device.

Skin redness

Your skin may become red immediately after using the device or within 24 hours. Redness generally clears up within 24 hours.

See your doctor if redness does not go away within 2 to 3 days.

Make sure you use the energy level that is comfortable for you and suitable for your skin colour.

Increased sensitivity of the skin

The skin of the treated area is more sensitive so you may encounter dryness or flaking of the skin.

Pigment changes

Silk'n Motion targets the hair shaft, in particular the pigmented cells in the hair follicle and the hair follicle itself. Nevertheless there is a risk of temporary hyperpigmentation (increased pigment or brown discolouration) or hypopigmentation (whitening) to the surrounding skin. Risk of changes in skin pigmentation is higher for people with darker skin tones or heavily tanned skin. Usually discolouration or changes to skin pigment are temporary, and permanent hyperpigmentation or hypo-pigmentation are rare.

Excessive redness and swelling

In rare cases, treated skin may become very red and swollen. This is more common in sensitive areas of the body. The redness and swelling should subside within 2 to 7 days and should be treated with frequent applications of ice. Gentle cleansing is OK, but avoid exposure to the sun.

Blisters or burns

Cool the affected area and apply anti-burn cream. Wait until the area has healed completely before another treatment, and use a lower energy level.

If the skin does not return to normal within 3 days, consult your physician.

8. Long-term hair removal the Silk'n way

The efficiency of hair removal varies from person to person according to body area, hair colour, and how Silk'n Motion is used. A typical full hair growth cycle may take 18-24 months. During this time, multiple treatment sessions are required to achieve permanent hair removal.

A typical Silk'n Motion hair removal plan during a full hair growth cycle includes:

- Treatments 1-4: Plan two weeks apart.
- Treatments 5-7: Plan four weeks apart.
- Treatments 8+: Treat as needed, until desired results are achieved.

8.1 Expected treatment outcomes

Individual response depends on hair type as well as biological factors that may affect hair growth patterns. Some users may respond quicker or slower than the average number of treatments.

Skin Type ¹	Body Hair ²	Light Fluence [J/cm ²]	Part of the Body	Average Treatment Time	Effectiveness of Hair Removal
1-5	Dark blonde to brown	2.5-4	Lower or upper legs	Session 10-12, approx. 4 weeks apart.	60%
			Arms		50%
			Bikini line		60%
			Underarms		55%
1-5	Brown to black	2.5-4	Lower or upper legs	Sessions 8-10 approx. 4 weeks apart.	70%
			Arms		60%
			Bikini line		70%
			Underarms		65%

¹ Skin types are based on the Fitzpatrick scale of skin colours. Refer to the skin colour chart in the diagram at the front of the manual.

² Not effective on white body hair.

EN

8.2 Energy Levels


The energy level determines the intensity of the light pulse delivered to your skin. As the energy level increases, so do hair removal results, as well as the risk of possible side effects and complications.

- The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest), represented by 5 *energy level indicator lights*.
- When the device is turned on, the energy level is set to level 1 automatically. Only one energy level indicator light will be on.
- To change the energy level, press the *control button* repeatedly to increase the energy level from 1 to 5. Once at level 5, press the *control button* again to reduce the energy level from 5 back to 1.



To determine the right energy level for your treatment area, refer to section "9.1 Before your first treatment".

8.3 Pulsing and gliding





Pulsing is the best technique for working at higher energy levels.

- Press the *treatment surface* against your skin. Work in rows (either across or down as shown in the image). Start at one end of each row and progress to the other end.
- The *treatment surface* creates temporary pressure marks on the treated area so you can see areas you have treated.

- After each pulse, move the *treatment surface* to the next spot. Keep doing this pulsing action for the area you are treating.
- Avoid gaps or overlaps as you use the device.

Gliding is the best technique for working at lower energy levels.

- Press the *treatment surface* firmly against your skin and slowly glide over your skin (either across or down as shown in the image). Make sure that the *treatment surface* is always touching your skin.
 - At lower energy levels, the device takes only 1-1.5 seconds to recharge between pulses. This generates a nonstop sequence of flashes.
 - Glide at a speed so that you avoid gaps or overlaps.
-  Do not treat the same area of skin more than once per hair removal session.
-  Stop use immediately if you have any discomfort.

8.4 Device sensors

Your Silk'n Motion has three sensors. for touch, movement, and colour.

- **Touch and Movement:** The device will only emit repeated pulses when it is in firm contact with your skin, and you keep moving it across your skin.
- **Colour:** Light-based hair removal on darker skin tones may result in adverse effects such as burns, blisters, and skin colour changes (hyper- or hypo-pigmentation). Your Silk'n Motion has a *skin colour sensor* that detects the colour of your skin automatically. The *skin colour sensor* checks your skin colour at the start of, and occasionally during, each treatment.



If Silk'n Motion detects that your skin tone is dark, and the energy level is set to 3 or higher, the device will auto-adjust and set the energy level back to 2.

8.5 What to expect when treating with Silk'n

For many people, using Silk'n Motion may be their first experience with a light-based device. During a treatment session it is normal to experience or feel:

- **Noise:** The cooling fan makes noise similar to a hair dryer. This is normal.
 - **A popping sound:** With each flash of HPL™ light.
 - **A sensation of warmth and tingling:** During each light pulse.
 - **Some redness:** It is not uncommon to see some very mild, pink-like skin colouration during or just after a treatment. This is usually most noticeable around the hairs themselves.
- ! Stop use immediately if you see your skin is very red.
- ! Contact your physician immediately, if you experience any complication.

9. Get started!

To use your Silk'n Motion, follow these steps:

1. Remove the device and other components from box.
2. Plug the *adapter cord* into the device socket and plug the *adapter* into an electrical outlet. All *energy level indicator lights* will turn on, and then go off.

9.1 Before your first treatment

- ! Remove all jewellery before use.

You must decide which energy level is right for your skin, and the area you want to treat. The device has 5 levels of energy from 1 (the lowest) to 5 (the highest). For example, you might treat one area at energy level 1, and another at level 4. For information on energy levels, refer to section "8.2 Energy levels".

To choose the right energy level, test each treatment area separately (refer to the skin colour chart at the front of this manual).

1. Press the *control button* to turn on the device. The level 1 *energy level indicator light* will go on.
2. Place the *treatment surface* on your skin to deliver one pulse. If you do not experience abnormal discomfort press the *control button* again. This will increase the energy level. Deliver one pulse on a different spot at energy level 2.
3. Continue testing at increased energy levels. Use the energy levels indicated on the skin colour chart. When you find the highest energy level that is comfortable for that treatment area, you can start your treatment.



Use a lower energy level if you experience any discomfort.

Repeat this test for each part of the body you wish to treat.

You are now ready to use your Silk'n Motion

1. Before treating an area, the skin should be shaved, clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants. **Do not wax, pluck or tweeze the hair out.**



Be sure to cover up moles, warts or other marks on the skin that should not be treated.

2. Press the *control button*. The device will turn on, the level 1 *energy indicator light* will be on, and a fan sound will start.
3. Approximately 1 second after pressing the *control button*, the *ready light* will turn on. The device is then ready to use at the lowest energy level.
4. **Set the energy level.** Press the *control button* repeatedly to increase the energy level until you have the level you want. The *energy level indicator lights* indicate the energy level setting (refer to section "8.2 Energy levels").
5. Decide if you wish to treat the area by **Gliding** or **Pulsing** (refer to section "8.3 Pulsing and gliding").

6. Apply the *treatment surface* to the skin. Make sure that the skin is spread evenly and smoothly. When the *treatment surface* is in full contact with the skin, the *ready light* will start blinking slowly.
7. The device will first determine the colour of your skin automatically and it will flash a pulse of light onto your skin. You will feel a mild sensation of warmth and tingling, and you may hear a popping sound.
8. If you are pulsing, remove the device from your skin. The device will immediately recharge for the next pulse. After a few seconds (depending on the energy level) the *ready light* will turn on again, and start blinking slowly when pressed against the skin. If you are pulsing, repeat the process. If you are gliding, simply continue.
9. Continue to pulse or glide until you have treated the area fully.



Stop use immediately, if your skin blisters or burns.

10. After treatment

When you have finished your treatment session:

1. Turn the device off by giving the *control button* an extended press. Remember the last energy level setting you used, because it will not be restored when you turn the device on again.
2. Remove the adapter from the electrical outlet.

11. Maintenance

It is important to clean your Silk'n Motion device after each treatment. To clean the device:



Unplug the device.



To clean the device including the *treatment surface*, wipe with a clean, dry cloth. Never use acetone or other abrasive fluids, because they will damage your device.



After cleaning, we recommend you store the device in its original box.



Never immerse your Silk'n Motion or any of its parts in water.

12. Troubleshooting

Do not attempt to open or repair your device . You may expose yourself to dangerous electrical components or pulsed light energy, and may cause serious harm to yourself. It will also void your warranty.

Problem	Checks
My device does not start.	Make sure the <i>adapter</i> is properly connected to the device and that it is plugged into an electrical outlet on the wall.
There is no light pulse when the device touches my skin.	Check that the device is connected and the <i>ready light</i> is on. Make sure that the <i>treatment surface</i> is evenly and firmly pressed to the skin and that you are moving the device across your skin.
One or more lights blink.	The device has malfunctioned.
The device has stopped working and is in standby mode.	Press the <i>control button</i> again to start the device.

For problems or queries, please contact Silk'n Customer Service.

13. Customer service

EN

See our website for more information: www.silk'n.eu. This manual is also available as a PDF download from: www.silk'n.eu. Contact Customer Service to report unexpected operations or events, or any other problem with your device. Our contact details are:

Country	Service number	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Germany	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italy		servizioclientiit@silk'n.eu
Netherlands	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Spain	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Other countries	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

14. Warranty

Refer to your Silk'n warranty card.

15. Disposal



Help protect the environment. Do not dispose with household waste and be sure to follow your country's laws for the disposal of electrical items.





16. Specifications

EN

Model no.	H3220
Spot size	0.9cm x 3cm [2.7cm ²]
Technology	Home Pulsed Light
Maximum energy level	Max 4J/cm ²
Wavelength	475-1200nm
Operation & safety	Skin colour sensor ensures use on appropriate skin types.
Package size	220x220x135 mm
System weight	275 gm
Transport & storage between uses and storage condition	Temperature: -40°C to +70°C Relative humidity: 10% to 90% Atmospheric pressure: 500 to 1060 hPa
Operating conditions	Temperature: 10°C to 35°C Relative humidity: 30% to 75% Atmospheric pressure: 700 to 1060 hPa
Time from minimum storage temperature between uses to minimum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Time from maximum storage temperature between uses to maximum operating temperature with ambient temperature of 20°C degrees	30 minutes
Mode of operation	Continuous

Adapter models and rating	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Input Output	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.9A 12 Vdc, 3.0A
Expected service life of the equipment	5 years

17. Signs and symbols

	Products marked with this symbol fulfil the requirements of the EU directives.
	Class II. The adapter is protected against electric shock by means of double insulation.
IP30	The device is protected against the ingress of objects larger than 2.5mm diameter, such as fingers, to protect against electric shock.
	Do not use in wet environments.
	Do not dispose with household waste. Dispose in accordance with your country's laws and help protect the environment. In accordance with the WEEE Directive.

Mentions légales

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'apporter des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer la performance, la fiabilité ou la productibilité. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont exacts et fiables. Home Skinovations Ltd décline néanmoins toute responsabilité au regard leur utilisation. Aucune licence n'est implicitement accordée ou accordée autrement en vertu de tout brevet ou droit de brevet de Home Skinovations Ltd.

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd. Les données sont sujettes à changement sans préavis.

Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle afférents au sujet de ce document. La délivrance de ce document ne vous confère aucune licence sur ces brevets, marques commerciales, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle hormis ceux expressément accordés par contrat écrit avec Home Skinovations Ltd. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

SILK'N et le logo SILK'N sont des marques déposées de Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL www.silkn.eu ou www.silkn.com, info@silkn.com.

Table des matières

1. En savoir plus sur votre Silk'n Motion	43
2. La sécurité avec Silk'n Motion	44
3. Contre-indications & avertissements	44
4. N'utilisez pas Silk'n Motion si :.....	47
5. Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez :.....	47
6. Conseils de sécurité	48
7. Effets secondaires possibles	49
8. Épilation longue durée, la méthode Silk'n.....	50
9. Commencez !	55
10. Après le traitement	57
11. Maintenance.....	57
12. Dépannage	58
13. Service à la clientèle	58
14. Garantie	59
15. Élimination	59
16. Caractéristiques techniques	59
17. Signes et symboles	61

1. En savoir plus sur votre Silk'n Motion

Motion est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile. C'est un appareil puissant qui doit être utilisé avec précautions pour des raisons de sécurité. Assurez-vous de lire tous les avertissements, contre-indications et précautions de sécurité avant utilisation, et suivez-les strictement. Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec les instructions avant chaque soin.

1.1. Contenu du paquet

- Épilateur
- Adaptateur avec câble
- Étui de rangement
- Chiffon de nettoyage
- Carte de garantie
- Mode d'emploi

FR

1.2. Description de l'appareil

Veillez vous reporter au diagramme placé sur l'avant de ce mode d'emploi pour voir l'emplacement de chaque fonction de votre Silk'n Motion.

1. Diodes indicatrices de puissance (1-5)
2. Lumière du capteur de couleur de peau
3. Diode indicatrice prêt à l'emploi
4. Bouton de commande
5. Capteur de couleur de peau
6. Surface de traitement
7. Prise de l'adaptateur

1.3. Usage prévu

Silk'n Motion est prévu pour éliminer les poils indésirables et avec un effet à long terme, ou pour une réduction permanente des poils. La réduction permanente est définie comme une réduction stable et à long terme du nombre de poils repoussant après traitement. Silk'n Motion peut être utilisé pour éliminer les poils indésirables du corps. Les régions de traitement couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage (sous les pommettes), le dos, les épaules et le torse.

N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles décrites dans ce mode d'emploi.

2. La sécurité avec Silk'n Motion


Avec Silk'n Motion, la sécurité est au premier plan

La technologie Home Pulsed Light™ (HPL) de Silk'n Motion assure une sécurité supérieure avec des niveaux d'énergie plus bas. HPL permet d'obtenir des résultats à long terme sur l'élimination des poils avec une fraction du niveau d'énergie utilisé dans d'autres équipements de photoépilation. La faible énergie réduit le risque de blessure ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

3. Contre-indications & avertissements

Silk'n Motion ne convient pas à tout le monde.

L'épilation par des lasers ou des sources de lumière intense pulsée peut entraîner une augmentation de la croissance des poils chez certains individus. Sur la base des données actuellement disponibles, les groupes à risque le plus élevé pour cette réponse sont les femmes de la Méditerranée, du Moyen-Orient et de l'héritage sud-asiatique lorsqu'il est utilisé sur le visage et le cou. Pour plus d'informations visitez www.silkn.eu ou votre domaine local Silk'n.

 Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes suivantes : les enfants, les adultes ayant des déficiences physiques, sensorielles ou psychologiques, ou les personnes manquant d'expérience ou de connaissances sur la façon d'utiliser l'appareil. Les enfants doivent être surveillés afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.



N'exposez pas les zones traitées au soleil, et n'appliquez pas les niveaux de puissance de 2 à 5 sur une peau bronzée ou après une exposition récente au soleil (y compris après l'utilisation de matériel de bronzage artificiel). Se reporter à la section "6.1. Exposition au soleil".



L'appareil est adapté pour une utilisation en dessous des pommettes et non sur le contour des yeux.



Ne pas utiliser sur des zones avec des produits de comblements ou toxines injectés.



Ne pas appliquer l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.



Ne pas appliquer sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).



En cas de problèmes de peau causés par un diabète ou par d'autres maladies systémiques ou métaboliques.



Ne pas appliquer sur une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.



Ne l'utilisez pas si vous êtes enceinte ou allaitez.



Ne pas appliquer dans les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité. Les résultats sont permanents.

- FR
- ❗ Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.
 - ❗ Cessez immédiatement l'utilisation de l'appareil si votre peau est très rouge ou présente des cloques ou des brûlures.
 - ❗ Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un inconfort.
 - ❗ N'utilisez jamais de liquides inflammables, tels que l'alcool (y compris les parfums, les désinfectants ou tout autre produit contenant de l'alcool) ou de l'acétone pour nettoyer la peau avant l'utilisation.
 - ⚡ Évitez que l'appareil entre en contact avec de l'eau ou d'autres liquides ! Ne pas utiliser près de baignoires, douches, lavabos ou autres récipients contenant de l'eau. Ne pas placer l'appareil où il peut tomber, être poussé ou placé quelque part près de l'eau. Il y a un risque d'électrocution. Débranchez immédiatement si l'appareil entre en contact avec un liquide quelconque, et contactez le service à la clientèle
 - ❗ Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.
 - ❗ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Veillez à ce que l'adaptateur AC/DC soit accessible à tout moment, afin qu'il puisse être retiré de la prise facilement en cas d'urgence.
 - ❗ N'essayez pas de modifier, d'ouvrir, ni de réparer votre appareil Silk'n Motion. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou à une énergie lumineuse pulsée. Vous pouvez causer des dommages graves à vous-même et vous annulerez votre garantie.

4. N'utilisez pas Silk'n Motion si :

- La fiche, les pièces détachées ou les accessoires pour cet appareil n'ont recommandés par Home Skinovations Ltd.
- L'appareil a son fil ou sa prise endommagés. Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.
- Vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.
- L' *analyseur de couleur de peau, la surface de traitement, ou le boîtier de l'appareil* est fendue ou se désagrège.
- L'appareil ne fonctionne pas ou il semble abîmé.

Dans ces cas, contactez le service à la clientèle Silk'n™.

FR

5. Consultez votre médecin avant utilisation si vous avez :

- Des antécédents de formation de chéloïdes.
- Épilepsie.
- Une pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.
- Des antécédents de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques.
- Une radiothérapie ou chimiothérapie reçue au cours des 3 derniers mois.
- Utilisé des médicaments prescrits par le médecin pour votre peau au cours des 6 derniers mois.
- Toute autre affection qui de l'avis de votre médecin rendrait ce traitement potentiellement dangereux pour vous.

6. Conseils de sécurité

Cette section contient des informations pour vous aider à utiliser votre appareil en toute sécurité.

6.1. Exposition au soleil

- Le niveau d'énergie le plus bas (1) est conçu spécialement pour une utilisation en toute sécurité après vous être exposé au soleil.
- Si vous utilisez des niveaux d'énergie 2-5, évitez toute exposition au soleil 4 semaines avant et 2 semaines après votre traitement. C'est parce que de plus grandes quantités de mélanine exposent la peau à un plus grand risque lors de l'utilisation d'une méthode de photoépilation. Cette règle s'applique à tous les types de peau, même celles qui ne semblent pas bronzer rapidement.
- Nous ne le recommandons pas, mais si vous devez vous exposer au soleil à la suite d'une séance, assurez-vous de bien appliquer un écran solaire ayant un FPS de 30 ou plus sur la zone traitée. Ceci est valable pendant les deux semaines qui suivent une séance.

6.2. Exposition de lumière pulsée aux yeux

- Bien qu'il soit possible d'appliquer l'appareil pour le traitement des poils faciaux, nous vous recommandons d'éviter tout contact avec les yeux, et de ne l'utiliser que sur les zones situées en-dessous des pommettes.

6.3. Blessures ou infections

- Attendez la guérison de la zone affectée avant toute nouvelle utilisation.

7. Effets secondaires possibles

Si vous suivez les instructions complètement et faites attention à tous les avertissements et les contre-indications, les complications et les effets secondaires sont rares. Cependant, tout traitement esthétique, même ceux conçus pour une utilisation à domicile, comporte un certain risque. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter les risques et les complications éventuels lorsque vous utilisez un système d'épilation à la lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Léger inconfort de la peau

L'épilation à la lumière pulsée est généralement bien tolérée. Toutefois, certains utilisateurs sentent un léger inconfort pendant l'utilisation. Ceci est décrit comme une sensation de brûlure légère sur les zones de peau traitées. La sensation de picotement peut durer pendant ou après le traitement.

Ceci implique que vous devez utiliser le Silk'n Motion à un niveau de puissance plus bas, et que si cela n'aide pas, vous devrez cesser l'utilisation de l'appareil.

Rougeur cutanée

Votre peau peut devenir rouge immédiatement après avoir utilisé l'appareil ou dans les 24 heures. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures.

Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.

Assurez-vous d'utiliser le niveau d'énergie qui est confortable pour vous et adapté à votre couleur de peau.

Hypersensibilité de la peau

Dans la zone traitée, la peau est plus sensible et elle pourrait s'assécher ou peler.

Changements de la pigmentation

Silk'n Motion vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe et le bulbe du poil lui-même. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de pigment ou une décoloration marron) ou d'hypo-pigmentation (blanchiment) sur la peau environnante. Les risques de changements de pigmentation de la peau sont plus élevés pour les personnes ayant des teints plus foncés ou une peau très bronzée. Généralement, la décoloration ou les changements de pigmentation sont temporaires. Les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.

Rougeur excessive de la peau et enflure

Dans de rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et enflée. Ceci est plus fréquent sur les zones sensibles du corps. La rougeur et l'enflure devraient disparaître en 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage doux est OK, mais il faut éviter l'exposition au soleil.

Boursoufflures ou brûlures

Refroidissez la zone touchée et appliquer une crème anti-brûlure. Attendez jusqu'à ce que la zone ait complètement guéri avant un autre traitement, et utilisez un niveau d'énergie plus faible. **Si la peau ne revient pas à la normale dans les 3 jours, consultez votre médecin.**

8. Épilation longue durée, la méthode Silk'n

L'efficacité de l'épilation varie d'une personne à l'autre en fonction de la zone traitée, de la couleur du poil et de la manière dont Silk'n Motion est utilisé. Un cycle pileire complet peut prendre de 18 à 24 mois. Pendant ce temps, plusieurs séances de traitement sont nécessaires pour obtenir une épilation permanente.

Une planification habituelle de séances d'épilation avec Silk'n Motion pendant un cycle pileire complet inclut :

- Traitement 1-4 : Planifier en espaçant de deux semaines.
- Traitement 5-7 : Planifier en espaçant de quatre semaines.
- Traitement 8+ : Appliquer selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré.

8.1. Résultats attendus du traitement

Le résultat varie d'une personne à l'autre et dépend du type de poil ainsi que de facteurs biologiques pouvant affecter les cycles de croissance du poil. Certains utilisateurs obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances.

Type de peau ¹	Pilosité ²	Fluence de la lumière [J/cm2]	Partie du corps	Durée moyenne du traitement	Efficacité de l'épilation
1-5	Blond foncé à brun	2,5-4	Mollets ou cuisses	Séances 10-12, espacées d'environ 4 semaines.	60 %
			Bras		50 %
			Maillot		60 %
			Aisselles		55 %
1-5	Brun à noir	2,5-4	Mollets ou cuisses	Séances 8-10, espacées d'environ 4 semaines.	70%
			Bras		60 %
			Maillot		70%
			Aisselles		65 %

¹Les types de peau sont basées sur l'échelle Fitzpatrick des couleurs de peau. Veuillez vous reporter au nuancier dans le diagramme qui se situe à l'avant du mode d'emploi.

² Inefficace sur les poils blancs.

8.2. Niveaux d'énergie


Le niveau d'énergie détermine l'intensité de l'impulsion de lumière délivrée à votre peau. Plus le niveau d'énergie est élevé, plus les résultats de l'épilation sont meilleurs, et plus les risques de complications ou d'effets indésirables sont élevés.

- L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 5 diodes *indicatrices du niveau d'énergie*.
- Lorsque l'appareil est allumé, le niveau d'énergie est réglé au niveau 1 automatiquement. Seul un voyant lumineux du niveau d'énergie sera allumé.
- Pour changer le niveau d'énergie, appuyez sur le *bouton de commande* de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie de 1 à 5. Une fois au niveau 5, appuyez à nouveau sur le *bouton de commande* pour réduire le niveau d'énergie de 5 à 1.



Pour déterminer le niveau d'énergie approprié à votre zone de traitement, reportez à la section "9.1. Avant votre premier traitement".

8.3. Pulsation et glissement





La pulsation est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus élevés.

- Appuyez la *surface de traitement* contre votre peau. Travaillez en lignes (soit en travers soit vers le bas comme représenté sur l'image). Commencez à une extrémité de chaque ligne et progressez vers l'autre extrémité.

- La *surface de traitement* crée des marques de pression temporaires sur la zone traitée de sorte que vous puissiez voir les zones que vous avez traitées.
- Après chaque impulsion, déplacez la *surface de traitement* vers l'endroit suivant. Continuez à faire cette action d'impulsion pour la zone que vous traitez.
- Veuillez éviter les écarts ou les chevauchements lors de l'utilisation de l'appareil.

Le glissement est la meilleure technique pour travailler à des niveaux d'énergie plus faibles.

- Appuyez fermement la *surface de traitement* contre votre peau et glissez lentement sur votre peau (soit en travers soit vers le bas, comme indiqué sur l'image). Assurez-vous que la *surface de traitement* est toujours en contact avec votre peau.
 - A des niveaux d'énergie bas, l'appareil n'a besoin que de 1 à 1,5 secondes pour se recharger entre les impulsions. Cela délivre une série continue d'impulsions.
 - Faites glisser à une certaine vitesse de manière à éviter les creux ou chevauchements.
-  Ne pas appliquer dans la même zone plus d'une fois par séance d'épilation.
-  Cessez immédiatement l'utilisation en cas d'inconfort.

8.4. Analyseurs de l'appareil

Votre Silk'n Motion est doté de trois analyseurs pour le touché, le mouvement et la couleur.

- **Toucher et Mouvement** : L'appareil n'émet de pulsations répétées que lorsqu'il est fermement en contact avec votre peau et que vous continuez à le faire glisser sur votre peau.
- **Couleur** : L'épilation à la lumière ne convient pas aux peaux naturellement foncées et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlures, de cloques et de changements de la couleur de la peau (hyper ou hypopigmentation). Votre Silk'n Motion dispose d'un *capteur de couleur de peau* qui détecte la couleur de votre peau automatiquement. Le *capteur de couleur de peau* vérifie votre couleur de peau au début de, et parfois pendant, chaque traitement.



Si le Silk'n Motion détecte que vous avez une peau foncée, et que le niveau de puissance est réglé à 3 ou plus, l'appareil s'ajustera automatiquement et redescendra le niveau de puissance à 2.

8.5. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n

Pour beaucoup de personnes, utiliser Silk'n Motion pourrait être une première expérience avec un appareil d'épilation à la lumière. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit** : Le ventilateur de refroidissement fait un bruit similaire à un sèche-cheveux. C'est normal.
- **Un son d'éclatement** : Avec chaque flash de lumière HPL™.
- **Une sensation de chaleur et des picotements** : Au cours de chaque impulsion lumineuse.
- **Quelques rougeurs** : Il n'est pas rare de voir une coloration rose très douce sur la peau pendant ou juste après un traitement. Cela est généralement plus visible autour des poils eux-mêmes.



Cessez immédiatement l'utilisation si votre peau devient très rouge.



Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez de l'inconfort.

9. Commencez !

Pour utiliser votre Silk'n Motion, procédez comme suit :

1. Sortez l'appareil et les autres composants de la boîte.
2. Branchez le *câble de l'adaptateur* dans la prise de l'appareil et branchez *l'adaptateur* dans une prise électrique. Tous les *voyants de niveau d'énergie* se mettront en marche, puis s'éteindront.

9.1. Avant votre premier traitement



Enlevez toujours tout bijou avant utilisation.

Vous devez décider quel niveau d'énergie est bon pour votre peau et la zone que vous voulez traiter. L'appareil dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Par exemple, vous pourriez appliquer dans une zone au niveau d'énergie 1 et une autre au niveau 4. Pour toute information concernant les niveaux de puissance, veuillez vous reporter à la section "8.2. Niveaux d'énergie".

Pour choisir le bon niveau d'énergie, tester chaque zone de traitement séparément (reporter à tableau des couleurs de la peau sur le devant de ce mode d'emploi).

1. Appuyez sur le *bouton de commande* pour mettre l'appareil en marche. Le *voyant lumineux du niveau d'énergie* de niveau 1 sera allumé.
2. Placez la *surface de traitement* sur votre peau pour fournir une impulsion. Si vous n'avez pas ressenti de sensation d'inconfort, appuyez à nouveau sur le *bouton de commande*. Ceci va augmenter le niveau d'énergie. Délivrez une impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.
3. Continuer les tests à des niveaux d'énergie accrue. Utilisez les niveaux d'énergie indiqués sur le graphique de la couleur de peau. Lorsque vous avez trouvé le niveau d'énergie le plus haut qui est le plus confortable pour la zone de traitement, vous pouvez commencer votre traitement.



Utilisez un niveau d'énergie plus faible si vous ressentez un inconfort.

Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre Silk'n Motion

1. Avant de traiter une zone, la peau doit être rasée, propre, sèche et sans résidus de poudre, d'antisudorifiques ou de désodorisants.
Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils.



- Assurez-vous de couvrir les grains de beauté, les verrues ou d'autres marques sur la peau qui ne devraient pas être traitées.
2. Appuyez sur le *bouton de commande*. L'appareil va se mettre en marche, le *voyant lumineux du niveau d'énergie* va s'allumer et un bruit de ventilation va se faire entendre.
 3. Environ 1 seconde après avoir appuyé sur le *bouton de commande*, la *diode indicatrice Prêt à l'emploi* s'allume. L'appareil est alors prêt à l'emploi au niveau d'énergie le plus bas.
 4. **Réglez le niveau d'énergie.** Appuyez sur le *bouton de commande* de manière répétée pour augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le niveau que vous souhaitez. Le *voyant lumineux de niveau d'énergie* indique le réglage du niveau d'énergie (se reporter à la section "8.2. Niveaux d'énergie").
 5. Décidez si vous souhaitez traiter la zone en **Faisant glisser** ou en **Donnant une impulsion** (se reporter à section "8.3. Pulsation et glissement").
 6. Appliquez la *surface de traitement* sur la peau. Assurez-vous que la peau est étirée de manière uniforme et douce. Dès que la *surface de traitement* est complètement au contact de la peau, la *diode indicatrice de prêt à l'emploi* commence à clignoter lentement.
 7. L'appareil déterminera d'abord automatiquement la couleur de votre peau et il enverra une impulsion de lumière sur votre peau. Vous sentirez une légère sensation de chaleur et de picotement, et vous pouvez entendre un bruit d'éclatement.
 8. Si vous faites une impulsion, enlevez l'appareil de votre peau. L'appareil se recharge immédiatement pour la prochaine impulsion. Après quelques secondes (en fonction du niveau d'énergie réglé), la *diode indicatrice de Prêt à l'emploi* s'allume à nouveau et commence à clignoter lentement lorsque l'appareil est à nouveau au contact de la peau.

9. Si vous faites une impulsion, répétez le processus. Si vous faites glisser, continuez. Continuez à faire une impulsion ou à faire glisser jusqu'à traiter entièrement la zone.



Arrêtez immédiatement l'utilisation, si votre peau présente de boursouflures ou des cloques.

10. Après le traitement

Quand vous avez fini votre séance de traitement :

1. Éteignez l'appareil en donnant au bouton de commande une pression prolongée. Veillez à mémoriser le dernier niveau d'énergie utilisé, car celui-ci ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez l'appareil.
2. Débranchez l'adaptateur de la prise électrique.

FR

11. Maintenance

Il est important de nettoyer votre appareil Silk'n Motion après chaque traitement. Pour nettoyer l'appareil :



Débranchez l'appareil.



Nettoyez l'appareil, dont la surface de traitement, avec un chiffon sec et propre. N'utilisez jamais d'acétone ou autres liquides abrasifs, ils endommageraient l'appareil.



Après le nettoyage, nous vous recommandons de stocker l'appareil dans sa boîte d'origine.



N'immergez jamais votre appareil Silk'n Motion ou l'un de ses composants dans l'eau.

12. Dépannage

N'essayez pas d'ouvrir, ni de réparer votre appareil. Vous pouvez vous exposer à des composants électriques dangereux ou à une lumière pulsée intense et nuire gravement à votre santé. Cela annulera également votre garantie.

Problème	Contrôles
Mon appareil ne démarre pas !	Assurez-vous que <i>l'adaptateur</i> est bien connecté à l'appareil et qu'il est branché dans une prise électrique murale.
Il n'y a pas d'impulsion de lumière quand l'appareil touche ma peau.	Vérifiez que l'appareil est connecté et que <i>le voyant Prêt</i> est allumé. Assurez-vous que la <i>surface de traitement</i> est pressée uniformément et fermement à la peau et que vous faites glisser l'appareil sur l'ensemble de votre peau.
Une ou plusieurs lumières clignotent.	L'appareil a mal fonctionné.
L'appareil a cessé de fonctionner et est en veille.	Appuyez de nouveau sur le <i>bouton de commande</i> pour démarrer l'appareil.

Pour tous problèmes ou questions, veuillez contacter le service à la clientèle Silk'n.

13. Service à la clientèle

Consultez notre site Web pour plus d'informations : www.silkn.eu Ce mode d'emploi est également à votre disposition en version PDF, téléchargeable à partir du site www.silkn.eu. Contactez le Service à la clientèle pour signaler une opération ou un événement inattendus, ou tout autre problème lié à votre appareil. Nos coordonnées sont les suivantes:

Pays	Numéro du service	E-mail
Belgique	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
France	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Allemagne	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italie		servizioclientiit@silkn.eu
Pays-Bas	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Espagne	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Royaume-Uni	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Autres pays	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garantie

Veillez vous reporter à votre carte de garantie Silk'n.

15. Élimination







Aidez à protéger l'environnement. Ne jetez pas votre appareil avec les ordures ménagères et assurez-vous de respecter les lois de votre pays concernant l'élimination des articles électriques.

16. Caractéristiques techniques

N° modèle	H3220
Dimension du spot	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Niveau d'énergie maximum	Max 4J/cm ²
Longueur d'onde	475-1200 nm

Fonctionnement et sécurité	Le Détecteur de couleur de peau garantit une utilisation sur les types de peau appropriés
Taille du paquet	220x220x135 mm
Poids du système	275 g
Transport et stockage entre les utilisations et conditions de stockage	Température : -40 °C to +70 °C Humidité relative : 10% à 90% Pression atmosphérique : 500 à 1060 hPa
Conditions de fonctionnement	Température : 10 à 35°C Humidité relative : 30% à 75% Pression atmosphérique : 700 à 1060 hPa
Temps de la température minimale de stockage entre les utilisations à la température minimale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Temps de la température maximale de stockage entre les utilisations à la température maximale de fonctionnement à une température ambiante de 20 ° degrés C	30 minutes
Mode de fonctionnement	Continu
Modèles et classe d'adaptateurs	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Entrée Sortie	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9 A max. 12V DC, 3,0 A
Durée de vie prévue de l'équipement	5 ans

17. Signes et symboles

	Les produits qui portent ce symbole sont conformes aux exigences des directives de l'UE.
	Classe II. L'adaptateur est protégé contre les chocs électriques grâce à une double isolation.
IP30	L'appareil est protégé contre la pénétration d'objets de plus de 2,5 mm de diamètre, des doigts par exemple, pour protéger contre les chocs électriques.
	Ne pas utiliser dans des environnements humides.
	Ne pas jeter avec les déchets ménagers. Éliminer conformément aux lois de votre pays et aider à protéger l'environnement. En conformité avec la directive DEEE.

FR

Правна информация

Home Skinovations Ltd. си запазва правото да променя своите продукти или технически характеристики с цел подобряване на производителността, надеждността или технологичността. Информацията, предоставена от Home Skinovations Ltd., се счита за точна и надеждна към момента на публикуване. Въпреки това Home Skinovations Ltd. не поема никаква отговорност за употребата му. Никакви лицензи не се издават вследствие на това или по друг начин при каквото и да е патент или патентни права на Home Skinovations Ltd.

Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да е средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd. Данните подлежат на промяна без уведомяване.

Home Skinovations Ltd. разполага с патенти и заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, отнасящи се до предмета на настоящия документ. Предоставянето на този документ не ви дава лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, освен в случаите, изрично предвидени в някое писмено съгласие от Home Skinovations Ltd. Техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

SILK'N и логото на SILK'N са регистрирани търговски марки на Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ИЗРАЕЛ www.silkn.eu или www.silkn.com, info@silkn.com.

Съдържание

1. Опознайте вашия Silk'n Motion.....	64
2. Безопасност със Silk'n Motion	65
3. Противопоказания и предупреждения	65
4. Не използвайте Silk'n Motion, ако:	68
5. Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате:.....	68
6. Съвети за безопасност	69
7. Възможни нежелани реакции	70
8. Дълготрайно обезкосмяване по метода на Silk'n....	72
9. Първи стъпки!.....	76
10. След третиране.....	78
11. Техническо обслужване	79
12. Откриване и отстраняване на неизправности	79
13. Обслужване на клиенти	80
14. Гаранция	81
15. Унищожаване.....	81
16. Технически характеристики.....	81
17. Знаци и символи.....	83



1. Опознайте вашия Silk'n Motion

Silk'n Motion е светлинен уред за постоянно намаляване на окосмяването, който е предназначен за домашна употреба. Представява мощен електрически уред и трябва да се използва със специално внимание към безопасността. Уверете се, че сте прочели всички предупреждения, противопоказания и предпазни мерки, свързани с безопасността, и ги спазвайте стриктно при употреба. Нашата препоръка е да преглеждате отново настоящите инструкции преди всяко третиране.

1.1. Съдържание на опаковката

- Епилатор
- Адаптер с кабел
- Кутия за съхранение
- Почистваща кърпа
- Гаранционна карта
- Ръководство за употреба

1.2. Описание на устройството

Разгледайте диаграмата в предната част на настоящото ръководство, за да видите местоположението на всяка функция на вашия Silk'n Motion.

1. Светлинни индикатори за енергийни нива (1-5)
2. Сензор за цвят на кожата
3. Светлина за готовност
4. Бутон за управление
5. Сензор за цвета на кожата
6. Третираща повърхност
7. Гнездо на адаптера

1.3. Предназначение

Silk'n Motion е предназначен за епилация на нежеланото окосмяване и за дълготрайно или постоянно редуциране на окосмяването. Постоянното редуциране на окосмяването се дефинира като дългосрочно устойчиво редуциране на броя на отново порасналите косми след редовен курс на третиране. Вие можете да използвате Silk'n Motion за епилация на нежеланото окосмяване по тялото.

Идеален за следните части на тялото: подмишници, бикини линия, ръце, крака, лице (под скулите), гръб, рамене и гърди.

Не използвайте този уред за цел, различна от тази, посочена в това ръководство.

2. Безопасност със Silk'n Motion


Със Silk'n Motion безопасността е на първо място

Технологията Home Pulsed Light™ (Импулсна светлина за домашна употреба (HPL)) на Silk'n Motion осигурява по-висока безопасност с по-ниски нива на енергия. HPL постига дълготрайни резултати от епилацията за част от енергийното ниво, използвано при други уреди за светлинна епилация. Ниският разход на енергия намалява риска от увреждане или усложнения, като допринася за цялостната ви безопасност.

3. Противопоказания и предупреждения

Silk'n Motion не е предназначен за всеки един от нас.

Епилацията с лазер или интензивно пулсиращи източници на светлина може да доведе до усилване на растежа на космите при някои индивиди. Въз основа на наличните в момента данни, най-рисковите групи за тази реакция са жени с произход от Средиземноморието, Близкия изток и Южна Азия, при употреба върху лицето и шията. За повече информация посетете www.silkn.eu или вашия местен домейн на Silk'n.

 Това устройство не трябва да се използва от следните хора: деца, възрастни хора с ограничен физически, сетивни или психически възможности, или при липса на опит или познания за начина на използване на устройството. Децата трябва да се надзирават, за да е сигурно, че не си играят с уреда.

BG



Не излагайте третираните участъци на кожата на слънчеви лъчи и не използвайте енергийни нива от 2 до 5 върху кожа със загар или върху кожа, излагана скоро на слънчеви лъчи (включително машини за придобиване на тен на кожата). Моля, вижте раздел "6.1. Излагане на слънце".



Използвайте върху кожата под скулите и никога около очите.



Да не се използва върху области с инжектирани филтри или токсини.



Не третирайте върху татуировки или постоянен грим, тъмно кафяви или черни точки (като например големи лунички, бенки или брадавици), зърна на гърди, гениталии или устни.



Не третирайте активна екзема, псориазис, лезии, открити рани или инфекции (херпеси), ненормално състояние на кожата, причинено от системни или метаболитни заболявания (например диабет).



Ненормално състояние на кожата, причинено от диабет, системни или други метаболитни заболявания.



Не третирайте зона, която е със стари огнища на херпес.



Не използвайте, ако сте бременна или кърмите.



Не третирайте зони, където може да пожелаете окосмяване. Резултатите са постоянни.



Не третирайте една и съща зона от кожата повече от един път през една сесия на епилиране.

- ❗ Спрете използването на уреда незабавно, ако кожата Ви се зачерви силно или ако се появят мехури или изгаряния по нея.
- ❗ Използвайте по-ниско енергийно ниво, ако усетите дискомфорт.
- ❗ Никога не използвайте запалими течности, например спирт (включително парфюми, дезинфектанти или други препарати, съдържащи спирт) или ацетон, за почистване на кожата преди използване на уреда върху нея.
- 🚫 Дръжте вашия уред далеч от вода или течности! Не използвайте в близост до вани, душове, мивки и други съдове, съдържащи вода. Не поставяйте или съхранявайте устройството на места, където може да падне, да бъде избутано или поставено някъде в близост до вода. Съществува риск от токов удар. Ако уредът влезе в контакт с флуиди, изключете го незабавно от контакта, и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти.
- ❗ Сваляйте всички бижута преди използване на уреда.
- ❗ Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрически контакт. Пазете AC/DC адаптера достъпен по всяко време, за да можете лесно да го изключите от гнездото в случай на авария.
- ❗ Не опитвайте да изменяте, отваряте или поправяте вашия Silk'n Motion уред. Може да се изложите на опасни електрически компоненти или импулсна светлинна енергия. Може сериозно да си навредите и да анулирате гаранцията.

4. Не използвайте Silk'n Motion, ако:

- Щепселът, приставки или аксесоари за този уред не се препоръчват от Home Skinovations Ltd.
- Устройството има повреден кабел или щепсел. Пазете охранващия кабел от нагрятите повърхности.
- Виждате или подушвате дим по време на употреба.
- *Сензорът за цвят на кожата, третиращата повърхност, или корпусът на уреда са пукнати или счупени.*
- Уредът не работи или изглежда повреден по някакъв начин.

В такива случаи се свържете с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n.

5. Консултирайте се с вашия лекар преди употреба, ако имате:

- Стари келоидни образувания.
- Епилепсия.
- Заболяване, свързано с фоточувствителност, като например порфирия, полиморфна светлинна ерупция, слънчева уртикария, лупус и др.
- Рак на кожата или зони с кожни злокачествени новообразувания.
- Били сте подлагани на лъчева терапия или химиотерапия през последните 3 месеца.
- Използвали сте предписани от лекар медикаменти върху кожата си в рамките на последните 6 месеца.
- Изпадали сте в други състояния, които от гледна точка на вашия лекар биха попречили на безопасността ви при третиране.

6. Съвети за безопасност

Този раздел съдържа информация, която може да ви помогне да използвате устройството си безопасно.

6.1. Излагане на слънце

- Най-ниското енергийно ниво (1) е предназначено специално за безопасна употреба, дори и след излагане на слънце.
- Ако използвате енергийните нива 2-5, избягвайте по-нататъшно излагане на слънце в продължение на 4 седмици преди и 2 седмици след третирането. Това е така, защото по-високи количества меланин излагат кожата на по-голям риск, ако се използва някой от методите за светлинна епилация. Това се отнася за всички видове кожа, включително тези, които като цяло не потъмняват бързо.
- Не Ви съветваме да го правите, но ако Ви се налага да излезете на слънце след епилиране, погрижете се за третирания участък, като нанесете слънцезащитен крем с фактор SPF30 или по-висок. Правете това в продължение на 2 седмици след третиране.

6.2. Излагане на очите на импулсна светлина

- Въпреки че можете да използвате уреда за епилиране на лицевото окосмяване, обръщайте изключително внимание, за да избягвате контакт с очите и използвайте само по участъка под скулите.

6.3. Рани или инфекции

- Изчакайте засегнатата зона да заздравее, преди по-нататъшна употреба.

7. Възможни нежелани реакции

Ако следвате стриктно инструкциите и обърнете внимание на всички предупреждения и противопоказания, усложненията и нежеланите реакции не се срещат често. При все това всяка козметична процедура, включително пригодените за домашна употреба, е свързана с известна доза риск. Следователно е важно да разберете и приемете рисковете и усложненията, които могат да се появят при системите за импулсна светлинна епилация, предназначени за домашно ползване.

Минимален дискомфорт за кожата

Домашната импулсна светлинна епилация обикновено се понася добре. Въпреки това някои потребители усещат лек дискомфорт по време на употреба. Това най-добре се описва като леко щипане на третираните кожни участъци. Щипането може да продължи по време на или след третирането.

Това означава, че трябва да използвате Silk'n Motion при ниско енергийно ниво и ако това не помогне, трябва да спрете използването на уреда.

Зачервяване на кожата

Кожата ви може да се зачерви веднага след използване на устройството или в рамките на 24 часа. Зачервяването обикновено отзвучава в рамките на 24 часа.

Посетете вашия лекар, ако зачервяването не изчезва до 2 до 3 дни.

Уверете се, че използвате енергийно ниво, което е удобно за вас и подходящо за вашия цвят на кожата.

Повишена чувствителност на кожата

Кожата на третираната зона е по-чувствителна, така че може да се появи сухота или лющене.

Пигментни изменения

Silk'n Motion се цели в ствола на косъма, по-точно в пигментираните клетки на фоликула на косъма и в него самия. Въпреки всичко съществува риск от временна пигментация (усилен пигмент или кафяво потъмняване) или хипопигментация (избеляване) на околната кожа. Рискът от изменения в пигментацията на кожата е по-висок при хора с по-тъмна кожа или силно загоряла кожа. Обикновено потъмняването или измененията в пигмента на кожата са временни и постоянна хипер- или хипопигментация се случват рядко.

Силно зачервяване и подуване

В редки случаи кожата може да се зачерви силно и да се подуе. Това се отнася повече за чувствителните зони на тялото. Зачервяването и подуването трябва да преминат до 2-7 дни и местата следва да се третира често с лед. Внимателното измиване не създава проблеми, но трябва да се избягва излагане на слънце.

Мехури или изгаряния

Охладете засегнатата част и намажете с крем против изгаряне. Изчакайте, докато зоната заздравее напълно, преди следващото третиране, и използвайте по-ниско енергийно ниво. **Ако кожата не се върне към нормалното си състояние в рамките на 3 дни, консултирайте се с вашия лекар.**



8. Дълготрайно обезкосмяване по метода на Silk'n

Ефикасността на епилацията варира при различните хора в зависимост от зоната на тялото, цвета на косъма и начина на използване на Silk'n Motion. Един типичен пълен цикъл на растеж на космите може да отнеме от 18 до 24 месеца. През това време са необходими многократни процедури за постигане на постоянно обезкосмяване.

Един типичен план за епилация със Silk'n Motion по време на пълен цикъл на растеж на косъма включва:

- Третираня 1-4: Планирайте през две седмици.
- Третираня 5-7: Планирайте през четири седмици.
- Третираня 8+: Третирайте съобразно необходимостта, до постигане на желаните резултати.

8.1. Очаквани резултати от третирането

Индивидуалната реакция зависи от типа на космите, както и от биологичните фактори, които може да влияят върху модела на растеж на космите. Възможно е някои потребители да реагират по-бързо или по-бавно в сравнение със средния брой третираня.

Тип на кожата ¹	Телесно окосмяване ²	Енергия на лъчението на единица площ [J/cm ²]	Част от тялото	Средно време за третиране	Ефективност на премахнати
1-5	Цвят тъмно рус до кестеняв	2.5-4	Долна или горна част на краката		60%
			Ръце	Сесия 10-12, през около 4 седмици.	50%
			Бикини линия		60%
			Подмишници		55%

Тип на кожата ¹	Телесно окосмяване ²	Енергия на лъчението на единица площ [J/cm ²]	Част от тялото	Средно време за третиране	Ефективност на премахнати
1-5	Кафяв до черен	2.5-4	Долна или горна част на краката	Сесия 8-10, през около 4 седмици.	70%
			Ръце		60%
			Бикини линия		70%
			Подмишници		65%

¹Типовете кожа се базират на скалата на Фицпатрик за цветове на кожата. Вижте схемата за цвят на кожата в диаграмата в предната част на ръководството.

² Не е ефективен за бял цвят на телесното окосмяване.

8.2. Енергийни нива


Енергийното ниво определя интензивността на светлинния импулс, който се подава към вашата кожа. С повишаването на енергийните нива се увеличават резултатите от обезкосмяването, така както и риска от възможни нежелани реакции и усложнения.

- Уредът предлага 5 енергийни нива, от 1 (най-ниското) до 5 (най-високото), показвани от 5 светлинни индикатора за енергийно ниво.
- При включване на устройството, енергийното ниво автоматично се настройва на ниво 1. Само един светлинен индикатор за енергийно ниво ще се включи.
- За да смените енергийното ниво, натиснете неколккратно *бутона за управление*, за да увеличите енергийното ниво от 1 до 5. След като вече е на ниво 5, натиснете *бутона за управление* отново, за да намалите енергийното ниво от 5 отново на 1.



За да определите точното енергийно ниво за вашата зона на третиране, вижте раздел "9.1. Преди вашето първо третиране".

8.3. Импулсен и плъзгащ



Импулсен е най-добрата техника за работа при по-високи енергийни нива.

- Притиснете *третиращата повърхност* към кожата си. Работете на редове (или напречно, или надолу, както е показано на изображението). Започнете в единия край на реда и постепенно стигнете до другия край.
- *Третиращата повърхност* създава временни белези от натиск върху третираната зона, така че можете да видите зоната, която сте третирали.
- След всеки импулс, премествайте *третиращата повърхност* на друго място. Продължете с това импулсно действие върху зоната, която третирате.
- Не пропускайте места и не облъчвайте на едно място, когато използвате уреда.

Плъзгащ е най-добрата техника за работа при по-ниски енергийни нива.

- Притиснете *третиращата повърхност* плътно към кожата и бавно плъзнете по кожата (напречно или надолу, както е показано на изображението). Погрижете се *третиращата повърхност* винаги да докосва кожата Ви.
- При по-ниски енергийни нива на устройството са необходими само 1-1,5 секунди за презареждане между отделните импулси. Това генерира непрекъсната последователност от примигвания.

- Плъзгайте със скорост, така че да избегнете пропуски или препокриване.
- ❗ Не третирайте една и съща зона от кожата повече от един път през една сесия на епилиране.
- ❗ Спрете използването на уреда незабавно, ако усетите някакъв дискомфорт.

8.4. Сензори на уреда

Вашият Silk'n Motion има три сензора - за допир, движение и цвят.

- **Допир и движение:** Уредът ще излъчва повтарящи се импулси само когато се осъществява добър контакт с Вашата кожа и продължавате движението му по кожата.
 - **Цвят:** При по-тъмна кожа светлинната епилация може да доведе до нежелани ефекти, като например изгаряне, мехури и промяна в цвета на кожата (хипер- или хипопигментация). Вашият Silk'n Motion има *сензор за цвета на кожата*, който установява цвета на кожата ви автоматично. *Сензорът за цвят на кожата* отчита цвета на кожата при започване на процедурата, а понякога и по време на изпълнението.
-  Ако Silk'n Motion отчете, че тенът на Вашата кожа е тъмен и енергийното ниво е 3 или по-високо, уредът автоматично ще се коригира и ще установи енергийно ниво 2.

8.5. Какво да очаквате при третиране със Silk'n?

Възможно е за много хора използването на Silk'n Motion да представлява първи опит със светлинен уред. По време на процедурата е нормално да изпитате или почувствате:

- **Шум:** Охлаждащият вентилатор издава шум, подобен на сешоар. Това е нормално.
- **Тракащ звук:** С всеки импулс на лампата HPL™.

- **Усещане за топлина и изтръпване:** При всеки светлинен импулс.
- **Някакво зачервяване:** Не е необичайно да видите някои много леки, розови оцветявания на кожата по време на или непосредствено след третиране. Обикновено то е най-забележимо около космите.
- ! Спрете използването на уреда незабавно, ако кожата Ви силно се зачерви.
- ! Незабавно се обърнете към своя лекар, ако усетите някакви усложнения.

9. Първи стъпки!

За да използвате Silk'n Motion, изпълнете тези стъпки:

1. Извадете устройството и другите компоненти от кутията.
2. Включете *кабела на адаптера* в гнездото на устройството и включете *адаптера* в електрически контакт. Всички *светлинни индикатори на енергийното ниво* ще се включат и след това ще изгаснат.

9.1. Преди вашето първо третиране

! Преди употреба свалете всички бижута.

Вие трябва да решите кое енергийно ниво е подходящо за вашата кожа и зоната, която искате да третирате. Устройството предлага 5 енергийни нива: от 1 (най-ниското) до 5 (най-високото). Например, можете да третирате една област с енергийно ниво 1, а друга - с енергийно ниво 4. За информацията относно енергийните нива вижте раздел "8.2. Енергийни нива".

За да изберете подходящото енергийно ниво, пробвайте отделно всяка зона за третиране (вижте таблицата с цвета на кожата в предната част на настоящото ръководство).

1. Натиснете *бутона за управление* за да включите устройството. *Светлинният индикатор за енергийно ниво 1* ще се включи.
2. Поставете *третиращата повърхност* върху кожата, за да подаде един импулс. Ако не чувствате необичаен дискомфорт, натиснете отново *бутона за управление*. Това ще увеличи енергийното ниво. Подава един импулс на различен участък на енергийно ниво 2.
3. Продължете тестването при по-високо енергийно ниво. Използвайте енергийни нива, посочени в таблицата за цвета на кожата. Когато откриете най-високото енергийно ниво, комфортно за третиране на съответен участък от кожата, можете да започнете процедурата.



Използвайте по-ниско енергийно ниво, ако усетите дискомфорт.

Повторете този тест за всяка част от тялото, която желаете да третирате.

Вече сте готови да използвате вашия Silk'n Motion.

1. Преди третиране на дадена зона, кожата трябва да бъде обръсната, чиста, суха и без пудра, антиперспирант или дезодорант. **Не епилирайте с восък, не скубете и не използвайте пинцети.**



Погрижете се да покриете бенки, брадавици или други образувания по кожата, които не трябва да се третират.

2. Натиснете *бутона за управление*. Устройството ще се включи, *светлинният индикатор за енергийно ниво 1* ще светне и ще чуете звука на вентилатора.
3. Приблизително 1 секунда след натискането на *бутона за управление*, *светлинната за готовност* ще се включи. Устройството вече е готово за употреба при най-ниското енергийно ниво.
4. **Задаване на енергийно ниво.** Натиснете неколккратно *бутона за управление* за да увеличите енергийното ниво до достигане на желаното ниво. *Светлинните индикатори за енергийно ниво* показват настройката на енергийното ниво (вижте раздел "8.2. Енергийни нива").

5. Решете дали искате да третирате зоната с **Плъзгащ** или **Импулсен** (вижте раздел "8.3. Импулсен и плъзгащ").
6. Притиснете *третиращата повърхност* до кожата. Уверете се, че кожата е равномерно и гладко изпъната. Когато *третиращата повърхност* е в пълен контакт с кожата, *светлината за готовност* ще замига бавно.
7. Устройството първо ще определи цвета на кожата ви автоматично и върху кожата ви ще премигне светлинен импулс. Ще усетите лека топлина и изтръпване и е възможно да чуете тракащ звук.
8. Ако използвате импулсен метод, отстранете устройството от кожата си. Устройството се зарежда незабавно за следващия импулс. След няколко секунди (в зависимост от енергийното ниво) *светлината за готовност* ще се включи отново и ще замига бавно, когато отново встъпи в контакт с кожата.
9. Ако използвате импулсен метод, повторете процеса. Ако използвате плъзгащ метод, просто продължете. Продължете с импулсния или плъзгащия метод, докато третирате напълно зоната.



Незабавно спрете употребата, ако върху кожата ви се образуват мехури или изгаряния.





10. След третиране

Когато приключите с вашата процедура:

1. Изключете устройството, като натиснете продължително бутона за управление. Запомнете последната използвана настройка за енергийно ниво, тъй като тя няма да се възстанови при следващото включване на устройството.
2. Изключете адаптера от електрическия контакт.

11. Техническо обслужване

Важно е да почиствате вашето устройство Silk'n Motion след всяко третиране. За да почистите устройството:

-  Изключете устройството.
-  За да почистите уреда, включително и третиращата повърхност, го обтрийте с чиста, суха кърпа. Никога не използвайте ацетон или други абразивни течности, защото те могат да повредят вашия уред.
-  След почистване ви препоръчваме да съхранявате устройството в оригиналната му кутия.
-  Никога не потапяйте вашия Silk'n Motion или някоя от неговите части във вода.

12. Откриване и отстраняване на неизправности

Не опитвайте да отваряте или поправяте устройството. Можете да се окажете застрашени от опасни електрически компоненти или от пулсиращата светлинна енергия и сериозно да бъдете наранени. Това би анулирала също и гаранцията.

Проблем	Проверки
Моят уред не започва да работи.	Уверете се, че <i>адаптерът</i> е правилно свързан с устройството и е включен в електрически контакт на стената.
Няма светлинен импулс, когато устройството се допре до кожата ми.	Проверете дали уредът е свързан към електрозахранващата мрежа и дали <i>индикаторът за готовност</i> свети. Уверете се, че <i>третиращата повърхност</i> е равномерно и добре притисната към кожата и че движите уреда по кожата си.

Проблем	Проверки
Мигат една или повече светлини.	Устройството има неизправност.
Уредът е спрял да работи и е в режим на готовност.	Натиснете отново <i>бутон за управление</i> , за да се включи уреда.

За проблеми или запитвания, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на Silk'n.

13. Обслужване на клиенти

Вижте нашия уебсайт за повече информация: www.silkn.eu. Настоящото ръководство може да бъде изтеглено в PDF формат от www.silkn.eu. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти, за да съобщите за неочаквани действия или събития, или всякакъв друг проблем с вашето устройство. Нашите данни за контакт са:

Страна	Номер на сервиза	Имейл
Белгия	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Италия		servizioclientiit@silkn.eu
Холандия	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Испания	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Великобритания	0906-2130009	customerareuk@silkn.eu
Други страни	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Гаранция

Вижте гаранционната карта на вашия Silk'n.

15. Унищожаване



Помогнете за опазването на околната среда. Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци и се уверете, че спазвате законите на вашата страна за изхвърляне на електрически изделия.





16. Технически характеристики

Модел №	H3220
Големина на светлинното петно	0,9cm x 3 cm [2,7cm ²]
Технология	Home Pulsed Light
Максимално енергийно ниво	Макс. 4J/cm ²
Дължина на вълната	475-1 200 nm
Работа и безопасност	Сензорът за цвят на кожата гарантира използването върху правилния тип кожа.
Големина на опаковката	220 x 220 x 135 мм
Тегло на системата	275 г
Транспорт и съхранение между отделните употреби и условия на съхранение	Температура: -40°C до +70°C Относителна влажност: 10% до 90% Атмосферно налягане: 500 до 1 060 hPa
Експлоатационни условия	Температура: 10°C до 35°C Относителна влажност: 30% до 75% Атмосферно налягане: 700 до 1 060 hPa

BG

Време от минималната температура на съхранение между отделните сеанси на използване до минималната работна температура при температура на околната среда 20°C	30 минути
Време от максималната температура на съхранение между отделните сеанси на използване до максималната работна температура при температура на околната среда 20°C	30 минути
Режим на работа	Непрекъснат
Модел на адаптера и мощност	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Вход Изход	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9 A 12 Vdc, 3,0 A
Този уред е тестван и отговаря на	Безопасност: IEC 60335-2-23 EMC (Електромагнитна съвместимост): EN 55014 Безопасност на източник на различна от лазерна енергия: IEC 62471
Очакван експлоатационен живот на апарата	5 години

17. Знаци и символи

	Продуктите, отбелязани с този символ, отговарят на изискванията на директивите на Европейския съюз.
	Клас II. Адаптерът е защитен от токов удар чрез двойна изолация.
IP30	Устройството е защитен срещу проникване на предмети с диаметър над 2,5 мм, като пръсти, за защита срещу токов удар.
	Не използвайте в мокра среда.
	Не изхвърляйте заедно с битови отпадъци. Изхвърлете съгласно законите на вашата страна и помогнете за опазването на околната среда. В съответствие с Директивата за OEEО.

Jogi nyilatkozat

A Home Skinovations Ltd fenntartja a jogot a termékeinek vagy előírásainak módosítására a teljesítmény, a megbízhatóság vagy a termék előállításának javítása érdekében. A Home Skinovations Ltd által megadott információk a megjelenés időpontjában helyesek és megbízhatóak. A Home Skinovations Ltd ugyanakkor nem vállal felelősséget a termék használatáért. A Home Skinovations Ltd nem ad ki a termékre vonatkozó semminemű engedélyt vagy szabadalmi jogot.

A Home Skinovations Ltd kifejezett írásos engedélye nélkül jelen dokumentum részei semmilyen célból sem sokszorosíthatók semmilyen elektronikus vagy mechanikus módszerrel. Az adatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Home Skinovations Ltd szabadalmakkal rendelkezik, valamint vannak folyamatban lévő szabadalmi beadványai, védjegyei, szerzői jogai, valamint egyéb szellemi tulajdonjogai, amelyek benne vannak a jelen a dokumentumban. A jelen dokumentum átadása nem biztosít semminemű szabadalomra vagy védjegyre vonatkozó jogot, szerzői jogot vagy egyéb szellemi tulajdonjogot, kivéve ha ehhez a Home Skinovations Ltd írásos engedély formájában hozzájárult.

A SILK'N és a SILK'N logó a Home Skinovations Ltd bejegyzett védjegye, székhelye Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu vagy www.silkn.com, info@silkn.com.

Tartalomjegyzék

1.	Ismerje meg a Silk'n Motion szőrtelenítő eszközt.....	86
2.	A Silk'n Motion készülékkel kapcsolatos biztonsági információk	87
3.	Ellenjavallatok és figyelmeztetések.....	87
4.	Ne használja a Silk'n Motion készüléket, ha:.....	90
5.	Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:	90
6.	Biztonsági tanács	91
7.	Lehetséges mellékhatások.....	92
8.	Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n módra	94
9.	Kezdjük el!	98
10.	A kezelés után	100
11.	Karbantartás	100
12.	Hibaelhárítás	101
13.	Ügyfélszolgálat	102
14.	Jótállás.....	102
15.	Ártalmatlanítás	102
16.	Műszaki adatok.....	103
17.	Jelek és szimbólumok.....	104

1. Ismerje meg a Silk'n Motion szőrtelenítő eszközt

A Silk'n Motion otthoni használatra tervezett, fényalapú tartós szőrtelenítő eszköz. A Silk'n Motion rendkívül hatékony elektromos eszköz, ezért használata során mindig tartsa szem előtt a biztonságot. Használat előtt feltétlenül olvassa el az összes figyelmeztetést, ellenjavallatot és biztonsági óvintézkedést, és szigorúan tartsa be őket. Javasoljuk, hogy minden kezelés előtt újból olvassa végig a használati útmutatót.

1.1. A csomag tartalma

- Szőrtelenítő egység
- Adapter kábellel
- Tároló tok
- Tisztítókendő
- Jótállási jegy
- Használati útmutató

1.2. Az eszköz leírása

Tekintse meg a használati útmutató elején található ábrát, hogy megtekinthesse, hol találhatóak a Silk'n Motion egyes funkciói.

1. Energiaszint-jelző (1-5)
2. Bőrszín-érzékelő lámpája
3. Készenléti fény
4. Kezelőgomb
5. Bőrszínérzékelő
6. Kezelőfelület
7. Adapter csatlakozó

1.3. Rendeltetészerű használat

A Silk'n Motion eszközt a nem kívánt szőrszálak eltávolítására, valamint tartós vagy végleges szőrtelenítésre tervezték. A végleges szőrtelenítés azt jelenti, hogy egy kezeléssorozat után hosszú távú, stabil csökkenés tapasztalható a visszánövő szőrszálak számában. A Silk'n Motion segítségével eltávolíthatja a nem kívánt testszőrzetet. A szőrtelenítő könnyedén használható a következő felületeken: hónalj, bikinivonal, karok, lábak, arc (az arccsont alatt), hát és mellkas.

Ne használja ezt a készüléket más célra, mint amely ebben a használati utasításban szerepel.

2. A Silk'n Motion készülékkel kapcsolatos biztonsági információk

A Silk'n Motion készülék esetében a biztonság a legfontosabb

Az otthoni használatra tervezett villanófényes technológiát (Home Pulsed Light™, HPL) technológiát használó Silk'n Motion alacsonyabb energiafelhasználással nagyobb biztonságot tesz lehetővé. A HPL-technológia a többi villanófény-alapú szőrtelenítési készülék energiafelhasználásának töredékét használja a hosszú távú eredmények eléréséhez. Az alacsony energiafelhasználás csökkenti a sérülések vagy szövődmények kockázatát, valamint hozzájárul a felhasználó általános biztonságához.


3. Ellenjavallatok és figyelmeztetések

A Silk'n Motion készüléket nem mindenki használhatja.

A lézeres vagy intenzív villanófényes fényforrással történő szőrtávolítás bizonyos személyek esetében növelheti a szőrnövekedést. A jelenleg elérhető adatok alapján ilyen tekintetben a legmagasabb kockázati csoportba a földközi-tengeri, a közel-keleti és a dél-ázsiai nők tartoznak, ha a készüléket az arcukon és a nyakukon használják. További információkért látogasson el a www.silkn.eu vagy a helyi Silk'n-forgalmazójának honlapjára.




Gyerekek, mozgáskorlátozottak, korlátozott szenzoriális képességekkel és értelmi fogyatékkal élők, valamint a készülék használatában járatlan vagy azt nem ismerő felhasználók számára a készülék használata tilos. Ne engedje a gyerekeknek, hogy a készülékkel játszanak.

 Ne tegye ki a kezelt területeket napsugárzásnak. Lebarnult vagy nemrégiben a napnak kitett bőrön (ideértve a szolárium használatát) ne használja a készüléket 2–5. energiaszinteken. Lásd a következő részt: "6.1. Napfénynek való kitettség".

 Használja az arccsont alatt. A szemek körül ne használja.

 Ne használja feltöltött vagy toxinokkal kezelt felületeken.

 Ne kezelje a tetovált vagy sminktetovált, sötétbarna vagy fekete színű foltos bőrfelületeket (például nagy szeplőket, májfoltokat vagy szemölcsöket), a mellbimbókat, a nemi szervek környékét és az ajkakat.

 Ne végezzen kezelést ekcémás, pikkelysömörös, sérült bőrfelületeken, nyílt sérüléseken, fertőzött bőrön (ajakherpesz), valamint szervi vagy emésztőrendszeri betegségekkel (például diabétesszel) járó bőrállapot esetén.

 Cukorbetegség okozta kóros bőrelváltozása, szisztémás vagy más anyagcsere-betegsége van.

 Ne kezeljen korábban herpesszel fertőzött bőrfelületeket.

 Ne használja a készüléket terhesség vagy szoptatás esetén.

 Ne használja a készüléket olyan területeken, ahol nem szeretné eltávolítani a szőrt. A szőrtelenítés eredménye tartós.

 Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!

- ❗ Azonnal hagyja abba a használatot, ha bőre nagyon piros, vagy ha hólyagosodást vagy égést tapasztal.
- ❗ Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb energiaszintet.
- ❗ Soha ne használjon gyúlékony folyadékokat, például alkoholt (többek között parfümököt, fertőtlenítőket vagy egyéb alkoholtartalmú termékeket) vagy acetont a bőr használat előtti megtisztítására.
- ⚡ A készüléket tartsa távol víztől vagy folyadékoktól! Ne használja a készüléket kádak, zuhanyzók, medencék vagy egyéb, vizet tartalmazó edények közelében. Ne helyezze és ne tárolja a készüléket olyan helyen, ahonnan leeshet, lelökődhet vagy víz közelébe kerülhet. Fennáll az áramütés veszélye. Azonnal húzza ki a készüléket, ha az bármilyen folyadékkal érintkezik, és forduljon az ügyfélszolgálathoz.
- ❗ Távolítsa el minden ékszert a használat előtt.
- ❗ Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha be van dugva a konnektorba. Tartsa az AC/DC adapter mindenkor hozzáférhető helyen, így vészhelyzet esetén könnyen el lehet távolítani az aljzatból.
- ❗ Ne próbálja meg átalakítani, felnyitni vagy megjavítani a Silk'n Motion készüléket. Ezzel veszélyes elektromos alkatrészeknek vagy villanófényes energiának teheti ki magát. Súlyos sérüléseket okozhat magának, valamint elveszíti a jótállást is.

4. Ne használja a Silk'n Motion készüléket, ha:

- A Home Skinovations Ltd ehhez a készülékhez nem ajánlja a csatlakozódugó, a kiegészítők és a tartozékok használatát.
- a készülék tápkábele vagy csatlakozódugója sérült. A tápkábelt tartsa távol a hőforrásoktól.
- használat közben füstöt érzékel.
- A bőrszín-érzékelő, a kezelőfelület, vagy a készülék burkolata megrepedt vagy kezd szétjönni.
- A készülék nem működik vagy azon bármilyen sérülés jelei láthatók.

A fenti esetek bármelyikében lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

5. Konzultáljon orvosával a használat előtt, ha:

- korábban keloidos hegeképződése volt;
- epilepsziás;
- fényérzékenységgel kapcsolatos betegségben szenved (pl. porfíria, polimorfikus fényerupció, csalánkiütés, lupus stb.);
- korábban bőrrákban szenvedett, vagy ha a bőrén potenciálisan rosszindulatú elváltozások vannak;
- az elmúlt három hónapban sugár- vagy kemoterápiás kezelésben részesült;
- az elmúlt hat hónapban szakorvos által felírt gyógyszereket használt a bőrén;
- bármilyen olyan egyéb betegsége van, ami orvosa véleménye szerint veszélyessé tenné a kezelés elvégzését.

6. Biztonsági tanács

Az alábbi információk segítenek a készülék biztonságos használatában.

6.1. Napfénynek való kitettség

- A készülék legalacsonyabb energiaszintje (1) még a napfénynek való kitettség után is biztonságosan használható.
- A 2–5 energiaszintek használata esetén kerülje a napfényt 4 héttel a kezelés előtt és 2 héttel utána. Ezt azért javasoljuk, mert a nagyobb mennyiségű melanin jelenléte nagyobb kockázatnak teszi ki a bőrt bármilyen fényalapú szőrtelenítéskor. Ez minden bőrtípusra vonatkozik, ideértve a nehezen barnulókat is.
- Nem javasoljuk, de ha a kezelés után napra kell mennie, SPF30 vagy magasabb faktorszámú naptejjel kenje be a kezelt felületet. Ezt ismétlje meg a kezelést követő 2 héten keresztül.

6.2. A szemek villanófény elleni védelme

- Bár a készülék alkalmas az arcszőrzet eltávolítására, fordítson különleges figyelmet a szemek védelmére, és csak az arccsont alatt használja.

6.3. Sebek és fertőzések

- A kezelés előtt várja meg, amíg az érintett terület regenerálódik.

7. Lehetséges mellékhatások

Ha pontosan követi az útmutatásokat és betartja az összes figyelmeztetést és ellenjavallatot, ritkán jelentkeznek szövődmények vagy mellékhatások. Ugyanakkor minden kozmetikai eljárás, beleértve az otthoni használatra tervezetteket is, némi kockázatot von maga után. Fontos tehát, hogy megértse és elfogadja az otthoni használatra tervezett, villanófényes szőrtelenítő rendszerek kockázatait és szövődményeit.

Enyhe bőrdiszkomfort

Az otthoni használatra tervezett villanófényes szőrtelenítés általában problémamentes. Az eljárás azonban bizonyos felhasználók esetén enyhe kellemetlenséggel járhat. Ez általában a kezelt bőrfelületeken tapasztalt enyhe szúró érzéssel írható le. A szúró érzés a kezelés alatt vagy után léphet fel.

Ez azt jelenti, hogy a Silk'n Motion készüléket alacsonyabb energiaszinten kell használnia, és ha ez nem segít, ne használja tovább a készüléket.

Bőrpír

A készülék használata után azonnal vagy 24 órán belül a bőre bepirosodhat. A bőrpír általában 24 órán belül eltűnik.

Keresse fel orvosát, amennyiben a bőrpír nem tűnik el 2-3 napon belül.

Győződjön meg arról, hogy az önnek kényelmes és a bőrszínének megfelelő energiaszintet használja.

Érzékenyebbé váló bőr

A bőr a kezelt területen sokkal érzékenyebb, így előfordulhat bőrszárazság vagy hámlás.

Pigmentációs elváltozások

A Silk'n Motion a szőrtüszőket célozza meg, azon belül is a szőrtüsző pigmentált sejtjeit, valamint magát a szőrtüszőt. Ettől függetlenül előfordulhat, hogy ideiglenes hiperpigmentáció (fokozott pigmentáció vagy barna elszíneződés) vagy hipopigmentáció (kifehéredés) jelentkezik a környező bőrfelületen. A bőrpigmentációt érintő elváltozások nagyobb arányban fordulhatnak elő sötétebb bőrtónussal vagy jelentősen leburnult bőrrel rendelkező emberek esetén. Az elszíneződés és a bőrpigmentációt érintő elváltozások általában ideiglenesek, a tartós hiper- vagy hipopigmentáció ritka.

Fokozott bőrpír és duzzanat

Ritka esetekben erőteljes bőrpír és duzzanat léphet fel a kezelt bőrfelületen. Ez a test érzékeny területein gyakoribb. A bőrpír és a duzzanat 2–7 napon belül eltűnik, addig pedig gyakran tegyen rá jeges pakolást. A gyengéd tisztítás engedélyezett, de kerülje a napfényt.

Hólyagok és égések

Hűtse le az érintett területet, és használjon égés elleni krémet. A következő kezelést csak a terület teljes gyógyulása után végezze el, és használjon alacsonyabb energiaszintet. **Amennyiben a bőre állapota nem normalizálódik 3 napon belül, keresse fel orvosát.**

HU

8. Hosszú távú szőrtelenítés Silk'n módra

A szőrtelenítés hatékonysága egyénenként eltér, és függ az adott testrésztől, a szőr színétől és a Silk'n Motion alkalmazásának módjától. Egy teljes szőrnövekedési ciklus általában 18–24 hónapig tart. Ezalatt az idő alatt több kezelésre van szükség a tartós eredmények elérése érdekében.

A Silk'n Motion általános szőrtelenítési ütemterve egy teljes szőrnövekedési ciklus során a következő:

- 1–4. kezelés: a kezelések között két hét teljen el.
- 5–7. kezelés: a kezelések között négy hét teljen el.
- A 8. kezelés után: végezze a kezelést szükség szerint a kívánt eredmények eléréséig.

8.1. Várható kezelési eredmények

Az egyéni eredmények a szőrtípustól és a szőrnövekedést befolyásoló biológiai tényezőktől függenek. Bizonyos felhasználók gyorsabban vagy lassabban reagálnak a kezelések átlagos számához képest.

Bőrtípus ¹	Testszőrzet ²	Fénynek való kitétség [J/cm ²]	Testrész	Átlagos kezelési idő	A szőrtelenítés hatékonysága
1-5	Sötétszőke - barna	2,5-4	Lábszár vagy comb		60%
			Karok	10-12 kezelés, egyenként kb.	50%
			Bikini vonal	4 hetes időközönként.	60%
			Hónalj		55%

Bőrtípus ¹	Testszőrzet ²	Fénynek való kitétség [J/cm ²]	Testrész	Átlagos kezelési idő	A szőrtelenítés hatékonysága
1-5	Barna-fekete	2,5-4	Lábszár vagy comb	8-10 kezelés, egyenként kb. 4 hetes időközönként.	70%
			Karok		60%
			Bikínivonal		70%
			Hónaljok		65%

¹A bőrtípusok a Fitzpatrick-skálának felelnek meg. Tanulmányozza a bőrszín táblázatot a kézikönyv elején lévő ábrán.

²Fehér testszőrzeten nem hatékony.

8.2. Energiaszint


Az energiaszint meghatározza, hogy a készülék milyen intenzitású villantást bocsát a bőrfelületre. Az energiaszint növekedésével a szőrtelenítési eredmények is javulnak, ezzel együtt azonban megnő az esetleges mellékhatások és szövődmények kockázata is.

- A készüléknek 5 energiaszintje van, 1-től (leggyengébb) 5-ig (legerősebb), amelyet 5 *energiaszint-jelző* mutat.
- A készülék bekapcsolásával az energiaszint automatikusan az 1. szinten van. Csak egyetlen energiaszint-jelző gyullad ki.
- Az energiaszint módosításához nyomja meg ismételten a *kezelőgombot* az energiaszint 1-ről 5-re való emeléséhez. Az 5. energiaszinten ismét nyomja meg a *kezelőgombot* az energiaszint 5-ről 1-re való csökkentéséhez.



A kezelési felületnek megfelelő energiaszint meghatározásához olvassa el a következő részt: "9.1. Az első kezelés előtt"

8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés



A **villantás** a legjobb módszer a magas energiaszinten történő kezelés esetében.

- A *kezelőfelületet* nyomja a bőrre. A kezelést soronként végezze (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható.) Kezdje el a kezelést a sor egyik végén, és haladjon előre a másik végéig.
- A *kezelőfelület* ideiglenes benyomódásokat hagy a kezelt felületen, így láthatóvá téve a kezelt felületeket.
- Minden villanás után mozgassa a *kezelőfelületet* a következő helyre. Folytassa a műveletet a kezelendő felületen.
- Kerülje a kihagyásokat vagy az átfedéseket a készülék használatakor.

A **csúsztatásos kezelés** a legjobb módszer az alacsony energiaszinten történő kezelés esetében.

- Nyomja erősen a *kezelőfelületet* a bőrre, és lassan csúsztassa el a bőrén (vízszintesen vagy függőlegesen, ahogy a képen látható). Ügyeljen arra, hogy a *kezelőfelület* mindig érintkezzen bőrével.
- Alacsonyabb energiaszintek alkalmazása esetén a készüléknek mindössze egy-másfél másodperc újratöltési időre van szüksége. Ez folyamatos villantássorozatot hoz létre.
- Olyan sebességgel csúsztassa a készüléket, hogy elkerülje a kihagyásokat és az átfedéseket.

- ! Kezelésenként egy bőrfelületet mindig csak egyszer kezeljen!
- ! Hagyja abba azonnal a használatát, ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal.

8.4. Készülék

A Silk'n Motion készülék három érzékelővel van felszerelve: az érintéshez, a mozgáshoz és a színhez.

- **Érintés és mozgás:** A készülék csak akkor bocsát ki villogó fényt, ha erősen érintkezik a bőrrrel, és azt a folyamatosan mozgatja a bőrön.
- **Szín:** A sötétebb bőrön végzett fényalapú szőrtelenítés során nem kívánt hatások, például égés, hólyagok és bőrszínváltozás (hiper- vagy hipopigmentáció) léphetnek fel. A Silk'n Motion *bőrszínérzékelője* automatikusan felismeri bőre színét. A *bőrszínérzékelő* ellenőrzi a bőrszínt az egyes kezelések kezdetén és néha a kezelés közben.



Ha a Silk'n Motion sötét bőrtónust észlel, és az energiaszint 3-ra vagy magasabbra van állítva, a készülék automatikusan visszaállítja az energiaszintet 2-re.

HU

8.5. Mire számíthat a Silk'n készülékkel történő kezelést követően?

Sok felhasználó számára a Silk'n Motion készüléken keresztül találkozik először a fényalapú készülékekkel. A kezelés során normális jelenségek számítanak a következők:

- **Zaj:** A hűtőventilátor működése a hajszáritóéhoz hasonló zajjal jár. Ez normálisnak számít.
- **Pukkanó hang:** A HPL™ lámpa felvillanásakor.
- **Meleg vagy csiklandozó érzés:** Minden egyes villanófény esetén.

- **nyhe bőrpír:** Nem szokatlan, hogy a kezelés alatt vagy közvetlenül utána nagyon enyhe, rózsaszínű bőrszínváltozás lép fel. Ez általában a szőrök közvetlen környezetén jelentkezik.
- ! Azonnal hagyja abba a készülék használatát, ha látja, hogy bőre nagyon elvörösödött.
- ! Forduljon azonnal orvoshoz, ha bármilyen komplikációt tapasztal.

9. Kezdjük el!

A Silk'n Motion használatához végezze el a következőket:

1. Vegye ki a dobozból a készüléket és a többi alkatrészt.
2. Csatlakoztassa az *adapter kábelt* a készülék aljzatába és csatlakoztassa az *adaptert* egy elektromos csatlakozóaljzatba. Az összes *energiaszint-jelző* kigyullad, majd kikapcsol.

9.1. Az első kezelés előtt

- ! Használat előtt vegye le az összes ékszert.

Döntse el, melyik energiaszint felel meg a bőrének, és melyik felületet kívánja kezelni. A készülék 5 energiaszinttel rendelkezik 1 (legalacsonyabb) és 5 (legmagasabb) között. Például egy területet az 1-es, míg egy másikat a 4-es energiaszinttel kezel. Az energiaszintekkel kapcsolatos információkért lásd a következő részt: "8.2. Energiaszint".

A megfelelő energiaszint kiválasztásához próbálja ki külön az egyes kezelési felületeken a készüléket (lásd a használati útmutató elején található bőrszintábrázolást).

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a *kezelőgombot*. Kigyullad az 1. *energiaszint-jelző*.
2. Helyezze a *kezelőfelületet* a bőréhez egyetlen villantás elvégzéséhez. Amennyiben nem érez normálistól eltérő kellemetlen érzést, nyomja meg ismét a *kezelőgombot*. Ezzel növeli az energiaszintet. A 2. energiaszinten végezzen egy villantást egy másik bőrfelületen.

3. Folytassa a bőrpóbát a többi energiaszinttel. Használja a bőrszintáblázatban megadott energiaszinteket. A kezelés elkezdhető, amikor megtalálta a kezelendő területnek megfelelő legmagasabb energiaszintet.



Ha bármilyen kellemetlenséget tapasztal, használjon alacsonyabb energiaszintet.

Ismételje meg a bőrpóbát minden kezelendő testrészen.

Ezzel készen áll a Silk'n Motion készülék használatára.

1. A kezelendő bőrfelület legyen borotvált, tiszta, száraz és mentes minden portól, izzadásgátlótól és dezodortól. **Ne gyantázza, húzza vagy tépje ki a szőrt.**



Feltétlenül fedje le az anyajegyeket, a szemölcsöket vagy a bőrön található egyéb jegyeket, amelyeket nem szabad kezelni.

2. Nyomja meg a *kezelőgombot*. A készülék bekapcsol, kigyullad az 1. szint *energiaszint-jelzője*, és a ventilátor hangja hallható lesz.
3. A *kezelőgomb* megnyomása után körülbelül 1 másodperccel kigyullad a *készenléti fény*. A készülék ezt követően kész a legalacsonyabb energiaszinten történő használatra.
4. **Állítsa be az energiaszintet.** Nyomja meg ismételten a *kezelőgombot* a kívánt energiaszint eléréséhez. Az *energiaszint-jelző* kigyullad az energiaszint beállításának megjelenítéséhez (lásd a(z) "8.2. Energiaszint" fejezetet).
5. Döntse el, hogy **csúsztatásos** vagy **villantásos** kezelést szeretne-e használni a felületen ((lásd a(z) "8.3. Villantásos és csúsztatásos kezelés" fejezetet)).
6. Helyezze a *kezelőfelületet* a bőrre. Ügyeljen arra, hogy a bőr sima legyen, és ne feszüljön sehol. Amikor a *kezelőfelület* megfelelően érintkezik a bőrrel, a *készenléti fény* lassú ütemben villogni kezd.
7. A készülék először automatikusan meghatározza a bőrszint, és elindít egy villantást. Ez enyhe meleg és csiklandozó érzést kelt, amit egy pukkanó hang kísérhet.

8. Villantásos kezelés esetén távolítsa el a készüléket a bőrtől. A készülék azonnal újratölti magát a következő villantáshoz. A megadott energiaszinttől függően pár másodperc elteltével ismét kigyullad a *készlenléti fény*, és lassan villogni kezd, amint a készüléket a bőrhöz nyomja.
9. Villantásos kezelés esetén ismételje meg a folyamatot. Csúsztatásos kezelés esetén folytassa a kezelést. Folytassa a villantásos vagy csúsztatásos kezelést a felület teljes kezelésének befejezéséig.



Azonnal hagyja abba a készülék használatát, amennyiben bőrén hólyagosodást vagy égő érzést tapasztal.

10. A kezelés után

A kezelés befejezésekor:

1. Kapcsolja ki a készüléket a kezelőgomb lenyomva tartásával. Jegyezze meg, hogy milyen energiaszintet használt, mivel a beállítások törlődnek a készülék kikapcsolásával.
2. Húzza ki az adaptert az elektromos csatlakozóaljzatból.

11. Karbantartás

Minden kezelés után tisztítsa meg a Silk'n Motion készüléket. A készülék tisztítása:



Távolítsa el a készüléket az áramforrásból.



A készülék és a kezelőfelület tisztításához törölje le azt egy tiszta, száraz ruhával. Soha ne használjon acetont vagy egyéb súroló hatású anyagot, mert ezek károsíthatják a készüléket.



Javasoljuk, hogy tisztítás után a készüléket tárolja az eredeti dobozában.



Soha ne merítse víz alá a Silk'n Motion készüléket és annak alkatrészeit.

12. Hibaelhárítás

Ne próbálja meg felnyitni és megjavítani a készüléket. Veszélyes elektromos alkatrészeknek vagy pulzáló fényenergiának teheti ki magát, és súlyos károkat okozhat magának. Érvényteleníti a jótállást is.

Probléma	Ellenőrzés
A készülékem nem indul.	Ellenőrizze, hogy az <i>adapter</i> megfelelően csatlakoztatva van-e a készülékhez és egy fali elektromos csatlakozóaljzathoz.
Nincs villanófény, amikor a készülék a bőrhöz ér.	Ellenőrizze, hogy a készülék csatlakoztatva van-e és a <i>készüléti fény</i> ég-e. Gondoskodjon arról, hogy a <i>kezelőfelület</i> egyenletesen és erősen a bőrhöz legyen nyomva, és a készüléket mozgassa a bőrön.
Egy vagy több lámpa villog.	A készülék tévesen működik.
A készülék leállt és készenléti üzemmódban van.	A készülék indításához nyomja meg a <i>kezelőgombot</i> .

Ha probléma merül fel vagy kérdése van, lépjen kapcsolatba a Silk'n ügyfélszolgálatával.

13. Ügyfélszolgálat

További információkért látogasson el a weboldalunkra: www.silkn.eu. Ez a használati utasítás PDF formátumban is elérhető, és letölthető a következő helyről: www.silkn.eu, www.szortelenites-otthon.hu. A váratlan műveletek vagy események bejelentése miatt vegye fel a kapcsolatot a ügyfélszolgálatával, vagy ha bármilyen más probléma van a készülékkel. Elérhetőségeink a következők:

Ország	Szervizszám	Email
Belgium	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franciaország	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Németország	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Olaszország		servizioclientiit@silkn.eu
Hollandia	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Spanyolország	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Egyesült Királyság	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Egyéb országok esetén	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Jótállás

Tekintse meg a Silk'n jótállási jegyét.

15. Ártalmatlanítás







Segítsen megvédeni a környezetet. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal, és kövesse az országában érvényes, az elektronikai eszközök ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályokat.

16. Műszaki adatok

Modellszám	H3220
Lefedett terület mérete	0,9 cm x 3 cm [2,7 cm ²]
Technológia	Home Pulsed Light
Maximum energiaszint	Max 4J/cm ²
Hullámhossz	4751–200 nm
Használat és biztonság	A bőrszínérzékelő biztosítja a készülék kizárólag a megfelelő bőrtípusokon történő használatát.
Csomag mérete	220 x 220 x 135 mm
A rendszer súlya	275 gm
A használatok közötti szállítás és tárolás, valamint tárolási körülmények a következők	Hőmérséklet: -40°C és +70°C között Relatív páratartalom: 10% és 90% között Légnyomás: 700–1060 hPa
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10°C és 35°C között Relatív páratartalom: 30% és 75% között Légnyomás: 700–1060 hPa
A használatok között a minimum tárolási hőmérsékletig eltelt idő minimum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
A használatok között a maximum tárolási hőmérsékletig eltelt idő maximum üzemi hőmérsékleten, 20 °C-os környezeti hőmérsékleten	30 perc
Üzem mód	Folyamatos

Adaptermodellek és besorolás	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Bemenet Kimenő teljesítmény	100-240 VAC, 50-60 Hz, 0,9 A 12 VDC, 3,0 A
Ezt a készüléket teszteltük és megfelel	Biztonság: IEC 60335-2-23 EMC: EN 55014 Nem lézeres források biztonsága: IEC 62471
A készülék várható élettartama	5 év

17. Jelek és szimbólumok

	Az ezen szimbólummal megjelölt termékek teljesítik a EU irányelv követelményeit.
	II. osztály. Az adapter kettős szigeteléssel védett a villamos áramütésekkel szemben.
IP30	A készülék védett a 2,5 mm-nél nagyobb átmérőjű tárgyak (pl. ujjak) behatolásával szemben, az elektromos áramütéssel szembeni védelem érdekében.
	Ne használja nedves környezetben.
	Ne dobja a háztartási hulladékba. Kövesse országának az elektromos berendezések ártalmatlanítására vonatkozó jogszabályait, és segítsen a környezet megóvásában. Összhangban a WEEE irányelvvél.

Notificare legală

Home Skinovations Ltd își rezervă dreptul de a modifica produsele sau specificațiile pentru îmbunătățirea performanței, fiabilității sau a capacității de producție. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd sunt considerate precise și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd nu-și asumă nicio responsabilitate cu privire la utilizarea acestora. Nicio licență nu este acordată implicit sau în alt mod în temeiul unui brevet sau drepturi de brevetare ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd. Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd are depuse cereri de brevetare și în așteptare, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală cu privire la aparatul care face subiectul prezentului document. Furnizarea acestui document nu vă conferă niciun fel de autorizație la aceste brevete, mărci înregistrate, drepturi de autor, sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția celor prevăzute în mod expres în orice înțelegere scrisă încheiată de Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

SILK'N și logo-ul SILK'N sunt mărci înregistrate ale Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, ISRAEL
www.silkn.eu or www.silkn.com, info@silkn.com.

Cuprins

1. Informații despre Silk'n Motion	107
2. Utilizarea în siguranță a Silk'n Motion	108
3. Contraindicații și avertismente.....	108
4. Nu folosiți Silk'n Motion dacă:	110
5. Consultați medicul înainte de utilizare dacă:	111
6. Recomandări de siguranță	111
7. Efecte secundare posibile	112
8. Epilarea pe termen lung a părului prin metoda Silk'n	114
9. Introducere!.....	118
10. Îngrijire post-tratament	120
11. Întreținere	120
12. Depanare	120
13. Serviciul clienți.....	121
14. Garanție	122
15. Eliminare.....	122
16. Specificații	122
17. Semne și simboluri.....	124

1. Informații despre Silk'n Motion

Silk'n Motion este un aparat pe bază de lumină pentru reducerea permanentă a părului, conceput pentru utilizarea la domiciliu. Este un aparat puternic și trebuie să acordați o atenție specială siguranței la utilizare. Citiți toate avertismentele, contraindicațiile și instrucțiunile de siguranță înainte de utilizare și respectați-le îndeaproape. Vă recomandăm să vă refamiliarizați cu instrucțiunile înainte de fiecare tratament.

1.1. Conținutul ambalajului

- Aparat de epilare
- Adaptorul cu cablu
- Depozitare
- Cârpă de curățare
- Card de garanție
- Manualul de utilizare

1.2. Descriere aparat

Consultați schema de la începutul manualului pentru a identifica locația fiecărei caracteristici a Silk'n Motion.

1. Leduri indicatoare ale nivelului de energie (1-5)
2. Ledul senzorului pentru culoarea pielii
3. Bec indicator
4. Buton de control
5. Senzor pentru culoarea pielii
6. Unitate de epilare
7. Mufa adaptorului

1.3. Domeniu de utilizare

Silk'n Motion are rolul de epilare a părului nedorit cu efect pe termen lung sau reducere permanentă a acestuia. Reducerea permanentă a părului este definită ca reducerea stabilă a numărului de fire de păr care cresc după efectuarea tratamentului. Puteți folosi Silk'nMotion pentru a epila părul nedorit de pe corp. Zonele ideale ale corpului includ zona axilară, zona inghinală, brațele, picioarele, fața (mai jos de pomeții obrazilor), spatetele, umerii și pieptul.

Nu utilizați aparatul pentru alte scopuri decât cele descrise în acest manual.

2. Utilizarea în siguranță a Silk'n Motion


Cu Silk'n Motion siguranța este pe primul loc

Tehnologia Home Pulsed Light™ (HPL) din Silk'n Motion asigură siguranță de înalt nivel cu niveluri de energie joase. HPL contribuie la obținerea de rezultate pe termen lung în ceea ce privește epilarea părului cu doar a fracțiune din energia utilizată de alte echipamente de epilare bazate pe lumină. Nivelul redus de energie reduce riscul de vătămare sau complicații și contribuie la siguranța dvs. în ansamblu.

3. Contraindicații și avertismente






Silk'n Motion nu este conceput pentru toate tipurile de utilizatori.

Epilarea părului cu ajutorul laserului sau al luminii intens pulsate poate determina creșterea accentuată a părului la unele persoane. Pe baza datelor disponibile, grupurile cu cel mai ridicat risc de răspuns sunt femeile cu descendențe din zona mediteraneană, Orientul Mijlociu și Asia de Sud când folosesc aparatul pentru față și gât. Pentru informații suplimentare, vizitați www.silkn.eu sau domeniul local Silk'n.

 Aparatul nu trebuie utilizat de următoarele persoane: copii, adulți cu capacități fizice și senzoriale limitate sau persoanele care nu au experiența sau cunoștințele necesare pentru utilizarea aparatului. Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

 Nu expuneți la soare zonele tratate și nu utilizați nivelurile de energie 2-5 pe o piele bronzată sau imediat după expunerea la soare (inclusiv la aparate de bronzare artificială). Consultați secțiunea "6.1. Expunerea la soare".

- ❗ Utilizați mai jos de pomeții obrazilor și nu utilizați în jurul ochilor.
- ❗ Nu utilizați în zonele injectate cu fillere sau toxine.
- ❗ Nu utilizați aparatul pe o piele tatuată sau pe pielea pe care s-a aplicat un machiaj permanent, pe zonele închise la culoare sau pe pete negre (precum pistrii, alunite sau negi) pe mamelon, în zona genitală sau pe buze.
- ❗ Nu utilizați aparatul în zone cu eczemă activă, psoriazis, leziuni, răni deschise sau infecții (stomatite herpetice), în afecțiuni dermatologice anormale provocate de boli de sistem sau metabolice (de exemplu, diabet).
- ❗ Aveți afecțiuni dermatologice anormale cauzate de diabet, boli de sistem sau alte boli metabolice.
- ❗ Nu tratați pe o zonă unde există o istorie de erupții de herpes.
- ❗ Nu utilizați dacă sunteți însărcinată sau dacă alăptați.
- ❗ Nu faceți tratament în zonele în care intenționați să lăsați părul să crească. Rezultatele sunt permanente.
- ❗ Nu tratați aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare.
- ❗ Opriti imediat utilizarea în caz de înroșire a pielii sau de bășici sau arsuri.
- ❗ Folosiți un nivel redus de energie dacă experimentați disconfort.

-  Pentru curățarea pielii înainte de utilizare, nu utilizați niciodată lichide inflamabile cum ar fi alcool (inclusiv parfumuri, dezinfectanți sau alte soluții ce conțin alcool) sau acetona.
-  Nu introduceți aparatul în apă sau alte lichide! Nu utilizați lângă cada de baie, duș, bazine sau alte recipiente cu apă. Nu așezați sau depozitați aparatul în locuri de unde poate cădea, poate fi împins sau lângă apă. Există riscul de electrocutare. Dacă aparatul ajunge în contact cu lichide, scoateți-l imediat din priză și contactați Serviciul Clienți.
-  Înainte de utilizarea aparatului, scoateți-vă toate bijuteriile.
-  Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat atunci când este conectat la priză. Păstrați adaptorul ca./c.c. accesibil în orice moment, astfel încât acesta să poată fi deconectat de la priză ușor în caz de urgență.
-  Nu încercați să modificați, să deschideți sau să reparați aparatul Silk'n Motion. Vă puteți expune la componente electrice periculoase sau energie luminoasă pulsată. Veți suferi leziuni grave, iar garanția va fi anulată.

4. Nu folosiți Silk'n Motion dacă:

- Fișa, piesele anexe sau accesoriile pentru acest aparat nu sunt recomandate de Home Skinovations Ltd.
- Aparatul are un cablu sau o fișă deteriorate. Cablul de alimentare se va ține departe de suprafețe încălzite.
- Vedeți sau simțiți miros de fum în timpul utilizării.

- *Senzorul pentru culoarea pielii, suprafața de tratament sau carcasa aparatului* sunt deteriorate sau defecte.
- Aparatul nu funcționează corect sau pare să fie defect în orice alt mod.

În astfel de cazuri, contactați serviciul clienți Silk'n.

5. Consultați medicul înainte de utilizare dacă:

- Aveți antecedente de formațiuni de cicatrice cheloide.
- Suferiți de epilepsie.
- Suferiți de o boală asociată cu fotosensitivitatea precum porphyria (vampirism), erupție polimorfă la lumină, urticarie solară, lupus, etc.
- Aveți antecedente de cancer de piele sau zone cu tumori potențiale maligne ale pielii.
- Ați făcut radioterapie sau tratamente chimioterapice în ultimele 3 luni.
- Ați folosit medicamente prescrise de medic pe piele în ultimele 6 luni.
- Orice altă afecțiune datorită căreia, după părerea medicului dvs. tratamentul ar fi nesigur.

6. Recomandări de siguranță

Această secțiune are informații care vă ajută să folosiți aparatul în siguranță.

6.1. Expunerea la soare

- Cel mai scăzut nivel de energie (1) este conceput pentru utilizarea în condiții de siguranță după expunerea la soare.

- Dacă folosiți nivelurile de energie 2-5, evitați expunerea la soare timp de 4 săptămâni înainte și 2 săptămâni după tratament. Prezența unei cantități mari de melanină expune pielea la un risc mai crescut atunci când este utilizată orice metodă de epilare a părului pe bază de lumină. Acest lucru este valabil pentru toate tipurile și nuanțele de piele, inclusiv cele care nu par să se bronzeze rapid.
- Nu vă recomandăm ieșirea la soare după tratament, însă dacă trebuie să ieșiți, aplicați loțiunea de protecție solară SPF30 pe zona tratată. Faceți acest lucru timp de 2 săptămâni după tratament.

6.2. Expunerea ochilor la lumina pulsată

- Deși puteți utiliza aparatul pentru a trata părul facial, aveți mare grijă să evitați contactul cu ochii și folosiți-l exclusiv mai jos de pomeții obrazilor.

6.3. Răni sau infecții

- Așteptați ca zona afectată să se vindece înaintea utilizării.

7. Efecte secundare posibile

Dacă urmați instrucțiunile integral și acordați atenție tuturor avertismentelor și contraindicațiilor, complicațiile și efectele secundare sunt rare. Totuși, orice procedură cosmetică, inclusiv cele concepute pentru utilizarea la domiciliu, implică un anumit grad de risc. Prin urmare, este important să înțelegeți și să acceptați riscurile și complicațiile care pot apărea în cazul sistemelor pe bază de lumină pulsată concepute pentru utilizarea la domiciliu.

Disconfort cutanat minor

Epilarea părului cu ajutorul tehnologiei Home Pulsed Light este în general bine tolerată. Totuși, unii utilizatori pot simți un disconfort în timpul folosirii. Acest lucru este descris cel mai bine ca o senzație ușoară de înțepare pe zonele de piele tratată. Senzația de înțepare poate dura în timpul sau după tratament.

Aceasta înseamnă că trebuie să utilizați Silk'n Motion la un nivel de energie mai scăzut, iar dacă nu ajută, trebuie să încetați utilizarea aparatului.

Înroșirea pielii

Pielea poate deveni roșie imediat după utilizarea aparatului sau într-un interval de 24 de ore. Roșeața dispare în general după 24 de ore.

Consultați medicul dacă roșeața nu dispare în termen de 2-3 zile.

Folosiiți nivelul de energie confortabil și adecvat pentru culoarea pielii dvs.

Sensibilitate ridicată a pielii

Pielea zonei tratate este mai sensibilă, astfel încât puteți simți uscăciune sau descumare a pielii.

Modificări pigmentare

Silk'n Motion vizează firul de păr, în special celulele pigmentate din foliculul de păr și foliculul de păr în sine. Totuși, există riscul de hiperpigmentare temporară (pigment crescut sau decolorare maro) sau hipo-pigmentare (albire) a zonei din jur. Riscul de schimbări ale pigmentării pielii este mai mare la persoanele cu tonuri pigmentare mai închise sau puternic bronzate. De obicei decolorarea sau modificările pigmentului pielii sunt temporare, iar hiperpigmentarea sau hipo-pigmentarea sunt rare.

Înroșire excesivă și inflamație

În cazuri rare, pielea tratată poate fi foarte roșie și inflamată. Acest lucru este obișnuit în zonele sensibile ale corpului. Roșeața și inflamația trebuie să dispară între 2 și 7 zile și trebuie tratate prin aplicarea frecventă de gheață. Curățarea ușoară este Ok, însă evitați expunerea la soare.

Bășiți sau arsuri

Răciți zona afectată și aplicați cremă anti-arsuri. Așteptați până când zona s-a vindecat complet înainte de alt tratament și folosiți un nivel de energie mai redus. **Dacă pielea nu revine la normal în 3 zile, consultați medicul.**

8. Epilarea pe termen lung a părului prin metoda Silk'n

Eficiența epilării poate fi diferită de la persoană la persoană, depinzând de zona corpului unde se face tratamentul, de culoarea părului și de modul în care este folosit Silk'n Motion. Ciclul complet de creștere a părului poate dura între 18-24 luni. În această perioadă, sunt necesare sesiuni multiple de tratament pentru epilarea permanentă a părului.

Plan tipic pentru epilare cu Silk'n Motion pe parcursul unui ciclu complet de creștere a părului:

- Tratament 1-4: Plan la două săptămâni.
- Tratament 5-7: Plan la patru săptămâni.
- Tratamente 8+: Tratați după necesități, până la obținerea rezultatelor dorite.

8.1. Rezultate așteptate ale tratamentului

Răspunsul individual depinde de tipul de păr și factorii biologici care pot afecta modelele de creștere a părului. Unii utilizatori pot răspunde mai repede sau mai încet decât numărul mediu de tratamente.

Tipul de piele ¹	Păr corporal ²	Fluența luminii [J/cm ²]	Partea corpului	Țiimpul mediu de tratament	Eficiență de epilare
1-5	Blond închis până la castaniu	2,5-4	Gambă sau coapsă	Ședințele 10-12, la aprox. 4 săptămâni distanță.	60%
			Brațe		50%
			Zona inghinală (linia bikini)		60%
			Axilă		55%

Tipul de piele ¹	Păr corporal ²	Fluența luminii [J/cm ²]	Partea corpului	Timpul mediu de tratament	Eficiență de epilare
1-5	Brun spre negru	2,5-4	Gambă sau coapsă	Ședințele 8-10, la aprox. 4 săptămâni distanță.	70%
			Brațe		60%
			Zona inghinală (linia bikini)		70%
			Axilă		65%

¹Tipurile de piele se bazează pe scala de culori ale pielii Fitzpatrick. Consultați schema culorilor pielii de la începutul acestui manual).

² Nu funcționează în cazul părului corporal alb.

8.2. Niveluri de energie


Nivelul de energie determină intensitatea impulsurilor de lumină emise spre piele. Cu cât nivelul de energie este mai crescut, cu atât tratamentul este mai eficient, dar crește și riscul apariției efectelor secundare și a complicațiilor.

- Aparatul dispune de 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai ridicat), reprezentate de *5 led-uri indicatoare ale nivelului de energie*.
- Când aparatul este pornit, nivelul de energie este setat automat la 1. Doar un led indicator al nivelului de energie va fi aprins.
- Pentru a schimba nivelul de energie, apăsați *butonul de control* repetat pentru a crește nivelul de energie de la 1 la 5. Când ați ajuns la nivelul 5, apăsați *butonul de control* din nou pentru a reduce nivelul de energie de la 5 la 1.



Pentru a stabili nivelul corect de energie pentru zona de tratament, consultați secțiunea "9.1. Înainte de primul tratament".

8.3. „Pulsing” (pulsare) și „Gliding” (alunecare)



Pulsare este cea mai bună tehnică pentru lucrul cu niveluri ridicate de energie.

- Apăsați *suprafața de tratament* pe piele. Lucrați pe rânduri (orizontal sau în jos ca în imagine). Începeți la un capăt al fiecărui rând și avansați la celălalt capăt.
- *Suprafața de tratament* creează semne temporare de presiune pe zona tratată pentru ca dvs. să puteți vedea zonele tratate.
- După fiecare impuls, mutați *suprafața de tratament* pe zona următoare. Continuați acțiunea de pulsare pentru zona pe care o tratați.
- La folosirea aparatului, evitați omiterea sau suprapunerea de zone de piele.

Alunecarea este cea mai bună tehnică pentru lucrul cu niveluri reduse de energie.

- Apăsați *suprafața de tratament* puternic pe piele și glisați aparatul încet (orizontal sau în jos, ca în imagine). Asigurați-vă că *suprafața de tratament* atinge întotdeauna pielea.
 - La niveluri reduse de energie, aparatul are nevoie de doar 1-1,5 secunde pentru a se reîncărca între impulsuri. Acest lucru generează o succesiune neîntreruptă de flash-uri.
 - Glisați la o viteză care să permită evitarea golurilor sau a suprapunerilor.
- ! Nu tratați aceeași zonă a pielii mai mult de o dată pe sesiunea de epilare.
- ! În caz de orice disconfort, opriți imediat utilizarea aparatului.

8.4. Senzorii aparatului

Aparatul dv. Silk'n Motion are trei senzori: de atingere, de mișcare și de culoare.

- **Atingere și mișcare:** Aparatul emite impulsuri repetate numai atunci când este în contact ferm cu pielea dv. și îl mișcați continuu pe piele.
- **Culoare:** Epilarea pe bază de impulsuri luminoase pe o piele închisă la culoare poate produce efecte adverse precum arsuri, pustule și modificări ale culorii pielii (hiper- sau hipopigmentare). Silk'n Motion are un *senzor de culoare a pielii* care detectează automat culoarea pielii. *Senzorul pentru culoarea pielii* verifică culoarea pielii dv. la începutul și din când în când și în timpul fiecărui tratament.



Dacă Silk'n Motion detectează că pielea dv. are o nuanță închisă, iar nivelul de energie este setat la 3 sau mai mult, aparatul se autoreglează și va seta nivelul de energie înapoi la 2.

8.5. La ce să vă așteptați când faceți tratament cu Silk'n

Pentru multe persoane, folosirea Silk'n Motion poate fi prima experiență cu un aparat pe bază de impulsuri luminoase. Pe parcursul ședinței de tratament este normal să simțiți sau să experimentați:

- **Zgomot:** Ventilatorul de răcire face un zgomot similar cu al uscătorului. Acest lucru este normal.
 - **Pocnet:** Cu fiecare flash de lumină HPL™.
 - **Senzație de căldură și gădilat:** În timpul fiecărui impuls de lumină.
 - **Roșeață:** Se poate să observați o ușoară colorare a pielii în roz în timpul sau imediat după tratament. Acest lucru se poate observa mai bine în jurul firelor de păr.
- ! Opriti imediat utilizarea dacă pielea este foarte roșie.
- ! În cazul oricăror complicații, adresați-vă medicului.

9. Introducere!

Pentru a utiliza Silk'n Motion, respectați următorii pași:

1. Scoateți aparatul și celelalte componente din cutie.
2. Introduceți *cablul adaptorului* în mufa aparatului și introduceți *adaptorul* într-o priză electrică. Toate *ledurile indicatoare ale nivelului de energie* se vor aprinde și apoi se vor stinge.

9.1. Înainte de primul tratament



Înainte de utilizarea aparatului, scoateți-vă toate bijuteriile.

Trebuie să stabiliți nivelul de energie adecvat pentru pielea dvs. și zona de tratat. Aparatul are 5 niveluri de energie, de la 1 (cel mai scăzut) la 5 (cel mai înalt). De exemplu, puteți trata o zonă a pielii la nivelul de energie 1 și altă zonă la nivelul 4. Pentru informații legate de nivelurile de energie, consultați secțiunea "8.2. Niveluri de energie".

Pentru a alege nivelul de energie, testați fiecare zonă de tratament separat (consultați schema cu culorile de piele de la începutul acestui manual).

1. Apăsăți *butonul de control* pentru a porni aparatul. *Ledul de indicare a nivelului de energie 1* se va aprinde.
2. Așezați *suprafața de tratament* pe piele pentru a asigura un impuls. Dacă nu ați simțit niciun fel de disconfort anormal, apăsați din nou *butonul de control*. În acest fel se crește nivelul de energie. Declanșați un impuls în alt loc, la nivelul de energie 2.
3. Continuați testarea la niveluri de energie crescute. Folosiți nivelurile de energie indicate pe diagrama nuanțelor pielii. Odată ce ați găsit nivelul cel mai înalt de energie care este confortabil pt. dv., puteți începe tratamentul.



Folosiți un nivel redus de energie dacă experimentați disconfort.

Repețați acest test pentru fiecare zonă a corpului unde intenționați să efectuați tratamentul.

Acum puteți utiliza Silk'n Motion

1. Înainte de a trata o zonă, pielea trebuie să fie rasă, curată, uscată, fără urme de praf, deodorant sau alte substanțe contra transpirației. **Nu utilizați ceară, nu smulgeți și nu pensați firele de păr.**



Aveți grijă să acoperiți alunițele, negii sau alte semne pe piele care nu trebuie tratate.

2. Apăsăți *butonul de control*. Aparatul va porni, *ledul de indicare a nivelului de energie 1* se va aprinde și se va auzi un sunet de ventilator.
3. Aproximativ la 1 secundă după apăsarea *butonului de control*, *becul indicator* se va aprinde. Aparatul poate fi acum utilizat la cel mai scăzut nivel de energie.
4. **Setați nivelul de energie.** Apăsăți *butonul de control* repetat pentru a crește nivelul de energie până la cel dorit. *Ledurile indicatoare a nivelului de energie* indică setarea nivelului de energie (consultați secțiunea "8.2. Niveluri de energie").
5. Stabiliți dacă vreți să tratați zona prin **alunecare** sau **pulsare** (Consultați secțiunea "8.3. „Pulsing” (pulsare) și „Gliding” (alunecare)").
6. Aplicați *suprafața de tratament* pe piele. Asigurați-vă că pielea este atinsă uniform și ușor. Când *suprafața de tratament* este în contact complet cu pielea, *becul indicator* va începe să lumineze intermitent ușor.
7. Aparatul va stabili mai întâi culoarea pielii automat și va emite un impuls de lumină pe piele. Veți simți o senzație ușoară de căldură și gădilă, și puteți auzi un pocnet.
8. Dacă folosiți modul pulsare, îndepărtați aparatul de pe piele. Aparatul se va reîncărca imediat pentru impulsul următor. După câteva secunde (în funcție de nivelul de energie setat), *becul indicator* se va aprinde din nou și va începe să lumineze intermitent atunci când aparatul intră din nou în contact cu pielea.

9. Dacă folosiți modul pulsare, repetați procesul. Dacă folosiți modul alunecare, continuați. Continuați în modul pulsare sau alunecare până ați tratat complet zona.



Opriti imediat utilizarea dacă apar bășici sau arsuri.

10. Îngrijire post-tratament

Când ați finalizat sesiunea de tratament:

1. Opriti aparatul apăsând îndelungat butonul de control. Țineți minte ultimul nivel de energie utilizat, întrucât acesta nu va fi stocat atunci când veți porni din nou aparatul.
2. Scoateți adaptorul din priză electrică.

11. Întreținere

Este important să curățați aparatul Silk'n Motion după fiecare tratament. Pentru curățarea aparatului:



Scoateți aparatul din priză.



Pentru a curăța aparatul, ștergeți-l cu o cârpă curată și uscată. Nu utilizați niciodată acetonă sau alte lichide abrazive, deoarece acestea vor deteriora aparatul.



După curățare, vă recomandăm să depozitați aparatul în cutia originală.



Nu scufundați niciodată Silk'n Motion sau alte componente ale acestuia în apă.

12. Depanare

Nu încercați să deschideți sau reparați aparatul Silk'n Motion. Vă puteți expune la componente electrice periculoase sau energie luminoasă pulsată, ceea ce poate fi foarte dăunător pt. dv. Acest lucru va anula de asemenea și garanția.

Problemă	Verificări
Aparatul meu nu pornește.	Asigurați-vă că <i>adaptorul</i> este conectat adecvat la parat și că este conectat într-o priză electrică de perete.
Nu există impulsuri de lumină când aparatul atinge pielea.	Verificați dacă aparatul este conectat și dacă <i>ledul de pornire</i> este aprins. Aveți grijă să apăsați <i>suprafața de tratament</i> uniform și ferm pe piele și să mișcați continuu aparatul orizontal pe suprafața pielii.
Luminează intermitent unul sau mai multe leduri.	Aparatul are defectiuni.
Aparatul s-a oprit din funcționare și a intrat în modul standby.	Apăsați din nou <i>butonul de control</i> pentru a reporni aparatul.

Dacă aveți probleme sau întrebări, contactați serviciul clienți Silk'n.

13. Serviciul clienți

RO

Consultați site-ul nostru web pentru mai multe informații: www.silkn.eu. Manualul este disponibil și pentru descărcarea PDF de pe: www.silkn.eu. Contactați serviciul clienți pentru a raporta cazuri de funcționare sau evenimente anormale sau orice altă problemă pe care o are aparatul. Datele noastre de contact sunt:

Țară	Număr service	E-mail
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Franța	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Germania	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italia		servizioclientiit@silkn.eu
Olanda	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu

Țară	Număr service	E-mail
Spania	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Regatul Unit	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Alte țări	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garanție

Consultați cardul de garanție Silk'n.

15. Eliminare







Ajutați la protecția mediului. Nu eliminați cu deșeurile menajere și asigurați-vă că respectați legile țării dvs. pentru eliminarea aparatelor electrice.

16. Specificații

Nr. model	H3220
Mărimea punctului	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Tehnologie	Home Pulsed Light
Nivel maxim de energie	Max 4J/cm ²
Lungimea de undă	475-1200nm
Operare și siguranță	Senzorul pentru detectarea nuanței pielii funcționează pe tipuri de piele adecvate.
Mărimea pachetului	220x220x135 mm
Greutate sistem	275 g

Transport și depozitare între utilizări și condiții de depozitare	Temperatura: între -40°C și +70°C Umiditate relativă: între 10% și 90% Presiune atmosferică: 500 - 1.060 hPa
Condiții de funcționare	Temperatură: Între 10°C și 35°C Umiditate relativă: Între 30% și 75% Presiune atmosferică: 700 - 1.060 hPa
Timpul de trecere de la temperatura minimă de depozitare între utilizări la temperatura minimă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20°C	30 minute
Timpul de trecere de la temperatura maximă de depozitare între utilizări la temperatura maximă de operare, la o temperatură a mediului înconjurător de 20°C	30 minute
Mod de operare	Continuu
Modele și putere adaptor	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Intrare leșire	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0.9A 12 Vdc, 3.0A
Acest aparat a fost testat și corespunde normelor	De siguranță: IEC 60335-2-23 CEM: EN 55014 De siguranță a sursei non-laser: IEC 62471
Durata preconizată de utilizare a echipamentului	5 ani

17. Semne și simboluri

	Produsele marcate cu acest simbol îndeplinesc cerințele directivelor UE.
	Clasa II. Adaptorul este protejat împotriva șocului electric prin izolație dublă.
IP30	Aparatul este protejat împotriva pătrunderii de obiecte cu un diametru mai mare de 2,5 mm, precum degetele, pentru protecția împotriva electrocutării.
	Nu folosiți în mediu umed.
	Nu eliminați împreună cu deșeurile menajere. Eliminați în conformitate cu legislația țării dvs. și contribuiți la protecția mediului. Conform Directivei DEEE.

Právní sdělení

Home Skinovations Ltd si vyhrazuje právo provádět změny u svých výrobků nebo v jejich technické specifikaci v rámci zlepšení jejich výkonu, spolehlivosti nebo vyrobitelnosti. Informace poskytnuté společností Home Skinovations Ltd. jsou v době vydání dokumentu považovány za přesné a pravdivé. Home Skinovations Ltd. však nenese žádnou odpovědnost za jejich využití. V rámci patentu nebo patentových práv Home Skinovations Ltd neznamená jakékoli jejich využití získání licence.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být z jakéhokoli důvodu reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoliv prostředky, elektronicky ani mechanicky, bez výslovného písemného svolení Home Skinovations Ltd. Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd vlastní patenty a nevyřízené patentové přihlášky, ochranné známky, autorská práva a další práva duševního vlastnictví týkající se předmětu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu nezakládá žádný nárok na tyto patenty, ochranné známky, autorská nebo jiná práva duševního vlastnictví s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v případné písemné smlouvě s Home Skinovations Ltd. Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

SILK'N a logo SILK'N jsou registrované ochranné známky společnosti Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL, www.silkn.eu nebo www.silkn.com, info@silkn.com.

Obsah

1. Seznamte se svým Silk'n Motion	127
2. Bezpečnost se Silk'n Motion	128
3. Kontraindikace a varování	128
4. Silk'n Motion nepoužívejte pokud:	130
5. O vhodnosti použití přístroje se poradte s lékařem v následujících případech:.....	131
6. Bezpečnostní tipy	131
7. Možné vedlejší účinky	132
8. Dlouhodobé odstranění ochlupení metodou Silk'n.....	134
9. Začínáme!	138
10. Po ošetření.....	140
11. Údržba	140
12. Řešení potíží	141
13. Zákaznický servis.....	142
14. Záruka.....	142
15. Likvidace.....	142
16. Specifikace.....	143
17. Značky a symboly	144

1. Seznamte se svým Silk'n Motion

Silk'n Motion je zařízení pro trvalé odstranění chloupků pomocí laseru. Je to výkonné elektronické zařízení a při jeho používání musí být brán zvláštní zřetel na bezpečnost. Před použitím je nutné prostudovat všechna varování, kontraindikace a bezpečnostní opatření a následně je dodržovat. Doporučujeme znovu si pročíst pokyny před každým ošetřením.

1.1. Obsah balení

- Zařízení na odstranění chloupků
- Adaptér s kabelem
- Pouzdro
- Čisticí utěrka
- Záruční list
- Návod k použití

1.2. Popis výrobku

Na obrázku na přední straně této příručky je vyobrazeno umístění jednotlivých funkcí přístroje Silk'n Motion.

1. Kontrolky stupňů výkonu (1-5)
2. Světelný senzor barvy pokožky
3. Kontrolka připravenosti zařízení
4. Centrální tlačítko
5. Senzor barvy pokožky
6. Účinná plocha
7. Zásuvka na adaptér

1.3. Použití

Silk'n Motion je určen k odstranění nežádoucího ochlupení a k dlouhodobému nebo trvalému snížení ochlupení. Trvalé snížení výskytu ochlupení je definováno jako dlouhodobé stabilní snížení počtu chlupů znovu rostoucích po ošetření přístrojem. Pro odstranění nežádoucího ochlupení na těle můžete využít Silk'n Motion. Ideální místa na těle zahrnují podpaží, třísla, paže, nohy, obličej (pod lícními kostmi), záda, ramena a hrud.

Nepoužívejte tento výrobek k jinému účelu, než je popsán v tomto návodu.

2. Bezpečnost se Silk'n Motion


Bezpečnost je u Silk'n Motion na prvním místě


Díky technologii Home Pulsed Light™ (HPL) nabízí přístroj Silk'n Motion na nižších stupních výkonu bezprecedentní bezpečnost. S technologií HPL lze dosáhnout v oblasti odstranění ochlupení dlouhodobých výsledků při využití zlomku energie používané v jiných přístrojích využívajících k odstranění ochlupení laser. Nízkoenergetická povaha technologie snižuje riziko poškození nebo komplikací a přispívá k celkové bezpečnosti uživatele.

3. Kontraindikace a varování


Silk'n Motion není vhodný pro každého.

Epilace pomocí laserů nebo intenzivního pulzního světla může u některých jedinců způsobit zvýšený růst ochlupení. Dle aktuálně dostupných údajů existuje nejvyšší riziko výskytu této reakce u žen ze Středomoří, Středního východu a jižní Asie při použití na obličejí a krku. Další informace naleznete na stránce www.silkn.eu nebo místní doměně Silk'nTM.


 Toto zařízení nesmí používat následující osoby: děti, dospělí s omezenými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi nebo ti, kteří nemají s použitím zařízení zkušenosti ani potřebné znalosti. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo jisté, že si s výrobkem nebudou hrát.


 Nevystavuje ošetřovaná místa slunci a nepoužívejte stupeň výkonu 2-5 na opálenou kůži nebo po nedávném opalování (včetně umělých opalovacích přístrojů). Další postup naleznete v části "6.1. Vystavení se slunečním paprskům".

- ❗ Používejte na místa pod lícními kostmi. Nepoužívejte v okolí očí.
- ❗ Nepoužívejte na oblasti po injekční aplikaci výplně nebo toxinů.
- ❗ Neošetřujte tetování ani permanentní make-up, pihy nebo tmavá místa (např. velké skvrny, mateřská znaménka, jizvy), bradavky, genitálie nebo rty.
- ❗ Neošetřujte aktivní ekzém, psoriázu, léze, otevřené rány nebo infekce, pokožku v abnormálním stavu způsobeným systémovými nebo metabolickými chorobami (např. diabetes).
- ❗ trpíte abnormálními stavy kůže způsobenými cukrovkou, systémovými a dalšími metabolickými onemocněními,
- ❗ Neošetřujte plochy, na nichž se v minulosti objevila ohniska herpesu.
- ❗ Nepoužívejte, pokud jste těhotná nebo kojíte.
- ❗ Nepoužívejte na oblasti, na nichž chcete růst chloupků zachovat. Výsledky jsou trvalé.
- ❗ Stejnou oblast pokožky neošetřujte více než jednou.
- ❗ Pokud je kůže silně zarudlá, jsou na ní puchýře nebo je spálená, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- ❗ Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nižší stupeň výkonu.
- ❗ Pro čištění kůže před použitím nikdy nepoužívejte hořlavé kapaliny, jako je alkohol (včetně parfémů, sanitacních činidel a dalších přípravků obsahujících alkohol) nebo aceton.

 Udržujte výrobek v suchu tak, aby se nedostal do kontaktu s kapalinami! Nepoužívejte v blízkosti van, sprch, umyvadel ani jiných nádob obsahujících vodu. Neumísťujte ani neuchovávejte zařízení na místech, kde může dojít k jeho spadnutí, shoení nebo položení do blízkosti vody. Existuje zde riziko úrazu elektrickým proudem. Jestliže se výrobek dostane do styku s jakoukoli kapalinou, ihned jej odpojte z elektrické sítě a obraťte se na zákaznický servis.

 Před použitím si sundejte všechny šperky a bižuterii.

 Nikdy nenechávejte výrobek zapojený do elektrické sítě bez dozoru. Uchovávejte napájecí adaptér tak, aby byl vždy dostupný, aby mohl být v případech nouze snadno vytažen ze zástrčky.

 Výrobek Silk'n Motion neupravujte, neotevírejte ani jej neopravujte. V opačném případě se můžete vystavit nebezpečným elektrickým komponentům nebo intenzivnímu pulznímu světlu. Můžete si způsobit vážnou újmu a vaše záruka propadne.

4. Silk'n Motion nepoužívejte pokud:

- zástrčka, doplňky nebo příslušenství tohoto výrobku nejsou doporučeny společností Home Skinovations Ltd;
- Zařízení má poškozený kabel nebo zástrčku. Napájecí kabel uchovejte mimo dosah zahřátých povrchů.
- během používání uvidíte nebo ucítíte kouř;
- *Senzor barvy pokožky, účinná plocha* nebo *vnější obal výrobku* rozbité nebo se rozpadají.
- Výrobek nefunguje nebo se zdá poškozený.

V těchto případech kontaktujte zákaznický servis Silk'n.

5. O vhodnosti použití přístroje se poradte s lékařem v následujících případech:

- V minulosti se vám utvořily keloidní jizvy.
- Trpíte epilepsií.
- Máte-li onemocnění související s přecitlivělostí na světlo, např. porfyrii, lupus, atd.
- Máte-li v anamnéze výskyt rakoviny kůže nebo oblastí s možnými kožními nádory.
- Během uplynulých 3 měsíců jste podstoupili chemoterapii.
- během posledních 6 měsíců jste užívali léky na kůži vázané na lékařský předpis.
- V případě jiných zdravotních potíží, které by mohly být dle názoru vašeho lékaře představovat pro vás v souvislosti s použitím přístroje nebezpečí.

6. Bezpečnostní tipy

Tato část obsahuje informace, které vám pomohou zařízení používat bezpečně.

6.1. Vystavení se slunečním paprskům

- Nejnižší stupeň výkonu (1) je určen pro obzvláště bezpečné použití i po vystavení slunci.
- Po ošetření stupněm výkonu 2 až 5 se vyvarujte slunění po dobu 4 týdnů před a 2 týdny po ošetření. Důvodem je skutečnost, že velké množství melaninu pokožku vystavuje vyššímu riziku při použití jakéhokoli způsobu odstranění chloupků pomocí laseru. To platí pro všechny typy pleti, včetně těch, které se na první pohled neopálují rychle.
- Pobyt na slunci po ošetření nedoporučujeme, pokud je však nutný, použijte na ošetřené místo krém s ochranným faktorem SPF30 nebo vyšším. Dodržujte toto pravidlo po dobu 2 týdnů po ošetření.

6.2. Vystavení očí pulznímu světlu

- Přestože lze výrobek použít k odstranění chloupků v obličeji, dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke kontaktu s očima a používejte výrobek pouze v místech pod lícními kostmi.

6.3. Rány nebo infekce

- Před ošetřením počkejte, dokud se tato místa neuzdraví.

7. Možné vedlejší účinky

Pokud budete postupovat přesně podle pokynů a dbát všech upozornění a kontraindikací, neobjeví se pravděpodobně žádné komplikace či nežádoucí účinky. Avšak každá kosmetická procedura, včetně těch, které jsou určeny k domácímu použití, nese určitý stupeň rizika. Proto je důležité, abyste porozuměli a přijali rizika a komplikace, které se mohou vyskytnout u domácích spotřebičů využívajících k odstranění ochlupení pulzní světlo.

Menší nepříjemné pocity na pokožce

Domácí depilace pomocí pulzního světla depilace je obecně dobře snášena. Nicméně pro některé uživatele může být použití trochu nepříjemné. Pocit lze nejlépe popsat jako mírné bodavý pocit na ošetřované kůži. Bolestivý pocit může trvat během a po ošetření.

To znamená, že byste měli Silk'n Motion používat při nižším stupni výkonu a pokud to nepomůže, měli byste jej přestat používat.

Zarudnutí pokožky

Kůže může zarudnout ihned po použití přístroje nebo do 24 hodin. Zarudnutí se obvykle vytratí do 24 hodin.

Navštivte svého lékaře, jestliže zarudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů.

Používejte stupeň výkonu, který je pro vás příjemný a vhodný pro tón vaší pleti.

Zvýšená citlivost kůže

Pokožka v zasažené oblasti je citlivější, proto může dojít k vysušení nebo zarudnutí pokožky.

Pigmentové změny

Silk'n Motion se zaměřuje na vlasový stvol, zejména pigmentové buňky vlasového folikulu a vlasový folikul samotný. Nicméně existuje riziko přechodné hyperpigmentace (zvýšená pigmentace nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (bělení) okolní kůže. Riziko změn v pigmentaci kůže je vyšší u lidí s tmavším tónem pleti nebo silně opálenou pokožkou. Obvykle jsou barevné skvrny a změny kožního pigmentu dočasné, přičemž trvalá hyperpigmentace nebo hypopigmentace je vzácná.

Nadměrné zarudnutí a otok

Ve vzácných případech může u ošetřované kůže dojít k většímu zarudnutí a otoku. Častěji se tak děje u citlivých míst na těle. Zarudnutí a otok by měly odeznít během 2 až 7 dnů, ošetřit je lze častým přikládáním ledu. Jemné čištění pokožky je v pořádku, ale vyhněte se pobytu na slunci.

Puchýře a popáleniny

Postižené oblasti zchladte a aplikujte krém na popáleniny. Před dalším ošetřením vyčkejte, než se místo zcela zhojí a použijte nižší stupeň výkonu.

Pokud se stav pokožky nezlepší během 3 dnů, poraďte se s lékařem.

8. Dlouhodobé odstranění ochlupení metodou Silk'n

Efektivita odstranění chloupků se liší individuálně podle tělesné oblasti, barvy chloupků a způsobu použití Silk'n Motion. Cyklus růstu chlupu může trvat 18-24 měsíců. Během této doby je k dosažení trvalého odstranění chloupků zapotřebí několika ošetření.

Běžný plán odstranění chloupků pomocí Silk'n JMotion v průběhu cyklu růstu ochlupení:

- Ošetření 1-4: Naplánujte jednotlivá ošetření po dvou týdnech za sebou.
- Ošetření 5-7: Naplánujte jednotlivá ošetření po čtyřech týdnech za sebou.
- Ošetření 8+: Ošetření dle potřeby, dokud není dosaženo požadovaných výsledků.

8.1. Očekávané výsledky ošetření

Odověď závisí na typu ochlupení, jakož i biologických faktorech, které mohou mít vliv na růst ochlupení. Někteří uživatelé mohou reagovat rychleji nebo pomaleji ve srovnání s průměrným počtem ošetření.

Typ pleti ¹	Tělesné ochlupení ²	Light Fluence (svítivost) [J/cm ²]	Část těla	Průměrná doba ošetření	Efektivita odstranění chloupků
1-5	Tmavě blond až hnědé	2,5-4	Spodní a horní končetiny		60%
			Paže	Ošetření 10-12, cca v rozmezí čtyř týdnů.	50%
			Ohanbí		60%
			Podpaží		55%

Typ pleti ¹	Tělesné ochlupení ²	Light Fluence (svítivost) [J/cm ²]	Část těla	Průměrná doba ošetření	Efektivita odstranění chloupků
1-5	Hnědá až černá	2,5-4	Spodní a horní končetiny	Ošetření 8-10, cca v rozmezí čtyř týdnů.	70%
			Paže		60%
			Ohanbí		70%
			Podpaží		65%

¹ Typy pleti jsou stanoveny dle Fitzpatrickovy stupnice barvy pleti. Viz tabulka barvy pleti na přední straně tohoto manuálu.

² Neúčinkuje na bílé tělesné ochlupení.

8.2. Úrovně energie


Stupeň výkonu určuje intenzitu světelných impulzů na vaši pokožku. Čím vyšší stupeň výkonu, tím účinnější je odstranění chloupků a tím větší je riziko možných vedlejších účinků a komplikací.

- Zařízení nabízí 5 stupňů výkonu od 1 (nejnižší) po 5 (nejvyšší), představovaných 5 kontrolkami výkonu.
- Po zapnutí zařízení se stupeň výkonu nastaví automaticky na úroveň 1. Zůstane svítit pouze jedna kontrolka výkonu.
- Chcete-li změnit stupeň výkonu, stiskněte opakovaně *centrální tlačítko* a zvyšujte postupně stupeň výkonu z 1 až na 5. Jakmile dosáhnete stupně 5, stisknutím *centrálního tlačítka* můžete opět snížit stupeň výkonu z 5 až na 1.



K určení správné úrovně energie pro ošetření oblasti naleznete pokyny v kapitole "9.1. Před prvním ošetřením".

8.3. Pulzování a klouzavý pohyb



Pulzování je nejlepší technikou pro práci na vyšších stupních výkonu.

- Přitiskněte *účinnou plochu* na svou kůži. Postupujte v pásech (buď vodorovně nebo svisle, jak je vidět na obrázku). Začněte na jednom konci pásu a postupujte k jeho konci.
- *Účinná plocha* zanechává na ošetřované kůži dočasné známky tlaku, takže lehce rozeznáte oblasti, které už byly ošetřeny.
- Po každém pulzu přiložte *účinnou plochu* na další místo. Pokračujte s pulzováním po celé ploše, kterou ošetřujete.
- Při použití výrobku dávejte pozor, aby při aplikaci nevznikaly mezery a aby se jednotlivé tahy nepřekrývaly.

Ošetření klouzavým pohybem je nejlepší technikou pro práci na nižších stupních výkonu.

- Přitiskněte *účinnou plochu* pevně na kůži a pomalu klouzavým pohybem ošetřujte pokožku (buď vodorovně, nebo svisle, jak je vidět na obrázku). Dbejte na to, aby byla *účinná plocha* stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži.
- Na nízkém stupni výkonu trvá pouze 1 až 1,5 vteřinu, aby se zařízení mezi impulzy dobilo. Dochází tedy k nepřerušované produkci záblesků.
- Ošetřujte klouzavým pohybem tak, aby nedošlo k mezerám v aplikaci, a zároveň dejte pozor, aby se jednotlivé tahy nepřekrývaly.



Stejnou oblast pokožky neošetřujte více než jednou.



V případě jakýchkoli obtíží přestaňte výrobek ihned používat.

8.4. Senzory výrobku

Silk'n Motion má tři senzory - dotykový, pohybový a senzor barvy.

- **Dotyk a pohyb:** Výrobek umožní vyzařování opakovaných pulzů, pouze pokud je v kontaktu s vaší kůží a pokud jím pohybujete po kůži.
- **Barva:** Odstranění chloupků na pokožce tmavšího tónu může mít za následek nežádoucí účinky, např. popáleniny, puchýře a změny barvy pokožky (hyper- nebo hypopigmentace). Vaše zařízení Silk'n Motion má *senzor barvy pokožky*, který detekuje automaticky tón vaší pleti. *Senzor barvy kůže* ověřuje barvu vaší kůže na začátku ošetření a příležitostně během něj.



Pokud Silk'n Motion zjistí, že odstín vaší kůže je tmavý a výkon je nastaven na stupeň 3 nebo na vyšší stupeň, výrobek automaticky upraví své nastavení a nastaví výkon zpět na stupe 2.

8.5. Co můžete očekávat při ošetření Silk'n

Pro mnoho lidí může být použití Silk'n Motion prvním setkáním s laserovým přístrojem. Při ošetření výrobkem můžete běžně zaznamenat nebo cítit:

- **Hluk:** Chladící větrák vytváří hluk podobný fénu. To je normální.
- **Zvuk praskání:** Při každém záblesku světla HPL™.
- **Pocit tepla a brnění:** Během každého světelného pulzu.
- **Zarudnutí:** Na mírném zrůžovění pokožky během nebo po ošetření není nic zvláštního. Většinou je nejvýraznější v okolí chloupků samotných.



Pokud zjistíte, že je vaše kůže silně zarudlá, okamžitě přestaňte výrobek používat.



Pokud se u vás projeví jakékoli komplikace, vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

9. Začínáme!

Při použití Silk'n Motion postupujte dále uvedeným způsobem:

1. Vyjměte zařízení a ostatní komponenty z krabice.
2. Zasuňte *kabel adaptéru* do zdířky výrobku a zapojte *adaptér* do elektrické zásuvky. Všechny *kontrolky stupně výkonu* se rozsvítí a následně zhasnou.

9.1. Před prvním ošetřením



Před ošetřením si sundejte všechny šperky a bižuterii.

Musíte si zvolit stupeň výkonu vhodný pro svou pokožku a oblast ošetření. Zařízení nabízí 5 stupňů výkonu od 1 (nejnižší) do 5 (nejvyšší). Můžete například ošetřit jedno místo stupněm výkonu 1 a jiné místo stupněm 4. Informace o stupních výkonu naleznete v části "8.2. Úrovně energie".

Správný stupeň ošetření zvolte individuálně pro každou ošetřovanou oblast (dle tabulky barvy pleti na přední straně tohoto manuálu).

1. Pro zapnutí přístroje stiskněte *centrální tlačítko*. Zůstane svítit pouze *kontrolka výkonu* stupně výkonu 1.
2. Umístěte *účinnou plochu* na pokožku a vyzkoušejte jeden pulz. Pokud necítíte nic nepříjemného, znovu stiskněte *centrální tlačítko*. Tím se zvýší stupeň výkonu. Vytvořte další impuls na jiném místě při výkonu na stupni 2.
3. Testujte dále na vyšších stupních výkonu. Použijte stupně výkonu uvedené na tabulce odstínů pleti. Jakmile zjistíte nejvyšší stupeň výkonu, který je pro ošetřované místo příjemný, můžete začít s ošetřením.



Pokud vám je ošetření nepříjemné, přepněte na nižší stupeň výkonu.

Tento test opakujte na každé části těla, kterou máte v úmyslu ošetřit.

Teď jste připraveni k použití svého přístroje Silk'n Motion

1. Před ošetřením musí být oblast ošetření oholená, čistá, suchá a bez jakýchkoli antiperspirantů, zásypů nebo deodorantů. **Na chloupky nepoužívejte vosk ani kleště, nevytrhávejte je.**



Zakryjte mateřská znaménka, bradavice a další místa na kůži, která by neměla být ošetřena.

2. Stiskněte *centrální tlačítko*. Zařízení se zapne na stupni výkonu 1; *kontrolka stupně výkonu* bude svítit a spustí se zvuk větráku.
3. Přibližně 1 sekundu po stisku *centrálního tlačítka* se rozsvítí *kontrolka připravenosti zařízení*. Zařízení je připraveno k použití na nejnižším stupni výkonu.
4. **Nastavte stupeň výkonu.** Stiskněte opakovaně *centrální tlačítko* a nastavte stupeň výkonu na požadovanou úroveň. *Kontrolky stupně výkonu* ukazují nastavený stupeň výkonu (více viz kapitola "8.2. Úrovně energie").
5. Rozhodněte se, zda chcete ošetřit oblast **Klouzavým pohybem (Glide)** nebo **Pulzováním** (Další postup naleznete v části "8.3. Pulzování a klouzavý pohyb").
6. Přiložte *účinnou plochu* na pokožku. Ujistěte se, že je pokožka hladká a natažená. Jakmile je *účinná plocha* v kontaktu s pokožkou, začne pomalu blikat *kontrolka připravenosti zařízení*.
7. Zařízení určí automaticky barvu vaší pleti a vyšle na vaši pokožku světelný pulz. Dostaví se jemný pocit tepla a brnění a můžete slyšet praskavý zvuk.
8. Pokud používáte metodu pulzování, oddalte zařízení od pokožky. Zařízení se okamžitě dobije na další impuls. Za pár vteřin (v závislosti na nastavení stupně výkonu) se *kontrolka připravenosti* znovu rozsvítí a po přitlačení na pokožku začne pomalu blikat.
9. Pokud používáte metodu pulzování, postup opakujte. Pokud používáte metodu klouzavých pohybů, pokračujte dále. Pokračujte s ošetřením pulzováním nebo klouzavým pohybem, dokud nebude ošetřena celá oblast.



Objeví-li se na kůži puchýře nebo spáleniny, **okamžitě přestaňte zařízení používat.**





10. Po ošetření

Po ukončení ošetření:

1. Vypněte zařízení dlouhým stiskem centrálního tlačítka. Nezapomeňte, který stupeň výkonu jste použili, protože po spuštění zařízení nezůstane uložen.
2. Adaptér odpojte ze zásuvky s elektrickým proudem.

11. Údržba

Po každém ošetření je důležité zařízení Silk'n Motion vyčistit. Čištění zařízení:

-  Odpojte zařízení.
-  Při čištění otřete výrobek, včetně účinné plochy, čistou suchou utěrkou. Nikdy nepoužívejte aceton ani jiné abrazivní tekuté prostředky, protože výrobek poškodí.
-  Po vyčištění doporučujeme uložit přístroj do původní krabice.
-  Silk'n Motion ani žádnou z jeho částí nikdy neponořujte do vody.

12. Řešení potíží

Výrobek se nepokoušejte otevírat ani opravovat. Mohli byste se dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi výrobku nebo pulzním světlem, a způsobit si tak těžkou újmu na zdraví. Rovněž by to vedlo k neplatnosti záruky.

Problém	Kontrola
Můj výrobek se nedá zapnout.	Ujistěte se, že je <i>adaptér</i> řádně připojen k zařízení a že je zapojen do zásuvky s elektrickým proudem.
Při kontaktu s kůží neprodukuje zařízení žádné světelné pulzy.	Zkontrolujte, zda je výrobek připojen do elektrické sítě a zda svítí <i>světelná kontrolka</i> . Dbejte na to, aby byla <i>účinná plocha</i> stejnoměrně a pevně přitisknuta na kůži, a pohybujte výrobkem po kůži.
Bliká jedna či více kontrolkek.	Zařízení má poruchu.
Výrobek přestal fungovat a je v pohotovostním režimu.	Zapněte výrobek opakovaným stisknutím <i>centrálního tlačítka</i> .

S veškerými potížemi nebo dotazy se obraťte na zákaznický servis Silk'n.

13. Zákaznický servis

Více informací naleznete na našich webových stránkách na adrese: www.silkn.eu. Tato příručka je také k dispozici ke stažení ve formátu PDF na: www.silkn.eu. Nečekané závady, příhody nebo ostatní problémy s výrobkem ohlaste zákaznickému servisu. Naše kontaktní údaje naleznete níže:

Země	Servisní číslo	Email
Belgie	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francie	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Německo	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Itálie		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemsko	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španělsko	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Velká Británie	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Ostatní země	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Záruka

Více informací naleznete v záručním listu Silk'n.

15. Likvidace







Pomáhejte chránit životní prostředí. Nelikvidujte výrobek s domovním odpadem a zlikvidujte jej v souladu s místními zákony pro likvidaci elektroodpadu.

16. Specifikace

Model č.	H3220
Velikost místa	0,9cm x 3 cm [2,7cm ²]
Technologie	Home Pulsed Light
Maximální stupeň výkonu	Max. 4J/cm ²
Vlnová délka	475-1200 nm
Obsluha a bezpečnost	Senzor barvy kůže zajišťuje použití u různých typů kůže.
Velikost balení	220x220x135 mm
Hmotnost systému	275 g
Převaha a skladování v době mezi použitím a skladovací podmínky	Teplota: -40 °C až +70 °C Relativní vlhkost: 10 % až 90 % Atmosférický tlak: 500 až 1060 hPa
Provozní podmínky	Teplota: 10 °C až 35 °C Relativní vlhkost: 30 % až 75 % Atmosférický tlak: 700 až 1060 hPa
Doba do dosažení minimální provozní teploty od minimální skladovací teploty mezi použitím při teplotě okolního prostředí 20 °C	30 minut
Doba do dosažení maximální provozní teploty od maximální skladovací teploty mezi použitím při teplotě okolního prostředí 20 °C	30 minut
Provozní režim	Nepřetržitý

Modely adaptéru a třída	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Napájení Výstupní napětí	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9 A 12 Vdc, 3,0 A
Tento výrobek byl testován a splňuje	Bezpečnost: IEC 60335-2-23 EMC: EN 55014 Bezpečnost zdroje nelaserového typu: IEC 62471
Předpokládaná životnost výrobku	5 roky

17. Značky a symboly

	Výrobky označené tímto symbolem splňují požadavky směrnice EU.
	Třída II. Adaptér je chráněn proti úrazu elektrickým proudem pomocí dvojité izolace.
IP30	Výrobek je kvůli ochraně před úrazem elektrickým proudem chráněn proti vniknutí objektů o průměru větším než 2,5 mm, jako jsou prsty.
	Nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
	Neodhazujte do domovního odpadu. Zlikvidujte v souladu s místními zákony a pomozte chránit životní prostředí. V souladu se směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pravno obvestilo

Podjetje Home Skinovations Ltd. si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali specifikacij z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd., so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd. ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Prav tako ne predstavljajo podelitve licence niti se licenca ne podeli na noben drug način v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd. Podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Podjetje Home Skinovations Ltd. ima patente in tekoče vloge za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete nobene licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen kot je izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd. Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Logotipa SILK'N in SILK'N sta registrirani blagovni znamki družbe Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu ali www.silkn.com, info@silkn.com.

Kazalo vsebine

1. Spoznajte svojo napravo Silk'n Motion	147
2. Varnost z napravo Silk'n Motion	148
3. Kontraindikacije in opozorila	148
4. Naprave Silk'n Motion ne uporabljajte, če:.....	150
5. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom:	151
6. Varnostni nasveti	151
7. Možni neželeni učinki	152
8. Dolgotrajna odstranitev dlačic na način Silk'n.....	153
9. Kako začeti!	157
10. Po terapiji	159
11. Vzdrževanje.....	159
12. Odpravljanje težav	160
13. Služba za pomoč strankam	161
14. Garancija.....	161
15. Odstranjevanje.....	161
16. Tehnični podatki	162
17. Znaki in simboli.....	163

1. Spoznajte svojo napravo Silk'n Motion

Silk'n Motion je naprava za trajno redčenje dlačic s pomočjo svetlobe, zasnovana za domačo uporabo. To je zmogljiva električna naprava. Zaradi tega morate biti pri uporabi posebno pozorni na varnost. Pred uporabo preberite in strogo upoštevajte vsa opozorila, kontraindikacije in varnostne previdnostne ukrepe. Priporočamo, da si pred vsako terapijo ponovno ogledate navodila.

17.1 Vsebina paketa

- Napravo za odstranjevanje dlačic
- Adapter s kablom
- Škatla za shranjevanje
- Čistilna krpa
- Garancijsko kartico
- Priročnik za uporabnika

17.2 Opis naprave

Za ogled posameznih funkcij vaše naprave Silk'n Motion si oglejte diagram na sprednji strani priročnika.

1. Kontrolne lučke ravni energije (1-5)
2. Luč senzorja za barvo kože
3. Lučka pripravljenega stanja
4. Krmilni gumb
5. Tipalo barve kože
6. Terapevtska površina
7. Vtičnica za adapter

Namen uporabe

Naprava Silk'n Motion je namenjena za odstranjevanje neželenih dlačic in sproženje dolgotrajnega ali trajnega zmanjšanja števila dlačic. Trajno zmanjšanje števila dlačic je opredeljeno kot dolgotrajno stabilno zmanjšanje števila dlačic, ki ponovno zrastejo po programu terapije. Napravo Silk'n Motion lahko uporabljate za odstranitev neželenih telesnih dlak. Idealni predeli telesa vključujejo pazduho, predel bikini, roke, noge, obraz (pod ličnicami), hrbet, ramena in prsa.

Te naprave ne uporabljajte za druge namene, razen za opisane v tem priročniku.

2. Varnost z napravo Silk'n Motion


Pri napravi Silk'n Motion je varnost na prvem mestu


Tehnologija Home Pulsed Light™ (HPL) v napravi Silk'n Motion zagotavlja višjo raven varnosti ob uporabi energije manjše moči. Z napravo HPL se doseže rezultate trajnega odstranjevanja dlačic in pri tem porabi samo delček energije, ki se uporabljajo v drugih napravah za odstranjevanje dlačic s svetlobno obdelavo. Nizka stopnja energije zmanjša tveganje poškodb ali zapletov ter prispeva k splošni varnosti.

3. Kontraindikacije in opozorila

Naprava Silk'n Motion ni za vsakogar.

Odstranjevanje dlačic z laserjem ali intenzivno svetlobo v impulzih lahko pri nekaterih osebah poveča stopnjo rasti dlačic. Glede na podatke, ki so trenutno na voljo, so v skupini z največjim tveganjem ženske mediteranskega, bližnje vzhodnega in južno azijskega porekla, če napravo uporabljajo na obrazu in vratu. Za več informacij obiščite spletno mesto www.silkn.eu ali svojo lokalno domeno Silk'n.

 Te naprave se ne sme uporabljati pri naslednjih osebah: otroci, odrasli z omejenimi fizičnimi, čutilnimi ali psihološkimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj oziroma znanja za uporabo te naprave. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali s to napravo.

 Obdelanih predelov ne izpostavljajte soncu in ne uporabljajte stopenj energije 2-5 na porjaveli koži ali po nedavni izpostavitvi soncu (vključno s solariji). Glejte poglavje "6.1. Izpostavitvev soncu".

- ❗ Uporablajte pod ličnico in ne okoli oči.
- ❗ Naprave ne uporabljajte na območjih z vbrizganimi polnilnimi sredstvi ali toksini.
- ❗ Ne obdelujte področij s tetovažami ali trajnim ličenjem, temno rjavimi ali črnimi pikami (kot so večje pege, materina znamenja ali bradavice), prsnimi bradavicami, spolovili ali ustnicami.
- ❗ Ne obdelujte aktivnih ekcemov, luskavice, poškodb, odprtih ran ali okužb (izpuščajev), nenormalnih stanj kože, ki jih povzročajo sistemske ali metabolične bolezni (na primer sladkorna bolezen).
- ❗ Če imate nenormalno stanje kože zaradi sladkorne bolezni, sistemskih ali drugih metaboličnih bolezni.
- ❗ Ne obdelujte področij, kjer je v preteklosti večkrat izbruhnil herpes.
- ❗ Naprave ne uporabljajte v času nosečnosti in dojenja.
- ❗ Ne obdelujte področij, kjer bi morda želeli rasti dlačic. Rezultati so trajni.
- ❗ Istega področja kože ne obdelujte več kot enkrat med posamezno terapijo odstranjevanja dlačic.
- ❗ Če koža močno pordi, se pojavijo mehurji ali opekline, takoj prenehajte z uporabo.
- ❗ Če pride do kakršnega koli neugodja, uporabite nižjo stopnjo energije.
- ❗ Za čiščenje kože pred uporabo nikoli ne uporabljajte vnetljivih tekočin, kot sta alkohol (vključno s parfumi, dezinfekcijskimi sredstvi ali drugimi sredstvi, ki vsebujejo alkohol) ali aceton.



Naprave ne približujte vodi ali tekočinam! Naprave ne uporabljajte v bližini kadi, tušev, bazenov ali drugih vsebnikov z vodo. Pripomočka ne namestite oziroma shranite tam, kjer lahko pade ali se ga potisne v vodo, in ne tam, kjer je v bližini vode. Obstaja tveganje električnega udara. Napravo takoj izmaknite iz napajanja, če pride v stik z vodo, in se obrnite na servis za stranke.



Pred uporabo snemite ves nakit.



Naprave nikoli ne uporabljajte nenadzorovane, ko je priključena v vtičnico. Adapter AC/DC mora biti ves čas dostopen, da ga lahko enostavno izmaknete iz vtičnice, če pride do nujnega primera.



Ne poskušajte spreminjati, odpirati in popravljati vaše naprave Silk'n Motion. Tako se lahko izpostavite nevarnim električnim delom ali svetlobni energiji v impulzih. Pri tem lahko pride do osebnih hudih poškodb, garancija pa preneha veljati.

4. Naprave Silk'n Motion ne uporabljajte, če:

- Vtiča, priključkov ali dodatkov za to napravo družba Home Skinovations Ltd ne priporoča
- Naprava ima poškodovan kabel ali vtič. Napajalni kabel hranite stran od vročih površin.
- Med uporabo vidite ali vohate dim.
- *Senzor za barvo kože, obdelovalna površina aliohišje naprave so razpočeni ali razpadajo.*
- Naprava ne deluje ali kaže drugačne znake poškodbe.

V teh primerih se obrnite na službo za pomoč strankam Silk'n.

5. Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom:

- Če ste v preteklosti imeli keloidalne brazgotine.
- Če imate epilepsijo.
- Če imate bolezen, povezano s preobčutljivostjo na svetlobo, kot so na primer porfirija, polimorfna svetlobna erupcija, sončna urtikarija, lupus (kožna tuberkuloza) itd.
- Če ste v preteklosti imeli kožnega raka ali morebitne kožne maligne spremembe.
- Če ste v zadnjih 3 mesecih prejeli terapijo z obsevanjem ali kemoterapijo.
- Če ste v zadnjih 6 mesecih na svoji koži uporabljali zdravila, ki jih je predpisal zdravnik.
- Če imate katero koli drugi stanje, zaradi katerega po mnenju vašega zdravnika obdelava ne bi bila varna.

6. Varnostni nasveti

V tem poglavju so informacije, s katero boste svojo napravo uporabljali na varen način.

6.1. Izpostavitev soncu

- Najnižja stopnja energije (1) je namenjena predvsem za varno uporabo tudi po izpostavljanju soncu.
- Če uporabljate stopnje energije 2-5, se izogibajte izpostavljanju soncu 4 tedne pred in 2 tedna po terapiji. To je zato, ker večje količine melanina izpostavijo kožo povišanemu tveganju pri uporabi katere koli metode odstranjevanja dlačic s pomočjo svetlobe. To velja za vse tipe kože, tudi za tiste, ki morda ne porjavijo tako hitro.
- Če morate kljub temu, da to odsvetujemo, po obdelavi na sonce, obdelano kožo zaščitite s kremo za sončenje z zaščitnim faktorjem 30 ali več. Tako ravnajte 2 tedna po obdelavi.

6.2. Izpostavljanje oči impulzni svetlobi

- Čeprav napravo lahko uporabljate za odstranjevanje obraznih dlačic, morate biti posebej previdni, da se izognete stiku z očmi.

6.3. Rane ali okužbe

- Pred nadaljnjo uporabo počakajte, da se prizadeto področje zaceli.

7. Možni neželeni učinki

Če informacije upoštevate v celoti in ste pozorni na vsa opozorila in kontraindikacije, zapleti in neželeni učinki niso pogosti. Vendar vsi kozmetični postopki, tudi tisti, ki so zasnovani za domačo uporabo, vključujejo določeno stopnjo tveganja. Zaradi tega je pomembno, da razumete in sprejmete tveganja in zaplete, do katerih lahko pride pri uporabi sistemov na osnovi energije impulzne svetlobe, zasnovanih za domačo uporabo.

Blago neugodje na koži

Domače odstranjevanje dlačic z impulzno svetlobo ljudje na splošno dobro prenašajo. Vendar pa lahko nekateri uporabniki pri uporabi začutijo blago neugodje na koži. Tega se najboljšje opiše kot občutek blagega zbadanja na obdelanih področjih kože. Občutek zbadanja je lahko prisoten med terapijo ali po njej.

To pomeni, da morate napravo Silk'n Motion uporabljati z nizko stopnjo energije, če pa tudi to ne pomaga, napravo prenehajte uporabljati.

Pordela koža

Vaša koža lahko takoj po uporabi naprave ali v 24 urah pordeči. Rdečica navadno izzveni v 24 urah.

Če rdečica ne izzveni v 2 do 3 dneh, obiščite svojega zdravnika.

Zagotovite, da boste uporabljali stopnjo energije, ki je za vas udobna in primerna za vaš odtенок kože.

Povečana občutljivost kože

Koža obdelanega področja je občutljivejša, zato se lahko pojavi suha koža ali luščenje kože.

Spremembe pigmenta

Naprava Silk'n Motion je usmerjena na lasni koren, še posebej pigmentirane celice v lasnem mešičku in sam lasni mešiček. Kljub temu obstaja tveganje začasne hiperpigmentacije (povečane količine pigmenta ali rjavo obarvanje) ali hipopigmentacije (pobeljenje) okoliške kože. Tveganje sprememb pigmentacije kože je večje pri osebah s temnejšimi odtenki kože ali močno porjavelo kožo. Razbarvanja kože ali spremembe kožnega pigmenta so običajnočasne, trajna hiperpigmentacija in hipopigmentacija pa sta redki.

Pretirana rdečica in otekanje

Obdelana koža lahko postane v redkih primerih zelo rdeča in otekla. To je pogostejše v občutljivih področjih telesa. Rdečica in otekanje morata izzveneti v 2 do 7 dneh in jih je treba zdraviti s pogosto uporabo ledu. Nežno čiščenje je v redu, vendar pa se izogibajte sonu.

Mehurji ali opekline

Prizadeto področje ohladite in nanesite kremo proti opeklinam. Preden poskusite z novo terapijo, počakajte, da se območje popolnoma zaceli, nato pa uporabite nižjo stopnjo energije. **Če se običajno stanje kože ne vzpostavi znova v roku 3 dni, se posvetujte s svojim zdravnikom.**

8. Dolgotrajna odstranitev dlačic na način Silk'n

Učinkovitost odstranitve dlačic se razlikuje od osebe do osebe, dela telesa, barve dlačic in načina uporabe Silk'n Motion. Značilen cikel rasti dlačice lahko traja 18-24 mesecev. V tem času je potrebnih več obdelovalnih terapij, s katerimi se doseže trajno odstranitev dlačic.

Značilen načrt odstranjevanja dlačic s Silk'n Motion med celotnim ciklom rasti dlačic vključuje:

- Terapije 1–4: Načrtujte jih dva tedna vsaksebi.
- Terapije 5-7: Načrtujte jih štiri tedne vsaksebi.

- Terapije 8+: Terapije izvajajte po potrebi, dokler ne dosežete zelenih rezultatov.

8.1. Pričakovani rezultati terapije

Individualni odziv je odvisen od vrste dlačic kot tudi bioloških dejavnikov, ki vplivajo na vzorce rasti dlačic. Nekateri uporabniki se lahko odzovejo hitreje ali počasneje kot je povprečno število terapij.

Vrsta kože ¹	Dlake ²	Svetlobni tok [J/cm ²]	Telesni del	Povprečni čas terapije	Učinkovitost odstranjevanja dlačic
1-5	Temno blond do rjave	2,5–4	Spodnji ali zgornji del noge	Seja 10–12 – približno v razmaku štirih tednov.	60 %
			Roke		50 %
			Bikini črta		60 %
			Pazduhe		55 %
1-5	Rjava do črna	2,5–4	Spodnji ali zgornji del noge	Seja 8–10 – približno v razmaku štirih tednov.	70 %
			Roke		60 %
			Bikini črta		70 %
			Pazduhe		65 %

¹Vrste kože temeljijo na Fitzpatrickovi lestvici barv kože. Glejte diagram za barvo kože na sprednji strani priročnika.

²Ne učinkuje na belih dlakah.

8.2. Stopnje energije


Stopnja energije določa intenzivnost svetlobnega impulza, ki se ga prenese na vašo kožo. Z višanjem stopnje energije se večajo tudi rezultati odstranjevanja dlavic in tveganja za morebitne neželene učinke ter zaplete.

- Naprava ima 5 stopenj energije od 1 (najnižja) do 5 (najvišja), kar predstavlja 5 svetlobnih *kontrolnih lučk za stopnjo energije*.
- Kadar je naprava vklopljena, se stopnja energije samodejno nastavi na stopnjo 1. Vklopljena je samo ena kontrolna lučka za stopnjo energije.
- Če želite stopnjo energije spremeniti, pritisnite *kontrolni gumb* večkrat, da povečate stopnjo energije od 1 do 5. Ko dosežete stopnjo 5, še enkrat pritisnite *kontrolni gumb*, da stopnjo energije zmanjšate od stopnje 5 nazaj na 1.



Da bi določili, katera stopnja energije je primerna za določeno terapevtsko območje, glejte poglavje "9.1. Pred prvo terapijo".

8.3. Metoda z impulzi in metoda z glajenjem





Metoda z impulzi je najboljša tehnika za delo na višjih stopnjah energije.

- *Terapevtsko površino* pritisnite ob svojo kožo. Delo v vrstah (bodisi prečno ali navzdol, kot je prikazano na sliki). Začnite na enem koncu vrste in se pomaknite do drugega konca.
- *Terapevtska površina* ustvari začasna znamenja pritiska na obdelani površini, tako da lahko vidite področja, ki ste jih obdelali.
- Po vsakem impulzu premaknite *obdelovano površino* naslednjo točko. S tem impulznim načinom nadaljujte po celem področju, ki ga obdelujete.

- Pri uporabi naprave se izogibajte vrzelim ali prekrivanju.

Metoda z drsenjem **je najboljša tehnika za delo na nižjih stopnjah energije.**

- *Obdelovalno površino* čvrsto pritisnite na kožo in počasi drsite čez kožo (bodisi čez njo ali navzdol, kot prikazuje slika). Prepričajte se, da se *obdelovalna površina* vedno dotika vaše kože.
 - Na nižjih stopnjah energije naprava potrebuje samo 1-1,5 sekunde, da se napolni med posameznima impulzoma. S tem se ustvari neprekinjeno zaporedje utripov svetlobe.
 - Drsenje izvajajte s hitrostjo, pri kateri ne pride do nastajanja presledkov ali prekrivanja.
-  Istega področja kože ne obdelujte več kot enkrat med posamezno terapijo odstranjevanja dlačic.
-  Če začutite kakršno koli nelagodje, takoj prenehajte uporabo.

8.4. Senzorji naprave

Vaša naprava Silk'n Motion je opremljena s tremi senzorji; za dotik, gibanje in barvo.

- **Dotik in gibanje:** Naprava oddaja ponavljajoče se impulze le v čvrstem stiku s kožo in med premikanjem po koži.
- **Barva:** Obdelovanje temnejše kože lahko povzroči neželene učinke, kot so opekline, mehurji in spremembe barve kože (hiper- ali hipopigmentacija). Vaša naprava Silk'n Motion ima *senzor za barvo kože*, ki samodejno zazna barvo kože. *Senzor za barvo kože* na začetku in občasno med obdelavo preveri barvo vaše kože.



Če naprava Silk'n Motion odkrije temnejši odtenek kože in je raven energije nastavljen na 3 ali več, se naprava sama prilagodi in nastavi raven energije nazaj na 2.

8.5. Kaj naj pričakujem pri obdelavi z napravo Silk'n

Za mnoge je uporaba naprave Silk'n Motion prva izkušnja z napravo, ki deluje na osnovi svetlobe. Med obdelavo z napravo se običajno pojavi naslednje:

- **Hrup:** Hladilni ventilator ima podoben zvok kot sušilnik za lase. To je normalno.
 - **Pokajoči zvok:** Ob vsakem utripu luči HPL™.
 - **Občutek toplote in mravljinčenja:** Med vsakim svetlobnim impulzom.
 - **Določena mera rdečine:** Če opazite manjše število zelo blagih, rožnatih mest razbarvanja kože med terapijo ali tik po njej, je to običajno. To se običajno najbolj opazi okoli samih dlačic.
- ! Takoj prenehajte uporabo, če opazite, da je vaša koža zelo rdeča.
- ! Če se pojavijo zapleti, se takoj obrnite na zdravnika.

9. Kako začeti!

Če želite uporabljati napravo Silk'n Motion, upoštevajte spodnje korake:

1. Napravo in druge komponente vzemite iz škatle.
2. *Kabel adapterja* priključite v vtičnico naprave in *adapter* priključite v električno vtičnico. Vse luči indikatorja ravni energije se prižgejo in nato ugasnejo.

9.1. Pred prvo terapijo

- ! Pred obdelavo odstranite ves nakit.

Odločiti se morate, katera stopnja energije je primerna za vašo kožo in katero področje želite obdelati. Naprava ima 5 stopenj energije od 1 (najnižja) do 5 (najvišja). Tako lahko na primer en predel obdelujete z ravnijo energije 1, drugo pa z ravnijo 4. Za informacije o ravneh energije glejte poglavje "8.3. Metoda z impulzi in metoda z glajenjem".

Da bi izbrali primerno stopnjo energije, preverite vsako področje obdelave ločeno (oglejte si shemo kožnih barv na začetku tega priročnika).

1. Za vklop naprave pritisnite *krmilni gumb*. Vklopi se *kontrolna lučka* za stopnjo energije 1.
2. *Terapevtsko površino* namestite na kožo, da sprožite en impulz. Če ne boste doživeli neobičajnega neugodja, ponovno pritisnite *kontrolni gumb*. S tem boste povečali stopnjo energije. Na drugem mestu sprožite en impulz na drugi stopnji energije.
3. S testiranjem nadaljujte na višji stopnji energije. Uporabite stopnje energije, ki so navedene na diagramu barv kože. Ko najdete največjo raven energije, ki je za ta predel obdelave udobna, lahko začnete z obdelavo.



Če pride do kakršnega koli neugodja, uporabite nižjo stopnjo energije.

Ta preizkus ponovite na vsakem delu telesa, kjer želite odstranjevati dláčice.

Zdaj ste pripravljeni na uporabo naprave Silk'n Motion

1. Pred začetkom obdelave naj se kožo na področjih obdelave obrije, očisti, posuši in z nje odstrani delce pudra, antiperspirantov in deodorantov. **Ne voskajte, pulite ali odstranjajte dláčic s pinceto.**



Ne pozabite prekriti materinih znamenj, bradavic in drugih kožnih znamenj, ki jih ne smete obdelovati.

2. Pritisnite *kontrolni gumb*. Naprava se bo vključila, *kontrolna lučka energije* za stopnjo 1 se vklopi in zasliši se zvok ventilatorja.
3. Približno 1 sekundo po pritisku *kontrolnega gumba* se vklopi *lučka pripravljenosti*. Naprava je tako pripravljena za uporabo na najnižji stopnji energije.
4. **Nastavite stopnjo energije.** *Krmilni gumb* pritisnite večkrat, da povečate energijo do stopnje, ki jo potrebujete. *Kontrolne lučke stopnje energije* kažejo nastvitev stopnje energije (glejte poglavje "8.2. Stopnje energije").
5. Odločite, ali želite področje obdelati z metodo **drsenja** ali metodo **impulzov** (glejte poglavje "8.3. Metoda z impulzi in metoda z glajenjem").

6. *Terapevtsko površino* pritisnite ob kožo. Poskrbite, da bo koža razporejena enakomerno in gladko. Ko bo *terapevtska površina* v popolnem stiku s kožo, bo *kontrolna lučka pripravljenosti* začela počasi utripati.
7. Naprava bo samodejno določila barvo vaše kože in sprožila impulz svetlobe na vašo kožo. Občutili boste rahel občutek toplote in mravljinčenja, poleg tega pa se lahko zasliši pokajoč zvok.
8. Če uporabljate impulzni način, napravo odmaknite od kože. Naprava se bo takoj spet napolnila za naslednji impulz. Po nekaj sekundah (odvisno od nastavljene stopnje energije) se bo *kontrolna lučka pripravljenosti* ponovno vklopila in pri ponovnem pritisku ob kožo začela počasi utripati.
9. Če uporabljate impulzni način, ponovite postopek. Če uporabljate drsni način, enostavno nadaljujte. Impulzni ali drsni način uporabljajte, dokler področja popolnoma ne obdelate.



Če se na koži pojavijo mehurji ali opekline, **takoj prenehajte z uporabo.**

10. Po terapiji

Ko sejo terapije končate:

1. Napravo izklopite, tako da kontrolni gum pritisnete za dlje časa. Ne pozabite, katero stopnjo energije ste nazadnje uporabili, saj se ne bo samodejno obnovila, ko napravo ponovno vklopite.
2. Adapter odklopite iz električne vtičnice.

11. Vzdrževanje

Napravo Silk'n Motion je potrebno očistiti po vsaki uporabi. Za čiščenje naprave:



Napravo odklopite z napajanja.



Napravo, vključno z obdelovalno površino, očistite s čisto in suho krpo. Nikoli ne uporabljajte acetona ali drugih abrazivnih tekočin, saj bodo vašo napravo poškodovale.



Priporočamo, da napravo po končanem čiščenju shranite v izvorni škatli.



Naprave Silk'n Motion ali katerih koli njenih delov nikoli ne potaplajte v vodo.

12. Odpravljanje težav

Naprave ne skušajte odpreti ali popraviti. Izpostavite se lahko nevarnim električnim komponentam ali impulzom svetlobne energije, ki vas lahko resno poškodujejo. S tem izničite tudi garancijo.

Težava	Pregledi
Naprava se ne vklopi.	Preverite, ali je <i>adapter</i> pravilno priključen na napravo in ali je vklopljen v električno vtičnico oziroma steno.
Ko se naprava dotakne moje kože, ni svetlobnih impulzov.	Preverite, ali je naprava priključena in <i>luč za pripravljenost</i> sveti. Prepričajte se, da je <i>obdelovalna površina</i> enakomerno in čvrsto pritisnjena na kožo in da napravo premikate po koži.
Eden svetlobni utrip ali več.	Naprava je delovala nepravilno.
Naprava je prenehala delati in je v stanju pripravljenosti.	Ponovno pritisnite <i>nadzorni gumb</i> , da napravo zaženete.

V primeru težav ali vprašanj se obrnite na službo za pomoč strankam Silk'n.

13. Služba za pomoč strankam

Za več informacij si oglejte naše spletno mesto: www.silkn.eu. Ta priročnik je na voljo tudi v obliki PDF, ki jo lahko prenesete s povezave: www.silkn.eu. Obrnite se na službo za pomoč strankam podjetja, da poročate o nepričakovanem načinu delovanja ali dogodkih oziroma drugih težavah z napravo. Naši podatki za stik so:

Država	Številka servisa	E-pošta
Belgija	0900-25006	serviceconsommateurbe@silkn.eu
Francija	0891-655557	serviceconsommateurfr@silkn.eu
Nemčija	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Italija		servizioclientiit@silkn.eu
Nizozemska	0900-2502217	klantenservicenl@silkn.eu
Španija	807088200	servicioalcliente@silkn.eu
Združeno Kraljestvo	0906-2130009	customercareuk@silkn.eu
Druge države	+31 (0)180-330 550	info@silkn.com

14. Garancija

Oglejte si garancijski list naprave Silk'n.

15. Odstranjevanje







Pomaga zaščititi okolje. Ne zavržite med gospodinjske odpadke in upoštevajte nacionalne zakone za odstranjevanje električnih naprav.

16. Tehnični podatki

Št. modela	H3220
Specifikacije, velikost točke	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Tehnologija	Home Pulsed Light
Največja raven energije	maks. 4J/cm ²
Valovna dolžina	475-1200nm
Delovanje in varnost	Senzor za barvo kože zagotavlja uporabo na primernih tipih kože.
Velikost embalaže	220x220x135 mm
Teža sistema	275 g
Transport in shranjevanje med uporabo in pogoji shranjevanja	Temperatura: -40 °C do +70 °C Relativna vlažnost: 10 % do 90 % Zračni tlak: 500 do 1060 hPa
Delovni pogoji	Temperatura: 10 do 35 °C Relativna vlažnost: 30 % do 75 % Zračni tlak: 700 do 1060 hPa
Čas od najmanjše shranjevalne temperature med uporabami do najmanjše delovne temperature pri temperaturi okolice 20 °C	30 minut
Čas od največje shranjevalne temperature med uporabami do največje delovne temperature pri temperaturi okolice 20 °C	30 minut
Način delovanja	Stalni

Modeli adapterjev in nazivni podatki	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Vhodna moč Izhodna moč	100-240 Vac, 50-60 Hz, 0,9 A 12 Vdc, 3,0 A
Ta naprava je bila testirana in je v skladu z	Varnost: IEC 60335-2-23 Elektromagnetna združljivost: EN 55014 Varnost nelaserskega vira: IEC 62471
Pričakovana življenjska doba opreme	5 leta

17. Znaki in simboli

	Izdelki, označeni s tem simbolom, izpolnjujejo zahteve direktiv EU.
	Razred II. Adapter je zaščiten pred električnim udarom s pomočjo dvojne izolacije.
IP30	Naprava je zaščiten pred vdorom predmetov, katerih premer presega 2,5 mm, kot so prsti, za zaščito pred električnim udarom.
	Ne uporabljajte v mokrih okoljih.
	Naprave ne zavržite med gospodinjske odpadke. Zavržite v skladu z državnimi zakoni in pomagajte zaščititi okolje. V skladu z Direktivo o odpadni električni in elektronski opremi.

SL

Nota prawna

Home Skinovations Ltd zastrzega prawa do wprowadzania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub wytwarzania. Informacja przekazywana przez Home Skinovations Ltd jest według najlepszej wiedzy dokładna i wiarygodna w chwili publikacji. Nimenij, Home Skinovations Ltd nie przyjmuje odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Za jej sprawą nie są udzielane żadne licencje bądź uprawnienia do praw patentowych Home Skinovations Ltd.

Bez pisemnej zgody Home Skinovations Ltd, żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej dla jakichkolwiek celów. Dane mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Home Skinovations Ltd posiada patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść niniejszego dokumentu. Przekazanie niniejszego dokumentu nie nadaje żadnych licencji do tychże patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, o ile nie są one przekazane w sporządzonej na piśmie umowie z Home Skinovations Ltd. Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedniego zawiadomienia.

Nazwa SILK'N oraz logo SILK'N to zastrzeżone znaki towarowe firmy Home Skinovations Ltd, Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 2069206, IZRAEL www.silkn.eu lub www.silkn.com, info@silkn.com.

Treść

1. Poznaj swój Silk'n Motion	166
2. Zasady bezpiecznego korzystania Silk'n Motion	167
3. Przeciwwskazania i Ostrzeżenia	167
4. Nie korzystać z Silk'n Motion jeżeli:	170
5. Skonsultować się z lekarzem w przypadku:	170
6. Wskazówki bezpieczeństwa.....	171
7. Możliwe skutki uboczne	172
8. Długotrwały efekt usuwania włosów za pomocą Silk'n.....	174
9. Rozpoczęcie użytkowania!	178
10. Po zabiegu	180
11. Konserwacja	180
12. Rozwiązywanie problemów	181
13. Obsługa klienta	182
14. Gwarancja	182
15. Usuwanie	182
16. Specyfikacja	183
17. Oznaczenia i symbole	185

1. Poznaj swój Silk'n Motion

Silk'n Motion to urządzenie optyczne do trwałej redukcji uwłosienia, przeznaczone do użytku domowego. Jest to urządzenie pracujące pod napięciem i dlatego należy szczególnie zważać na kwestie bezpieczeństwa. Przed użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami, przeciwwskazaniami i zaleceniami bezpieczeństwa i ściśle się do nich stosować. Zalecamy przypomnienie sobie tej instrukcji przed każdym kolejnym użyciem.

1.1. Zawartość opakowania

- Urządzenie depilujące
- Zasilacz z kablem
- Etui do przechowywania
- Szmotka do czyszczenia
- karta gwarancyjna
- instrukcja obsługi

1.2. Opis urządzenia

Proszę korzystać z diagramu na okładce instrukcji obsługi, gdzie pokazano umiejscowienie każdej z części Silk'n Motion.

1. Wskaźniki poziomu mocy (1-5)
2. Dioda czujnika koloru skóry
3. Dioda gotowości
4. Przycisk sterujący
5. Czujnik koloru skóry
6. Okienko świetlne
7. Gniazdo zasilania

Przeznaczenie

Silk'n Motion jest przeznaczone do względnie trwałego usuwania zbędnego uwłosienia i trwałej jego redukcji. Trwała redukcja uwłosienia oznacza długotrwałą i stabilną redukcję liczby włosów odrastających po zastosowaniu zabiegu. Można używać Silk'n Motion do usuwania niechcianego uwłosienia. Najlepsze wyniki uzyskuje się pod pachami, w okolicach bikini, na przedramionach, nogach, twarzy (poniżej kości policzkowych), ramionach, plecach i klatce piersiowej. Urządzenia nie należy używać do żadnych innych celów poza zastosowaniami opisanymi w niniejszej instrukcji.

2. Zasady bezpiecznego korzystania Silk'n Motion


W przypadku Silk'n Motion bezpieczeństwo znajduje się na pierwszym miejscu

Home Pulsed Light™ (HPL) technologia, na której opiera się działanie Silk'n Motion zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przy zmniejszonych poborach mocy. HPL umożliwia długotrwałe usuwanie włosów przy pomocy ułamka energii emitowanej przy depilacji laserowej. Niska energia ogranicza ryzyko uszkodzeń i komplikacji, i przyczynia od ogólnego bezpieczeństwa zabiegu.

3. Przeciwwskazania i Ostrzeżenia

Silk'n Motion nie jest przeznaczony dla każdego.

Usuwanie włosów laserem bądź intensywnym światłem pulsującym u niektórych osób może przyczynić się do silniejszego porostu włosów. W oparciu o obecnie dostępne dane, najbardziej narażone na taki skutek są kobiety pochodzące z Bliskiego Wschodu i Azji Południowej, w przypadku użycia na twarzy i szyi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.silk'n.eu lub lokalnej domenie Silk'n.

 Urządzenie nie może być wykorzystywane przez dzieci, dorosłych o ograniczonej zdolności odczuwania fizycznego bądź umysłowej, ani przez osoby nie zaznajomione z obsługą urządzenia. Urządzenie należy chronić przed dostępem dzieci.



Nie wystawiać skóry poddanej zabiegowi na słońce i nie stosować poziomu mocy 2-5 na skórę opaloną lub poddaną niedawno działaniu promieni słonecznych (dotyczy to także wizyt w solarium). Prosimy zapoznać się z informacjami podanymi w części "6.1. Oddziaływanie słońca".



Urządzenie stosować wyłącznie na partie poniżej kości policzkowych i omijać okolice oczu.



Nie używać w miejscach wstrzyknięć.



Nie poddawać zabiegom skóry z tatuażami lub makijażem permanentnym, ciemnobrązowymi lub czarnymi znamionami (np. duże piegi, pieprzyki etc.), na sutki, genitalia lub usta.



Nie poddawać zabiegowi skóry z aktywną egzemą, łuszczycą, zmianami skórными, otwartymi ranami lub infekcjami (opryszczka), specjalnymi stanami skóry spowodowanymi przez choroby ogólnoustrojowe lub metaboliczne (na przykład cukrzyca).



Występowania odbiegających od normy stanów skórnych wywołanych cukrzycą lub chorobą ogólnoustrojową bądź innym schorzeniem metabolicznym.



Nie używać w miejscach, które wcześniej nosiły objawy opryszczki.



Nie stosować w ciąży lub w czasie karmienia piersią.



Nie stosować w miejscach, w których chcemy, aby włosy odrosły. Skutki są trwałe.

- ❗ Nie poddawać zabiegowi usuwania włosów tego samego miejsca więcej niż jeden raz w trakcie jednej sesji!
- ❗ Zabieg należy natychmiast przerwać w razie wystąpienia silnego zaczerwienienia skóry bądź pojawienia się na niej pęcherzy lub oparzeń.
- ❗ Zmniejszyć poziom energii, jeżeli odczuwany jest dyskomfort.
- ❗ Do czyszczenia skóry przed zabiegiem nigdy nie stosować cieczy palnych, takich jak aceton lub alkohol (w tym perfum, płynów do dezynfekcji oraz innych substancji zawierających alkohol).
- ⚡ Urządzenie należy trzymać z dala od wody i innych płynów! Nie używać w pobliżu wanny, prysznicy, basenów i innych zbiorników wody. Nie umieszczać urządzenia w miejscu z którego może spaść, zostać zepchnięte do wody ani nigdzie w pobliżu. Jest o związane z ryzykiem porażenia. W razie zetknięcia się urządzenia z dowolnego rodzaju płynem, natychmiast odłączyć je od zasilania i skontaktować się z działem obsługi klienta.
- ❗ Przed każdym użyciem urządzenia zdjąć wszystkie elementy biżuterii.
- ❗ Podłączonego do gniazda zasilającego urządzenia nie wolno pozostawiać bez nadzoru. Przez cały czas użytkowania należy zapewnić łatwy dostęp do zasilacza AC/DC, aby w razie nagłych problemów możliwe było szybkie wyjęcie go z gniazda.

- !** Nie należy podejmować samodzielnych prób modyfikowania, otwierania ani naprawy urządzenia Silk'n Motion. Nie narażać się na kontakt z niebezpiecznymi częściami elektrycznymi ani na pulsujące światło. Może to prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała, jak również unieważnić gwarancję.

4. Nie korzystać z Silk'n Motion jeżeli:

- Używana wtyczka, nakładki lub akcesoria do niniejszego urządzenia nie są marki zalecanej przez firmę Home Skinovations Ltd.
- Urządzenie ma uszkodzony przewód lub wtyczkę. Trzymać kabel zasilający z dala od gorących powierzchni.
- W trakcie eksploatacji czuć dym.
- *Czujnik koloru skóry, powierzchnia zabiegowa lub zewnętrzna obudowa urządzenia jest pęknięta bądź uszkodzona.*
- Urządzenie nie działa lub wygląda na uszkodzone w dowolny inny sposób.

W takich wypadkach skontaktować się z działem obsługi klienta marki Silk'n.

5. Skonsultować się z lekarzem w przypadku:

- Kiedykolwiek występowały blizny koloidowe.
- Epilepsji.
- Chorób związanych z przewrażliwieniem na światło, takich jak porfiria, wielopostaciowe osutki świetlne, pokrzywka świetlną, lupus itp.
- Historii raka skóry lub też zmian skórnych o charakterze nowotworowym.
- Stosowania radio- lub chemioterapii w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

- Stosowania w ostatnich 6 miesiącach przepisanych przez lekarza leków na skórę.
- Innych dolegliwości, z powodu których zdaniem lekarza, wykonywanie zabiegów byłoby ryzykowne.

6. Wskazówki bezpieczeństwa

Niniejszy rozdział podaje informacje dotyczące bezpieczeństwa.

6.1. Oddziaływanie słońca

- Najniższy poziom mocy (1) został zaprojektowany specjalnie do bezpiecznego użytku nawet po ekspozycji na słońce.
- Przy korzystaniu z poziomów 2-5 należy unikać promieniowania słonecznego 4 tygodnie przed i 2 tygodnie po zabiegu. To dlatego, iż podwyższona ilość melaniny naraża skórę w przypadku zastosowania dowolnej metody depilacji przy użyciu światła. Odnosi się to do wszystkich typów skóry i karnacji, w tym także tych, które z reguły nie opalają się zbyt szybko.
- Po zabiegu nie zalecamy wychodzenia na słońce. Jeżeli jednak okaże się to konieczne, na skórę w miejscach poddanych zabiegowi należy nałożyć krem z filtrem przeciwsłonecznym o faktorze SPF30 lub wyższym. Skórę należy zabezpieczać w ten sposób przez 2 tygodnie po każdej sesji.

6.2. Narażenie oczu na światło pulsujące

- Urządzenia można używać do usuwania owłosienia twarzy, ale należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oświetlenia oczu i stosować urządzenie wyłącznie na partie poniżej kości policzkowych.

6.3. Zranienia i zakażenia

- Odczekać z zabiegiem od czasu gdy chory obszar wyzdrowieje.

7. Możliwe skutki uboczne

Skutki uboczne występują rzadko przy starannym stosowaniu się do instrukcji, ostrzeżeń i przeciwwskazań. Niemniej, każdy zabieg kosmetyczny, nawet przeznaczony do wykonywania w domu niesie ze sobą jakieś ryzyko. Ważne jest, aby rozumieć i świadomie przyjmować ryzyko komplikacji, jakie mogą wystąpić przy użyciu układów światła pulsującego.

Niewielkie podrażnienie skóry

Usuwanie włosów światłem pulsującym w warunkach domowych jest z reguły dobrze tolerowane. Niemniej, zdarza się, że użytkownicy odczuwają niewielki dyskomfort. Jest to zazwyczaj odczucie klucia na obszarach skóry poddanych zabiegowi. Uczucie klucia może utrzymywać się po zabiegu.

Oznacza to, że urządzenia Silk'n Motion należy użyć na niższym ustawieniu mocy, a jeżeli to nie pomaga, należy zaprzestać jego używania.

Zaczerwienienie skóry

Skóra może być zaczerwieniona po zabiegu do 24 godzin. Zaczerwienienie zazwyczaj ustępuje w ciągu 24 godzin.

Jeżeli zaczerwienienie nie ustąpi w ciągu 2-3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Należy stosować poziom mocy dopasowany do rodzaju i koloru skóry.

Podwyższenie wrażliwości skóry

Skóra w miejscach poddanych zabiegowi jest bardziej delikatna, w związku z czym możesz zauważyć jej wysuszenie lub złuszczenie.

Zmiany pigmentacji

Silk'n Motion oddziałuje na kanał włosa, w szczególności barwne komórki mieszka włosowego sam mieszek. Niemniej, występuje ryzyko tymczasowej podwyższonej pigmentacji (brązowy) lub obniżenia pigmentacji (biały) w otaczającej skórze. Ryzyko zmiany pigmentacji wzrasta u osób o ciemniejszej karnacji i silnej opaleniznie. Zazwyczaj zmiana ubarwienia skóry jest przemijająca, a trwałe zmiany pigmentacji są rzadkie.

Silne zaczerwienienie i opuchlizna

W rzadkich przypadkach skóra może być silnie zaczerwieniona i opuchnięta. Występuje to częściej na bardziej wrażliwych częściach ciała. Zaczerwienienie i opuchlizna powinny ustąpić w ciągu 2 do 7 dni, i należy stosować częste zimne okłady. Delikatne mycie jest wskazane, ale należy unikać promieniowania słonecznego.

Blizny i oparzenia

Schłodzić obszar uszkodzony i zastosować krem przeciw oparzeniom. Odczekać na kompletne zagojenie się uszkodzeń przed ponownym zabiegiem, kiedy należy stosować niższy poziom mocy. **Jeżeli skóra nie powróci do stanu normalnego w ciągu 3 dni, skonsultować się z lekarzem.**

8. Długotrwała efekt usuwania włosów za pomocą Silk'n.

Wydajność depilacji zależy od konkretnej osoby oraz miejsca na ciele, koloru włosów oraz sposobu użycia Silk'n Motion. Typowy cykl odrastania włosów trwa 18-24 miesięcy. Aby uzyskać trwałe usunięcie włosów, w tym czasie konieczne są ponawiane sesje zabiegowe.

Typowy plan depilacji przy użyciu Silk'n Motion w trakcie pełnego cyklu wzrostu włosa:

- Zabiegi 1-4: W odstępach dwutygodniowych.
- Zabiegi 5-7: W odstępach czterotygodniowych.
- Zabiegi 8+: Planować w miarę potrzeb, aż do osiągnięcia pożądanych wyników.

8.1. Oczekiwane rezultaty

Wyniki zależą od rodzaju włosów oraz czynników biologicznych, które mogą wpływać na tryb porostu włosów. Niektórzy użytkownicy reagują szybciej niż inni.

Rodzaj skóry ¹	Owłosienie ciała ²	Natężenie światła [J/cm ²]	Część ciała	Średni czas zabiegu	Skuteczność usuwania włosów
1-5	Ciemny blond do brązowego	2,5-4	Górna i dolna część nóg		60%
			Ramiona	10-12 sesji w odstępach około czterech tygodni.	50%
			Bikini		60%
			Pachy		55%

Rodzaj skóry ¹	Owłosienie ciała ²	Natężenie światła [J/cm ²]	Część ciała	Średni czas zabiegu	Skuteczność usuwania włosów
1-5	Brązowy do czarny	2,5-4	Górna i dolna część nóg	8-10 sesji w odstępach około czterech tygodni.	70%
			Ramiona		60%
			Bikini		70%
			Pachy		65%

¹Typy skóry w oparciu o skalę barwy skóry Fitzpatricka. Zapoznać się z informacjami we wzorcu barw znajdującym się na okładce niniejszej instrukcji.

²Nie działa skutecznie, jeżeli włoski na ciele są koloru białego.

8.2. Poziom mocy


Intensywność impulsu świetlnego dostarczanego skórze przez Silk'n Motion zależy od poziomu mocy. W miarę wzrostu poziomu mocy, zwiększa się zarówno skuteczność usuwania włosów, jak i ryzyko możliwych efektów niepożądanych i komplikacji.

- Urządzenie umożliwia wybór jednego z 5 poziomów mocy, od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego), każdy reprezentowany przez jeden z 5 wskaźników poziomu mocy.
- Po włączeniu, urządzenie jest automatycznie ustawione na poziom 1. Będzie się świecił tylko jeden wskaźnik poziomu mocy.
- Aby zmienić poziom mocy pomiędzy 1 a 5, nacisnąć przycisk Po osiągnięciu poziomu 5, kolejne naciśnięcie przełączy ponownie na 1.



Aby określić poziom mocy dla obszaru poddawanego zabiegowi skorzystać z rozdziału "9.1. Przed pierwszym zabiegiem".

8.3. Pulsacje i przesuwanie



Pulsacje to technika stosowana przy wysokim poziomie mocy.

- Docisnąć *głowicę zabiegową* do skóry. Poruszać się rzędach (w poprzek, bądź w dół jak na rysunku). Rozpocząć z jednego końca i przejść aż do drugiego.
- *Głowica zabiegowa* pozostawia tymczasowy odcisk, tak że widać jakie obszary zostały już obsłużone.
- Po każdym błysku światła przesunąć *powierzchnię zabiegową* do następnej partii skóry. Wykonać tę operację pulsującą na całym obszarze zabiegowym.
- Wykonując zabieg, należy unikać pozostawiania luk pomiędzy partiami poddawanyymi naświetlaniu oraz kilkakrotnego naświetlania tego samego miejsca.


Przesuwanie to technika stosowana przy niskim poziomie mocy.

- Docisnąć *powierzchnię zabiegową* mocno do skóry i powoli przesunąć urządzenie (w poprzek lub wzdłuż, jak pokazano na ilustracji) po skórze. Należy pamiętać, że *powierzchnia zabiegowa* musi przez cały czas dotykać skóry.
- Przy niższych poziomach mocy urządzenie potrzebuje tylko 1-1,5 sekundy na ponowne naładowanie się pomiędzy impulsami. Wytwarza w ten sposób nieprzerwaną serię błysków.
- Przesuwać z prędkością pozwalającą na uniknięcie luk i nakładania się.

- ! Nie poddawać zabiegowi usuwania włosów tego samego miejsca więcej niż jeden raz w trakcie jednej sesji!
- ! Przerwać natychmiast, jeżeli na skórze widać zaczerwienienia, bądź gdy pojawiają się pęcherze lub oparzenia.

! Czujniki urządzenia

Urządzenie Silk'n Motion wyposażone jest w trzy czujniki: czujnik dotyku, czujnik ruchu oraz czujnik koloru.

- **Ruch i dotyk:** Urządzenie emituje powtarzające się błyski światła wyłącznie wtedy, gdy jest mocno przyciskane do skóry i cały czas po niej przesuwane.
 - **Kolor:** Depilacja światłem w przypadku skóry ciemniejszego kolorytu może spowodować wystąpienie skutków ubocznych, takich jak poparzenia, pęcherze oraz przebarwienia (hiper- lub hipopigmentacja). Silk'n Motion posiada *czujnik koloru skóry*. Czujnik koloru skóry sprawdza kolor skóry na początku każdego zabiegu oraz sporadycznie w czasie trwania zabiegu.
-  Jeżeli Silk'n Motion wykryje, że koloryt skóry jest ciemny, a ustawienie poziomu mocy wynosi 3 lub więcej, automatycznie zmieni ustawienie ponownie do wartości 2.

8.4. Czego można spodziewać się po Silk'n?

Silk'n Motion może dla wielu być pierwszym zetknięciem się z urządzeniem transmitującym energię świetlną w użytku domowym. Podczas stosowania normalne odczucia to:

- **Hałas:** Wentylator chłodzący wydaje dźwięk podobny do szuszkarki do włosów. To normalne.
- **Dźwięk odkorkowywania:** Z każdym błyskiem światła HPL™.
- **Wrażenie ciepła i łaskotania:** Z każdym błyskiem światła.

- **Zaczerwienienie:** Niewielkie zaczerwienienie, zaróżowiona skóra po zabiegu nie są niczym nadzwyczajnym. Jest to najbardziej widoczne dokoła samych włosów.
- ! W razie zauważenia silnego zaczerwienienia skóry natychmiast przerwać zabieg.
- ! W razie wystąpienia wszelkich powikłań należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

9. Rozpoczęcie użytkowania!

Aby użyć Silk'n Motion, należy:

1. Wyjąć urządzenie i pozostałe elementy z opakowania.
2. *Kabel zasilacza* podłączyć do gniazda urządzenia, a *zasilacz* do gniazda zasilającego. Wszystkie *wskaźniki poziomu mocy* zaświecą się, a następnie zgasną.

9.1. Przed pierwszym zabiegiem

- ! Przed każdym użyciem urządzenia zdjąć wszystkie elementy biżuterii.

Zdecydować o poziomie mocy stosowanym na wybranym fragmencie skóry. Urządzenie można ustawić na jednym z 5 poziomów mocy od 1 (najniższego) do 5 (najwyższego). Na przykład: w przypadku jednej partii skóry można zastosować poziom mocy 1, a w przypadku innej poziom 4. Informacje na temat poziomów mocy znajdują się w części "8.2. Poziom mocy".

Aby wybrać właściwy poziom mocy, sprawdzić osobno każdy z obszarów zabiegu (por. wzorec barw na okładce niniejszej Instrukcji).

1. Aby uruchomić urządzenie, nacisnąć *przycisk*. Zaświeci się *wskaźnik poziomu mocy* 1.
2. Przyłożyć *głowicę zabiegową* do skóry i wygenerować jeden puls. W wypadku braku nietypowych negatywnych wrażeń, wcisnąć *przycisk* ponownie. To zwiększy poziom mocy. Wygenerować pojedynczy impuls na 2 poziomie mocy w innym miejscu ciała.

3. Kontynuować zwiększając poziom mocy. Stosować poziom zgodny ze wskazaniami na wzorcu barw. Po znalezieniu najwyższego poziomu mocy możliwego do stosowania na daną partię skóry bez odczuwania dyskomfortu można rozpocząć zabieg.



Zmniejszyć poziom energii, jeżeli odczuwany jest dyskomfort.

Powtórzyć ten test dla każdej części ciała, która ma być poddana zabiegowi.

Można już używać Silk'n Motion

1. Skóra w miejscach poddawanych zabiegowi musi być ogolona, czysta, sucha i wolna od wszelkich pudrów, antyperspirantów i dezodorantów. **Nie woskować, nie wyrywać ani nie wyskubywać włosów.**



Należy pamiętać o zakryciu pieprzyków i wszelkich innych zmian skórnych, które nie powinny być poddawane zabiegowi.

2. Przycisnąć *przycisk*. Urządzenie włączy się, zapali się wskaźnik 1 *poziomu mocy* i pojawi dźwięk pracującego wentylatora.
3. Po około sekundzie po naciśnięciu *przycisku*, zaświeci się *dioda gotowości*. Od tej chwili urządzenie jest gotowe pracy na najniższym poziomie mocy.
4. **Ustawienie poziomu mocy.** Aby podnieść poziom mocy przycisnąć *przycisk* wielokrotnie aż do uzyskania pożądanej wielkości. *Diody kontrolne* wskazują poziom mocy (por. rozdział "8.2. Poziom moc").
5. Zdecydować się na tryb pracy **Przesuwny** lub **Pulsacyjny** (por. rozdział "8.3. Pulsacje i przesuwanie").
6. Docisnąć *głowicę zabiegową* do skóry. Rozciągnąć skórę aby była równa i gładka. Gdy *głowica* dotknie skóry, *dioda gotowości* zacznie powoli migać.
7. Urządzenie automatycznie określi kolor skóry i rozpocznie wysyłanie na nią pulsów światła. Da się odczuć ciepło o łaskotanie i usłyszeć dźwięk pęknięcia.

8. Przy pracy w trybie pulsacyjnym należy oderwać urządzenie od skóry. Urządzenie natychmiast naładuje się dla kolejnego impulsu. Po kilku sekundach (zależnie od ustawienia poziomu mocy) ponownie zapali się *wskaźnik gotowości*, i po ponownym przystawieniu do skóry, zaczniesz powoli migać.
9. W trybie pulsacyjnym powtórzyć czynności. W trybie przesuwania - kontynuować. Wykonywać zabieg aż do pokrycia całego planowanego pola.



Przerwać natychmiast jeżeli pojawiają się pęcherze lub oparzenia.

10. Po zabiegu

Po zakończeniu sesji zabiegowej:

1. Wyłączyć urządzenie dociskając przycisk sterujący przez dłuższą chwilę. Zapamiętać ostatnio stosowane ustawienia poziomu mocy, gdyż nie są one przywracane po ponownym włączeniu urządzenia.
2. Odłączyć zasilacz od gniazdka prądu.

11. Konserwacja

Urządzenie Silk'n Motion powinno być czyszczone po każdym użyciu. Aby wyczyścić urządzenie:



Odłączyć od zasilania.



Aby wyczyścić urządzenie (łącznie z powierzchnią zabiegową), wytrzeć je czystą, suchą szmatką. Nigdy nie stosować acetonu ani innego rodzaju płynów zawierających środki ściernie, ponieważ spowodują one uszkodzenie urządzenia.



Po czyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym pudle.



Nigdy nie zanurzać Silk'n Motion ani żadnych jego części w wodzie.

12. Rozwiązywanie problemów

Urządzenia nie należy demontować; nie należy też dokonywać prób samodzielnego jego naprawienia. Można w ten sposób narazić się na kontakt z niebezpiecznymi elementami elektrycznymi lub pulsującym światłem i doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała. Spowoduje to także unieważnienie gwarancji.

Problem	Sprawdzić
Urządzenie nie włącza się.	Upewnić się, że <i>zasilacz</i> jest właściwie podłączony do urządzenia i do gniazda w ścianie.
Brak pulsu świetlnego po przyłożeniu do skóry.	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do prądu i czy świeci się <i>wskaźnik gotowości</i> . <i>Powierzchnia zabiegowa</i> powinna być równo i mocno przyciśnięta do skóry, a urządzenie przesuwane po skórze.
Miga jedna lub więcej diod.	Urządzenie ma awarię.
Urządzenie przestało pracować i przeszło do trybu czuwania.	Ponownie nacisnąć <i>przycisk sterujący</i> , aby włączyć urządzenie.

Informacje można uzyskać w obsłudze klienta Silk'n.

13. Obsługa klienta

Informacje są podane na naszych stronach: www.silk'n.eu. Niniejsza instrukcja jest dostępna w pdf na www.silk'n.eu. Informacje na temat nieoczekiwanego działania urządzenia lub niespodziewanych zdarzeń oraz wszelkich problemów z urządzeniem prosimy przekazywać działowi obsługi klienta marki. Nasze dane teleadresowe:

Kraj	Numer do serwisu	E-mail:
Belgia	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Francja	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Niemcy	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Włochy		servizioclientiit@silk'n.eu
Holandia	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Hiszpania	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
UK	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Pozostałe kraje	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

14. Gwarancja

Warunki podane na karcie gwarancyjnej Silk'n.

15. Usuwanie







Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego. Urządzenia nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi i pamiętać o przestrzeganiu miejscowych przepisów dotyczących usuwania urządzeń elektrycznych.

16. Specyfikacja

Nr modelu	H3220
Rozmiar miejsca	0,9cm x 3cm [2,7cm ²]
Technologia	Home Pulsed Light
Maksymalny poziom mocy	Maks. 4J/cm ²
Długość fali	475-1200nm
Obsługa i bezpieczeństwo	Czujnik koloru skóry działa w sposób właściwy względem odpowiednich typów skóry.
Rozmiar opakowania	220x220x135 mm
Waga systemu	275 gm
Transport oraz warunki przechowywania nieużywanego urządzenia	Temperatura: -40°C do +70°C Względna wilgotność: 10% do 90% Ciśnienie atmosferyczne: 500 do 1060hPa
Środowisko pracy	Temperatura: Od 10°C do 35°C Względna wilgotność: 30% do 75% Ciśnienie atmosferyczne: 700 do 1060hPa
Ilość czasu od minimalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do minimalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Ilość czasu od maksymalnej temperatury przechowywania nieużywanego urządzenia do maksymalnej temperatury roboczej przy temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C	30 minut
Tryb pracy	Ciągły

Zasilacze i klasyfikacja	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Napięcie wejściowe: Napięcie wyjściowe	100-240 V AC, 50-60 Hz; 0,9 A 12 V DC; 3,0 A
Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i spełnia wymagania następujących norm:	Bezpieczeństwo: IEC 60335-2-23 Kompatybilność elektromagnetyczna: EN 55014 Bezpieczeństwo źródeł nielaserowych: IEC 62471
Oczekiwana długość okresu użytkowania urządzenia:	5 lata

17. Oznaczenia i symbole

	Produkty oznaczone tym znakiem spełniają wymagania dyrektyw UE.
	Zasilacz jest zabezpieczony przez porażeniem za pomocą podwójnej izolacji.
IP30	Dla zabezpieczenia przez porażeniem, urządzenie jest zabezpieczone przed przeniknięciem przedmiotów większych niż 2.5mm średnicy, takich jak palce.
	Nie używać w wilgotnym otoczeniu.
	Nie usuwać razem z odpadami gospodarstwa domowego. Usuwać zgodnie z prawem krajowym i zasadami ochrony środowiska. Zgodnie z Dyrektywą WEEE.

Правовые положения

Компания Home Skinovations Ltd оставляет за собой право вносить изменения в свою продукцию или спецификации с целью улучшения их характеристик, надежности или возможности изготовления. Предполагается, что информация, предоставленная компанией Home Skinovations Ltd. является точной и надежной на момент публикации. Однако компания Home Skinovations Ltd не принимает на себя ответственность за использование этой информации. На патенты и патентные права компании Home Skinovations Ltd не предоставляется никаких прямых, косвенных или иных лицензий.

Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любым способом, электронным или механическим, в любых целях, без явного письменного разрешения компании Home Skinovations Ltd. Данные могут изменяться без предупреждения.

Компания Home Skinovations Ltd владеет патентами и заявками на патент, торговыми наименованиями, авторскими правами, а также иными правами интеллектуальной собственности, имеющими отношение к предмету данного документа. Предоставление данного документа не дает вам никаких лицензий на эти патенты, торговые наименования, авторские права или иные права интеллектуальной собственности, кроме явным образом предоставляемых компанией Home Skinovations Ltd в соответствии с письменным соглашением. Спецификации могут изменяться без предупреждения.

SILK'N и логотип SILK'N являются зарегистрированными торговыми марками компании Home Skinovations Ltd. Тавор Билдинг, Шаар Йокнеам ПОВ 533, Йокнеам 2069206, ИЗРАИЛЬ www.silkn.eu или www.silkn.com, info@silkn.com.

Оглавление

1. Познакомьтесь со своим Silk'n Motion.....	188
2. Меры безопасности при использовании Silk'n Motion	189
3. Противопоказания и предупреждения	189
4. Не используйте Silk'n Motion если:.....	193
5. Перед использованием устройства, проконсультируйтесь со своим врачом, если:.....	193
6. Рекомендации по безопасности.....	194
7. Возможные побочные эффекты	195
8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n.....	197
9. Начало работы!.....	202
10. После обработки	204
11. Техническое обслуживание	204
12. Выявление и устранение неполадок	205
13. Отдел обслуживания клиентов	206
14. Гарантия.....	206
15. Утилизация.....	206
16. Технические характеристики.....	207
17. Обозначения и символы.....	208

1. Познакомьтесь со своим Silk'n Motion

Silk'n Motion — это световой прибор для долговременного удаления волос, предназначенный для использования в домашних условиях. Это мощный электроприбор, который следует использовать, уделяя особое внимание безопасности. Перед использованием обязательно прочитайте все предупреждения, противопоказания, меры предосторожности и неукоснительно их выполняйте. Перед каждой процедурой мы рекомендуем повторно просматривать инструкции.

1.1. Содержимое упаковки

- Устройство для удаления волос
- Адаптер со шнуром
- Футляра
- Салфетка
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

1.2. Описание устройства

Чтобы увидеть расположение каждого элемента своего устройства Silk'n Motion, обратитесь к схеме, расположенной в начале данного руководства.

1. Световая индикация запаса энергии (1-5)
2. Индикатор датчика цвета кожи
3. Световой сигнал готовности к работе
4. Кнопка управления
5. Датчик цвета кожи
6. Обработывающая поверхность
7. Разъем адаптера

1.3. Назначение

Silk'n Motion предназначен для удаления лишних волос и долгосрочного эффекта или постоянного уменьшения волосяного покрова. Постоянное уменьшение волосяного покрова определяется как постоянное, долгосрочное сокращение количества волос, отросших после предыдущей обработки.

Silk'n Motion можно использовать для удаления нежелательного волосяного покрова на теле. Идеально подходящие участки тела включают: подмышки, линию бикини, руки, ноги, лицо (ниже скул), спину, плечи и грудь.

Не используйте устройство для каких-либо целей, помимо описанных в данном руководстве.

2. Меры безопасности при использовании Silk'n Motion

Во время использования эпилятора Silk'n Motion главное – безопасность


Технология Home Pulsed Light™ (HPL) / (Источник импульсного света / ИИС), используемая в Silk'n Motion, обеспечивает превосходную безопасность с более низким уровнем энергии. ИИС позволяет достигать длительных результатов удаления волос на долю величины запаса энергии, используемой другим световым оборудованием для удаления волос. Низкий уровень энергии снижает риск причинения вреда или возникновения осложнений, а также способствует полной безопасности пользователя.


3. Противопоказания и предупреждения


Аппарат Silk'n Motion подходит не всем.


Удаление волос с помощью лазера или интенсивных импульсных источников света у некоторых людей может вызвать увеличение роста волос. На основании имеющихся в настоящее время данных, групп наивысшей степени риска, у которых может наблюдаться такая реакция, это женщины из регионов Средиземноморья, Ближнего Востока и Южной Азии при использовании прибора на лице и шее.


Для получения дополнительной информации посетите веб-сайты www.silk'n.eu или сайт Silk'n в своей стране.

 Это устройство не должно использоваться следующими категориями людей: детьми, взрослыми с ограниченными физическими, сенсорными или психологическими возможностями или теми людьми, у которых не хватает опыта или знаний о том, как пользоваться данным устройством. Чтобы быть уверенными в том, что с устройством не играют дети, они должны находиться под наблюдением взрослых.

 Не подвергайте обработанные зоны воздействию солнечных лучей и не используйте уровни энергии 2-5 на загорелой коже или после недавнего пребывания на солнце (включая приборы для искусственного загара). См. раздел "6.1. Воздействие солнца".

 Протирайте лицо не выше скул, избегая областей вокруг глаз.

 Не используйте на участках, которые были инъецированы или подвергнуты действию токсических веществ.

 Не используйте эпилятор на коже с татуировками, перманентным макияжем, темно-коричневыми или черными пятнами (например, большие веснушки, родимые пятна, родинки или бородавки), на сосках, гениталиях или губах.

- ❗ Не используйте прибор на участках, пораженных экземой или псориазом, при повреждениях, открытых ранах или инфицированных зонах (герпес), на коже в атипичном состоянии, причиной которого стали общие заболевания или нарушения обмена веществ (например, диабет).
- ❗ Атипичных состояниях кожи, вызванных диабетом, общими заболеваниями или нарушением обмена веществ.
- ❗ Не обрабатывайте участки кожи, на которых в прошлом возникал герпес.
- ❗ Не используйте устройство в период беременности или кормления грудью.
- ❗ Не обрабатывайте участки, на которых, возможно, захотите отрастить волосы. Результаты являются долгосрочными.
- ❗ Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции.
- ❗ При сильном покраснении кожи или если на коже начинают появляться волдыри и ожоги, немедленно прекратите процедуру.
- ❗ Если испытываете малейший дискомфорт, используйте минимальный уровень энергии.
- ❗ Никогда не используйте для протирания лица горючие жидкости, такие как спирт (в том числе духи, дезинфицирующие лосьоны и прочие жидкости, в состав которых входит спирт) или ацетон.



Храните устройство подальше от воды или иных жидкостей! Не используйте его вблизи ванны, душевой кабины, бассейна и других емкостей, содержащих воду. Не кладите и не храните прибор там, где он может упасть, быть сдвинут или помещен где-либо рядом с водой. В таких случаях существует вероятность поражения электрическим током. Если на устройство попала любая жидкость, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в отдел обслуживания клиентов.



Перед использованием снимите всю бижутерию.



Ни в коем случае не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к розетке. Держите АДАПТЕР ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО тока доступным в любое время, чтобы можно было легко его вытащить из разъема в случае возникновения чрезвычайной ситуации.



Не пытайтесь модифицировать, вскрыть или самостоятельно починить устройство Silk'n Motion. Таким образом можно подвергнуть себя воздействию опасных электрических компонентов или импульсной световой энергии. Можно нанести серьезный вред своему здоровью и лишиться гарантии на прибор.

4. Не используйте Silk'n Motion если:

- С определенными видами штепселей, дополнительных приспособлений или аксессуаров для этого устройства, не рекомендованных компанией Home Skinovations Ltd.
- Устройство имеет поврежденный шнур или вилку. Держите сетевой шнур подальше от горячих поверхностей.
- Во время работы прибора видите дым или чувствуете его запах.
- *Сенсор цвета кожи, рабочая поверхность или корпус устройства* растрескался или негерметичен.
- Если устройство не работает или выглядит поврежденным в любом другом смысле.

В таких случаях, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании Silk'n.

5. Перед использованием устройства, проконсультируйтесь со своим врачом, если:

- В прошлом была предрасположенность к образованию келоидных рубцов.
- Эпилептические припадки.
- Страдаете заболеванием, связанным со светочувствительностью, таким как порфирия, полиморфный фотодерматоз, солнечная крапивница, волчанка и др.
- В прошлом был рак кожи или наблюдались участки кожи с потенциальными злокачественными образованиями.
- В течение последних 3-х месяцев проходили процедуры лучевой терапии и химиотерапии.

- В течение последних 6-ти месяцев принимали пропи-санные врачом препараты для кожи.
- Имеются любые другие обстоятельства, из-за которых использование прибора, по мнению лечащего врача, будет небезопасно.

6. Рекомендации по безопасности

Этот раздел содержит информацию, которая поможет безопасно использовать устройство.

6.1. Воздействие солнца

- Самый низкий уровень энергии (1) предназначен для безопасного использования даже после пребывания на солнце.
- Если используете уровни энергии 2-5, избегайте воздействия солнечных лучей в течение 4-х недель до и 2-х недель после процедуры. Это обусловлено тем, что при использовании любого светового метода удаления волос, наличие большого количества меланина подвергает кожу более высокому риску. Это касается всех типов кожи, включая те, которые быстро не загорают.
- Хотя это и не рекомендуется, но если после процедуры вам необходимо выйти на солнце, нанесите на обработанную поверхность кожи солнцезащитный крем с фактором SPF 30 или выше. Это следует делать на протяжении 2 недель после обработки кожи.

6.2. Воздействие пульсирующего света на глаза

- Хотя можно использовать устройство для удаления волос на лице, используйте только ниже скул и проявляйте при этом особую осторожность, чтобы избежать контакта с глазами.

6.3. Раны или инфекции

- Дождитесь выздоровления пораженных участков, прежде чем воздействовать на них прибором.

7. Возможные побочные эффекты

Если четко следовать инструкциям и принимать во внимание все предупреждения и противопоказания, осложнения и побочные эффекты случаются крайне редко. Однако все косметические процедуры, в том числе те, которые можно проводить в домашних условиях, подразумевают некоторый риск. Поэтому важно знать о рисках и осложнениях, которые случаются во время фотоэпиляции в домашних условиях.

Небольшое раздражение кожи

Обычно процедура удаления волос с помощью световых импульсов в домашних условиях переносится очень хорошо. Однако некоторые пользователи ощущают небольшой дискомфорт во время ее проведения. Это ощущение можно описать как незначительное покалывание в области, где обрабатывается кожа. Ощущение покалывания может длиться во время или в течение некоторого времени после сеанса эпиляции.

Это означает, что устройство Silk'n Motion следует использовать на более низком уровне энергии, а если это не помогает, пользование устройством следует прекратить.

Покраснение кожи

Покраснение кожи может наблюдаться сразу после применения устройства или в течение 24 часов после процедуры. Обычно краснота проходит в течение 24 часов.

Если краснота не проходит в течение 2-3 дней, обратитесь к врачу.

Убедитесь, что используете удобный уровень энергии, который подходит для цвета вашей кожи.

Повышенная чувствительность кожи

Кожа на обработанном участке более чувствительна, поэтому вы можете столкнуться с сухостью или шелушением кожи.

Изменения пигмента

Эпилятор Silk'n Motion воздействует на стержень волоса, в частности, на пигментированные клетки волосяного фолликула и на сам волосяной фолликул. Тем не менее, остается риск временной гиперпигментации (увеличение количества пигмента или коричневая депигментация) или гипопигментации (отбеливания) окружающих участков кожи. Риск изменений в пигментации кожи выше у людей, которые имеют кожу более темных оттенков. Обычно депигментация или изменения пигмента кожи носят временный характер, а необратимая гиперпигментация или гипопигментация случаются в очень редких случаях.

Чрезмерное покраснение и припухлость

В редких случаях обработанная кожа может сильно покраснеть и припухнуть. Как правило, это случается на чувствительных участках тела. Покраснение и припухлость должны пройти в течение 2-7 дней и на этот участок кожи необходимо часто прикладывать лед. Допускается мягкая санитарная обработка, но необходимо избегать солнечного воздействия.

Волдыри или ожоги

Охладите пораженный участок и приложите к нему крем против ожогов. Прежде, чем приступить к следующей процедуре эпиляции, дождитесь, пока пораженный участок кожи полностью не заживет, а также используйте более низкий уровень энергии. **Если кожа не возвращается к нормальному состоянию в течение трех дней, обратитесь к своему врачу.**

8. Долговременное удаление волос с помощью эпилятора Silk'n

Эффективность эпиляции у разных людей может отличаться, в зависимости от участка тела, цвета волос и способа применения эпилятора Silk'n Motion. Стандартный цикл роста волос равен 18-24 месяцам. В этот период для достижения долгосрочных результатов удаления волос понадобится несколько сеансов эпиляции.

Стандартный план удаления волос с помощью эпилятора Silk'n Motion во время полного цикла роста волос включает в себя следующее:

- Процедуры 1-4: Период между процедурами составляет приблизительно две недели.
- Процедуры 5-7: Период между процедурами составляет приблизительно четыре недели.
- Процедуры 8+: Процедура выполняются при необходимости, до достижения желаемого результата.

8.1. Ожидаемые результаты процедуры

Индивидуальная реакция зависит от типа волос, а также биологических факторов, которые могут повлиять на процесс роста волос. У некоторых пользователей реакция может быть более быстрой или медленной по сравнению со среднестатистическими показателями.

Тип кожи ¹	Волосы на теле ²	Плотность светового потока [Дж/см ²]	Участок тела	Средняя длительность процедуры	Эффективность удаления волос
1-5	От светло-коричневого до коричневого	2.5-4	Голен и бедра	Сеансы 10-12, с интервалом примерно в 4 недели.	60%
			Руки		50%
			Линия бикини		60%
			Подмышечные впадины		55%
1-5	От коричневого до черного	2.5-4	Голен и бедра	Сеансы 8-10, с интервалом примерно в 4 недели.	70%
			Руки		60%
			Линия бикини		70%
			Подмышечные впадины		65%

¹ Определение типов кожи основывается на шкале цветов кожи Фицпатрика. См. таблицу цвета кожи в начале данного руководства.

² Не эффективный для белых волос на теле.

8.2. Уровни энергии


Уровень энергии определяет интенсивность светового импульса, передаваемого на кожу. По мере увеличения уровня энергии, повышается как эффективность эпиляции, так и риск возможных побочных явлений и осложнений.

- Прибор имеет 5 уровней энергии – от 1 (самый низкий) до 5 (самый высокий), которые отображаются с помощью 5-и световых индикаторов.
- Когда прибор выключается, уровень энергии автоматически устанавливается на уровне 1. Будет светиться только один световой индикатор уровня энергии.
- Чтобы изменить уровень энергии, несколько раз нажмите *кнопку управления* для увеличения уровня энергии от 1 до 5. Достигнув уровня 5, нажмите *кнопку управления* снова, чтобы уменьшить уровень энергии с 5 до 1.



Чтобы определить подходящий уровень энергии для обработки определенного участка своего тела, см. раздел "9.1. Перед первой процедурой"

8.3. Пульсация и скольжение





Пульсация – самый лучший способ для работы на повышенных уровнях энергии.

- Плотно прижмите *обрабатывающую поверхность* к своей коже. Работа по рядам (поперек или вдоль, как показано на изображении). Начните с одного конца каждого ряда и продолжайте к другому концу.

- Обрабатывающая *поверхность прибора* создает временные следы на обрабатываемом участке, так что можно видеть части тела, которые уже были обработаны.
- После каждого импульса, перемещайте *обрабатывающую поверхность* к следующему участку. Продолжайте оказывать пульсирующее воздействие на участок тела, который обрабатываете.
- Старайтесь не пропускать участки обрабатываемой кожи и не обрабатывайте участки повторно.

Скольжение – самый лучший способ для работы на пониженных уровнях энергии.

- Крепко прижмите *рабочую поверхность* к своей коже и медленно скользите им по коже (вверх и вниз, как показано на изображении). Убедитесь, что кожа всегда соприкасается с *обрабатывающей поверхностью* прибора.
 - При низких уровнях энергии, перезарядка устройства занимает всего 1-1,5 секунды между импульсами. Это вызывает непрерывную последовательность импульсов.
 - Осуществляйте процесс скольжения на такой скорости, чтобы можно было избежать пропусков и наложений.
-  Не обрабатывайте один участок кожи более одного раза за один сеанс эпиляции.
-  Если вы испытываете какой-либо дискомфорт, немедленно прекратите процедуру.

8.4. Датчики устройства

Устройство Silk'n Motion снабжено тремя сенсорами: контакта с кожей, перемещения и цвета.

- **Контакт с кожей и перемещение:** Устройство излучает энергию только когда он хорошо контактирует с кожей и вы перемещаете его по поверхности кожи.

- **Цвет кожи:** Использование фотоэпилятора на темной коже может привести к таким нежелательным реакциям, как ожоги, волдыри и изменения цвета кожи (гипер- или гипопигментация). Эпилятор Silk'n Motion оснащен *датчиком цвета кожи*, который автоматически определяет цвет кожи пользователя. *Сенсор цвета кожи* проверяет цвет кожи в начале процедуры и периодически в ходе ее выполнения.



Если устройство Silk'n Motion определит, что тон вашей кожи темный, а уровень энергии выставлен на 3 или выше, то устройство произведет авто-корректировку и возвратит уровень энергии на 2.

Чего следует ожидать при применении Silk'n

Для многих людей применение Silk'n Motion может быть первым опытом использования аппарата для световой эпиляции в домашних условиях. Во время сеанса обработки могут возникнуть такие типичные впечатления или ощущения, как:

- **Шум:** Охлаждающий вентилятор издает звук, напоминающий шум фена. Это нормально.
- **Звук срабатывания:** С каждой вспышкой света HPL™.
- **Ощущение тепла и пощипывания:** Во время каждого светового импульса.
- **Небольшое покраснение:** Во время или сразу после процедуры обработки нередко кожа может приобретать легкий розоватый оттенок. Обычно это заметно непосредственно вокруг самих волосков.



При сильном покраснении кожи немедленно прекратите процедуру.



Если вы испытываете какие-либо осложнения, немедленно обратитесь к врачу.

9. Начало работы!

Чтобы использовать Silk'n Motion, выполните следующие действия:

1. Достаньте устройство и другие его компоненты из коробки.
2. Вставьте *шнур адаптера* в гнездо устройства и подключите *адаптер* к электрической розетке. Все *световые индикаторы уровня энергии* загорятся, а затем погаснут.

9.1. Перед первой процедурой



Перед использованием снимите всю бижутерию.

Следует решить, какой уровень энергии подходит для вашей кожи и участка, который вы решили обработать. Прибор имеет 5 уровней энергии от 1 (самого низкого) до 5 (самого высокого). Например, вы можете обрабатывать один участок кожи на уровне энергии 1, а другой – на уровне 4. Информация об уровнях энергии, см. раздел "8.2. Уровни энергии".

Чтобы выбрать правильный уровень энергии, отдельно протестируйте каждую зону обработки: (см. таблицу цвета кожи в начале данного руководства).

1. Чтобы включить *прибор*, нажмите *кнопку* управления. Будет светиться уровень 1 *светового индикатора уровня энергии*.
2. Поместите *обрабатываемую поверхность* на кожу для генерирования одного импульса. Если вы не испытываете сильного дискомфорта, нажмите *кнопку управления* еще раз. Это повысит уровень энергии. Примените один импульс на другое место на уровне энергии 2.
3. Продолжайте пробовать, увеличивая уровень энергии. Используйте уровни энергии, указанные в таблице цвета кожи. Определив, какой уровень энергии будет наиболее комфортным для того или иного участка, можно приступить к обработке.



Если испытываете малейший дискомфорт, используйте минимальный уровень энергии.

Повторите этот тест на каждом участке тела, который собираетесь обработать.

Теперь вы готовы к использованию своего Silk'n Motion

1. Перед обработкой какого-либо участка, кожа должна быть выбритой, чистой и сухой, на ней не должно быть пудры, антиперспирантов и дезодорантов. **Не удаляйте волосы воском, не выдергивайте и не выщипывайте их.**



- Помните о необходимости закрывать родинки, бородавки или иные образования на подлежащих обработке участках кожи.
2. Нажмите *кнопку управления*. Устройство включится, загорится *световой индикатор* уровня энергии 1, и появится звук работающего вентилятора.
 3. Примерно через 1 секунду после нажатия *кнопки управления*, включится *световой сигнал готовности к работе*. Устройство готово к использованию на самом низком уровне энергии.
 4. **Установите уровень энергии.** Несколько раз нажмите *кнопку управления*, чтобы увеличить уровень энергии до тех пор, пока не появиться нужный вам уровень. *Световые индикаторы уровня энергии* укажут на установленный уровень (см. раздел "8.2. Уровни энергии").
 5. Решите, хотите ли вы обработать участок тела методом **скольжения** или **пульсации** (см. раздел "8.2. Уровни энергии").
 6. Приложите *обрабатывающую поверхность* к коже. Убедитесь, что кожа обрабатывается равномерно и плавно. Если *обрабатывающая поверхность* находится в полном контакте с кожей, начнет медленно мигать *световой сигнал готовности к работе*.

7. Сначала прибор автоматически определит цвет кожи и устройство произведет импульс света на кожу. Появится ощущение тепла и легкого покалывания, и можно будет услышать звук срабатывания.
8. Если прибор работает в режиме пульсации, уберите его со своей кожи. Эпилятор тотчас же подзарядится для генерирования следующего импульса. Через несколько секунд (в зависимости от установленного уровня энергии) снова загорится *световой сигнал готовности* к работе и начнет медленно мигать, когда снова приложите прибор к коже.
9. Если прибор работает в режиме пульсации, повторите процесс. Если в режиме скольжения, тогда просто продолжайте выполнять процедуру. Продолжайте процесс пульсации или скольжения, пока полностью не обработаете участок тела.



Если на коже начинают появляться волдыри и ожоги, немедленно прекратите процедуру.

10. После обработки

По окончании сеанса обработки:




1. Отключите прибор посредством длительного нажатия на кнопку управления. Запомните последнюю настройку уровня энергии, которую использовали, так как при следующем включении прибора она не будет восстановлена.
2. Отсоедините адаптер от розетки.

11. Техническое обслуживание

Чрезвычайно важно чистить эпилятор Silk'n Motion после каждого сеанса обработки. Чтобы очистить устройство:



Отключить устройство от электросети.

-  Чтобы очистить устройство (в т.ч., обрабатываемую поверхность), протрите его чистой сухой салфеткой. Никогда не пользуйтесь ацетоном или абразивными жидкостями, поскольку это приведет к порче устройства.
-  После чистки мы рекомендуем хранить эпилятор в заводской коробке.
-  Ни в коем случае не погружайте свой Silk'n Motion или его детали в воду.

12. Выявление и устранение неполадок

Не пытайтесь вскрыть или самостоятельно починить устройство. Этим вы можете подвергнуть себя опасному воздействию электричества или импульсной световой энергии и нанести серьезный вред своему здоровью. Кроме того, это приведет к аннулированию гарантии.

Проблема	Проверка
Устройство не включается.	Убедитесь, что <i>адаптер</i> правильно подсоединен к прибору и что он включен в настенную электрическую розетку.
Когда прибор соприкасается с моей кожей, нет световой пульсации.	Проверьте подключение и горит ли <i>световой сигнал готовности</i> . Следите за тем, чтобы <i>рабочая поверхность</i> была равномерно и плотно прижата к коже, а вы перемещаете устройство по поверхности кожи.
Одна или несколько лампочек мигают.	Прибор неисправен.
Устройство прекратило работу и перешло в режим ожидания.	Для запуска устройства нажмите <i>кнопку управления</i> еще раз.

При появлении проблем или сомнений, свяжитесь с отделом обслуживания клиентов компании Silk'n.

13. Отдел обслуживания клиентов

Для получения дополнительной информации, посетите наш веб-сайт: www.silk'n.eu. Это руководство также можно загрузить в формате PDF с: www.silk'n.eu. Обратитесь в отдел обслуживания клиентов, чтобы сообщить о неожиданной работе или деятельности, или любой другой проблеме с устройством. Наша контактная информация:

Страна	Телефонные номера сервисных центров	Email
Бельгия	0900-25006	serviceconsommateurbe@silk'n.eu
Франция	0891-655557	serviceconsommateurfr@silk'n.eu
Германия	089 51 23 44 23	kundenservice@inno-essentials.de
Италия		servizioclientiit@silk'n.eu
Нидерланды	0900-2502217	klantenservicenl@silk'n.eu
Испания	807088200	servicioalcliente@silk'n.eu
Великобритания	0906-2130009	customercareuk@silk'n.eu
Другие страны	+31 (0)180-330 550	info@silk'n.com

14. Гарантия

Смотрите свой гарантийный талон Silk'n.

15. Утилизация







Помогите защитить окружающую среду. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами; следуйте принятым в вашей стране нормам по утилизации электротехнических изделий.



16. Технические характеристики



Номер модели	H3220
Размер пятна	0.9 см x 3 см [2.7 см ²]
Технология	Home Pulsed Light
Максимальный уровень энергии	Макс. 4 Дж/см ²
Длина волны	475-1200нм
Работа и безопасность	Датчик цвета кожи гарантирует использование на соответствующих типах кожи.
Размер упаковки	220x220x135 мм
Вес системы	275 г
Транспортировка и хранение между использованием и условия хранения	Рабочие температуры: -40°C – +70°C Относительная влажность : 10% – 90% Атмосферное давление: 500–1060 гПа
Условия эксплуатации	Температура: от 10 °С до 35 °С Относительная влажность: 30% – 75% Атмосферное давление: 700–1060 гПа
Время от мин. температуры хранения между использованием до минимальной рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20 °С	30 минут
Время от макс. температуры хранения между использованием до макс. рабочей температуры при температуре окружающей среды составляет 20 °С	30 минут
Режим работы	Непрерывный

Модель и характеристики адаптера	KSAPV0361200300D5 PMA36R-120
Вход Выход	100-240 в перем. тока, 50-60 Гц, макс. 0.9А 12 В пост. тока, 3,0 А
Это устройство было испытано и соответствует	Меры безопасности: IEC 60335-2-23 (ЭМС) Директивы по электромагнитной совместимости (EMC): EN 55014 Безопасное применение нелазерного источника: IEC 62471
Ожидаемый срок эксплуатационной службы оборудования	5 лет

17. Обозначения и символы

	Продукты, отмеченные этим символом, отвечают требованиям директив ЕС.
	Класс II. Адаптер защищен от поражения электрическим током с помощью двойной изоляции.
IP30	Устройство защищено от проникновения предметов, размером более 2,5 мм в диаметре, таких как пальцы, для защиты от поражения электрическим током.
	Не использовать во влажной окружающей среде.
	Не утилизируйте прибор вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте согласно законодательству своей страны и помогите защитить окружающую среду. Соответствует Директиве об отходах электрического и электронного оборудования (WEEE).



		Skin colour					
Hair colour		energy 1-5	energy 1-5	energy 1-4	energy 1-3	energy 1-2	×
		energy 1-5	energy 1-5	energy 1-4	energy 1-3	energy 1-2	energy 1-2



PB112112A



InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht
The Netherlands
E-mail: info@silkn.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek
Deutschland
E-mail: info@inno-essentials.de