

Angaben lt. Medizinproduktegesetz	
<i>Pflichtangaben nach Medizinproduktegesetz und §§ 5a, 5b UWG</i>	
Sterile Wundpflaster Sensitiv	
Bezeichnung des Medizinproduktes	Sterile Wundpflaster Sensitiv
Hersteller mit Adresse	Pharmaplast, Amria Free Zone, 23512, Alexandria, Ägypten
Anwendungsbereich/ Wirkung	Sterile Wundpflaster Sensitiv zur Versorgung und hygienischen Abdeckung von Hautverletzungen und Wunden
Anwendungshinweise	Sterile Wunde vorsichtig reinigen und darauf achten, dass die umliegende Hautpartie trocken, fettfrei und sauber ist. Wundverband aus der Einzelverpackung entnehmen, das Schutzpapier von der Klebefläche abziehen und den Verband auflegen sowie dann vorsichtig andrücken. Es wird empfohlen, den Wundverband einmal täglich zu wechseln. ndpflaster Sensitiv zur Versorgung und hygienischen Abdeckung von Hautverletzungen und Wunden
Hinweis zur Aufbewahrung	Trocken und vor Sonne geschützt bei 0° - 40° C aufbewahren.
etwaige Warnhinweise	Sterile WundpflasteNicht bei entzündeten oder stark nässenden bzw. blutenden Wunden sowie Verbrennungen dritten Grades verwenden. r Sensitiv zur Versorgung und hygienischen Abdeckung von Hautverletzungen und Wunden
Verkaufseinheiten	15 Stück je Packung in zwei Größen

Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung, nur diese sind verbindlich. Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.